

*MANUALE UTENTE  
USER MANUAL  
MANUEL DE L'UTILISATEUR  
ANWENDERHANDBUCH  
MANUAL DEL USUARIO*

# **B - TEST**

Art. 2035S

**CE**

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTCH

ESPAÑOL

*MANUALE UTENTE  
USER MANUAL  
MANUEL DE L'UTILISATEUR  
ANWENDERHANDBUCH  
MANUAL DEL USUARIO*

# **B - TEST**

Art. 2035S

**CE**

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTCH

ESPAÑOL





Dichiarazione di Conformità	2
Condizioni di garanzia	3
Decadenza della garanzia	4
Modalità di reso	5
Avvertenze generali e di sicurezza	6
Contatti e indirizzi utili	6
Simbologia	6
Descrizione del prodotto	8
Caratteristiche costruttive	10
Installazione	11
Descrizione del funzionamento	12
Istruzioni per l'utente	13
Demolizione e smaltimento	14
Manutenzione e risoluzione dei problemi	15

Dichiarazione di Conformità	2
Condizioni di garanzia	3
Decadenza della garanzia	4
Modalità di reso	5
Avvertenze generali e di sicurezza	6
Contatti e indirizzi utili	6
Simbologia	6
Descrizione del prodotto	8
Caratteristiche costruttive	10
Installazione	11
Descrizione del funzionamento	12
Istruzioni per l'utente	13
Demolizione e smaltimento	14
Manutenzione e risoluzione dei problemi	15

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

(in base alla ISO/IEC 17050-1)

<b>Nome del rilasciante</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Indirizzo del rilasciante</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Oggetto della dichiarazione</b>	Mod. Incubatore biologico B-TEST Art. 2035S

**L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:**

<b>Documenti n°</b>	<b>Titolo</b>	<b>Edizione / Data di emissione</b>
2004/108/CE	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica	15/12/2004
2006/95/CE	Direttiva Bassa Tensione	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi***Presidente*

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

(in base alla ISO/IEC 17050-1)

<b>Nome del rilasciante</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Indirizzo del rilasciante</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Oggetto della dichiarazione</b>	Mod. Incubatore biologico B-TEST Art. 2035S

**L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:**

<b>Documenti n°</b>	<b>Titolo</b>	<b>Edizione / Data di emissione</b>
2004/108/CE	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica	15/12/2004
2006/95/CE	Direttiva Bassa Tensione	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Presidente*





**CONDIZIONI DI GARANZIA**

- 1) DURATA: il prodotto è coperto da un periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi.
- 2) ESCLUSIONE: sono da escludersi dalla garanzia:
  - a) le avarie causate da mancata manutenzione ordinaria dovute a trascuratezza dell'Utilizzatore o ad un uso improprio del prodotto;
  - b) controlli periodici e manutenzione;
  - c) riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura, fragili o di durata non prevedibile, a meno che non sia provata la loro difettosità al momento della consegna;
  - d) guasti relativi a mano d'opera, trasferta del personale tecnico e trasporto;
  - e) guasti o danni derivanti da un uso improprio e da errori di utilizzo;
  - f) guasti o danni derivanti da impurità nei sistemi di alimentazione di acqua e aria, eventi chimici o elettrici straordinari;
  - g) guasti o danni derivanti da uso di detersivi, disinfettanti, sostanze o processi sterilizzanti, non espressamente indicati nel manuale d'uso e manutenzione;
  - h) naturale viraggio delle parti in plastica.
- 3) VERBALE DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO: condizione essenziale per accedere alla garanzia è la restituzione dell'apposito verbale di installazione e collaudo, debitamente compilato in tutte le sue parti e controfirmato dall'Utilizzatore stesso e dal Tecnico Installatore. La restituzione del verbale dovrà avvenire entro 15 giorni dall'installazione, pena il decadimento della garanzia.
- 4) LIMITI: la garanzia dà diritto alla sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi. È comunque escluso il diritto alla sostituzione dell'intero apparecchio. Per quanto riguarda i componenti applicati o integrati prodotti con marchio TECNO-GAZ S.P.A. o da terzi e dotati di proprio certificato di garanzia, valgono le condizioni, i limiti e le esclusioni riportati sui certificati stessi.  
L'effettuazione di una o più riparazioni nel periodo di garanzia non comporta alcuna modifica della data di scadenza della garanzia stessa.
- 5) CONTESTAZIONI: nel caso di contestazione da parte dell'Acquirente sull'applicazione della garanzia, sulla qualità o sulle condizioni della apparecchiatura consegnata, l'Acquirente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare i pagamenti.
- 6) CONTROVERSIE: in caso di controversia sull'applicazione ed interpretazione del presente Certificato di Garanzia, sarà competente il Tribunale di PARMA (Italia), ovunque sia stato stipulato il contratto di acquisto dell'apparecchiatura.
- 7) DEROGHE: particolari deroghe, concesse in merito alle presenti norme di garanzia, non implicano il riconoscimento di alcun diritto nei confronti

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

- 1) DURATA: il prodotto è coperto da un periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi.
- 2) ESCLUSIONE: sono da escludersi dalla garanzia:
  - a) le avarie causate da mancata manutenzione ordinaria dovute a trascuratezza dell'Utilizzatore o ad un uso improprio del prodotto;
  - b) controlli periodici e manutenzione;
  - c) riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura, fragili o di durata non prevedibile, a meno che non sia provata la loro difettosità al momento della consegna;
  - d) guasti relativi a mano d'opera, trasferta del personale tecnico e trasporto;
  - e) guasti o danni derivanti da un uso improprio e da errori di utilizzo;
  - f) guasti o danni derivanti da impurità nei sistemi di alimentazione di acqua e aria, eventi chimici o elettrici straordinari;
  - g) guasti o danni derivanti da uso di detersivi, disinfettanti, sostanze o processi sterilizzanti, non espressamente indicati nel manuale d'uso e manutenzione;
  - h) naturale viraggio delle parti in plastica.
- 3) VERBALE DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO: condizione essenziale per accedere alla garanzia è la restituzione dell'apposito verbale di installazione e collaudo, debitamente compilato in tutte le sue parti e controfirmato dall'Utilizzatore stesso e dal Tecnico Installatore. La restituzione del verbale dovrà avvenire entro 15 giorni dall'installazione, pena il decadimento della garanzia.
- 4) LIMITI: la garanzia dà diritto alla sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi. È comunque escluso il diritto alla sostituzione dell'intero apparecchio. Per quanto riguarda i componenti applicati o integrati prodotti con marchio TECNO-GAZ S.P.A. o da terzi e dotati di proprio certificato di garanzia, valgono le condizioni, i limiti e le esclusioni riportati sui certificati stessi.  
L'effettuazione di una o più riparazioni nel periodo di garanzia non comporta alcuna modifica della data di scadenza della garanzia stessa.
- 5) CONTESTAZIONI: nel caso di contestazione da parte dell'Acquirente sull'applicazione della garanzia, sulla qualità o sulle condizioni della apparecchiatura consegnata, l'Acquirente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare i pagamenti.
- 6) CONTROVERSIE: in caso di controversia sull'applicazione ed interpretazione del presente Certificato di Garanzia, sarà competente il Tribunale di PARMA (Italia), ovunque sia stato stipulato il contratto di acquisto dell'apparecchiatura.
- 7) DEROGHE: particolari deroghe, concesse in merito alle presenti norme di garanzia, non implicano il riconoscimento di alcun diritto nei confronti

dell'Acquirente e saranno da considerarsi limitatamente concesse in relazione al caso specifico.

8) ALTRO: per quanto non espressamente previsto dal presente Certificato di Garanzia valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi in materia della Repubblica Italiana.

### DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decade se:

- a) l'apparecchiatura presenta danneggiamenti dovuti a caduta, esposizione a fiamme, rovesciamenti di liquidi, fulmini, calamità naturali, eventi atmosferici, o comunque da cause non imputabili a difetti di fabbricazione;
- b) l'installazione non é conforme alle istruzioni di TECNO-GAZ S.p.A. ed é stata eseguita da personale non autorizzato;
- c) l'apparecchiatura venga riparata, modificata o comunque manomessa dall'Acquirente o da terzi non autorizzati;
- d) all'atto della richiesta di intervento in garanzia il numero di matricola del prodotto risulti asportato, cancellato, contraffatto, ecc.;
- e) non venga restituito il verbale di installazione e collaudo compilato e firmato entro 15 giorni dall'installazione;
- f) l'Acquirente sospenda e/o ritardi per qualunque motivo il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione all'acquisto e/o alla manutenzione dell'attrezzatura;
- g) non venga rispettata la manutenzione periodica programmata o altra prescrizione prevista nel manuale d'uso e manutenzione.

dell'Acquirente e saranno da considerarsi limitatamente concesse in relazione al caso specifico.

8) ALTRO: per quanto non espressamente previsto dal presente Certificato di Garanzia valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi in materia della Repubblica Italiana.

### DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decade se:

- a) l'apparecchiatura presenta danneggiamenti dovuti a caduta, esposizione a fiamme, rovesciamenti di liquidi, fulmini, calamità naturali, eventi atmosferici, o comunque da cause non imputabili a difetti di fabbricazione;
- b) l'installazione non é conforme alle istruzioni di TECNO-GAZ S.p.A. ed é stata eseguita da personale non autorizzato;
- c) l'apparecchiatura venga riparata, modificata o comunque manomessa dall'Acquirente o da terzi non autorizzati;
- d) all'atto della richiesta di intervento in garanzia il numero di matricola del prodotto risulti asportato, cancellato, contraffatto, ecc.;
- e) non venga restituito il verbale di installazione e collaudo compilato e firmato entro 15 giorni dall'installazione;
- f) l'Acquirente sospenda e/o ritardi per qualunque motivo il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione all'acquisto e/o alla manutenzione dell'attrezzatura;
- g) non venga rispettata la manutenzione periodica programmata o altra prescrizione prevista nel manuale d'uso e manutenzione.







**MODALITA' DI RESO**

1. Tutti i resi devono essere eseguito con prodotti imballati nel loro imballo originale, in caso di reso eseguito con imballo non originale sarà addebitato il prezzo del ripristino dello stesso;
2. Tutti i resi dovranno essere effettuati in PORTO FRANCO ;
3. Il cliente deve anticipare il reso richiedendo agli uffici commerciali TECNO-GAZ l'autorizzazione scritta ad eseguire lo stesso "Modulo per la gestione rientro clienti" (CM-M-002), in conformità al Sistema Gestione della Qualità TECNO-GAZ ( rif. CM-P-003, CM-I-009);
4. Il documento del reso deve riportare:
  - Codice/Articolo del prodotto TECNO-GAZ ;
  - Il numero della fatture di acquisto o del ddt TECNO-GAZ ;
  - Numero di matricola e lotto del prodotto;
  - Spiegazione del reso;
  - Il numero ticket del "Modulo per la gestione rientro clienti" (CM-M-002) o allegare una copia dello stesso;
5. I resi si intendono accettati solo dopo visione del materiale, essi in caso di non conformità possono essere rispediti al mittente, a totale giudizio di TECNO-GAZ ;
6. Per ogni reso saranno addebitate le spese per il ripristino e il collaudo del prodotto.
7. I componenti sostituiti in garanzia devono essere restituiti a TECNO-GAZ in porto franco.
8. La mancata restituzione comporta l'addebito del costo del particolare al richiedente.
9. TECNO-GAZ non accetta rientri da utilizzatori finali.
10. Il rientro in TECNO-GAZ per riparazione è gestito con le stesse modalità di un reso

**MODALITA' DI RESO**

1. Tutti i resi devono essere eseguito con prodotti imballati nel loro imballo originale, in caso di reso eseguito con imballo non originale sarà addebitato il prezzo del ripristino dello stesso;
2. Tutti i resi dovranno essere effettuati in PORTO FRANCO ;
3. Il cliente deve anticipare il reso richiedendo agli uffici commerciali TECNO-GAZ l'autorizzazione scritta ad eseguire lo stesso "Modulo per la gestione rientro clienti" (CM-M-002), in conformità al Sistema Gestione della Qualità TECNO-GAZ ( rif. CM-P-003, CM-I-009);
4. Il documento del reso deve riportare:
  - Codice/Articolo del prodotto TECNO-GAZ ;
  - Il numero della fatture di acquisto o del ddt TECNO-GAZ ;
  - Numero di matricola e lotto del prodotto;
  - Spiegazione del reso;
  - Il numero ticket del "Modulo per la gestione rientro clienti" (CM-M-002) o allegare una copia dello stesso;
5. I resi si intendono accettati solo dopo visione del materiale, essi in caso di non conformità possono essere rispediti al mittente, a totale giudizio di TECNO-GAZ ;
6. Per ogni reso saranno addebitate le spese per il ripristino e il collaudo del prodotto.
7. I componenti sostituiti in garanzia devono essere restituiti a TECNO-GAZ in porto franco.
8. La mancata restituzione comporta l'addebito del costo del particolare al richiedente.
9. TECNO-GAZ non accetta rientri da utilizzatori finali.
10. Il rientro in TECNO-GAZ per riparazione è gestito con le stesse modalità di un reso

### AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA

-  Assicurarsi che l'apparecchio sia alimentato con tensione corretta indicata sulla targhetta.
-  Non rimuovere la targhetta
-  Assicurarsi che l'impianto sia provvisto di messa a terra.
-  Pulire la macchina con panno asciutto.
-  Prima di qualsiasi intervento disinserire il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente.
-  Utilizzare esclusivamente i ricambi originali

*La mancata osservanza dei punti sopra citati, provoca il decadimento di ogni forma di responsabilità da parte di TECNO-GAZ S.p.A.*

### CONTATTI E INDIRIZZI UTILI

L'assistenza tecnica deve essere richiesta al deposito che ha fatturato il dispositivo, oppure direttamente a:

TECNO-GAZ S.p.A.

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

e-mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

### SIMBOLOGIA



Ai sensi della DIRETTIVA 2002/96/CE questo simbolo indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano.



Avvertenze generali e informazioni al destinatario.









Attenzione alle indicazioni scritte in parte a questo simbolo.



Conformità alla Direttiva 2004/108/CE e alla Direttiva 2006/95/CE e loro successivi emendamenti e modifiche.

### AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA

-  Assicurarsi che l'apparecchio sia alimentato con tensione corretta indicata sulla targhetta.
-  Non rimuovere la targhetta
-  Assicurarsi che l'impianto sia provvisto di messa a terra.
-  Pulire la macchina con panno asciutto.
-  Prima di qualsiasi intervento disinserire il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente.
-  Utilizzare esclusivamente i ricambi originali

*La mancata osservanza dei punti sopra citati, provoca il decadimento di ogni forma di responsabilità da parte di TECNO-GAZ S.p.A.*

### CONTATTI E INDIRIZZI UTILI

L'assistenza tecnica deve essere richiesta al deposito che ha fatturato il dispositivo, oppure direttamente a:

TECNO-GAZ S.p.A.

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

e-mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

### SIMBOLOGIA



Ai sensi della DIRETTIVA 2002/96/CE questo simbolo indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano.



Avvertenze generali e informazioni al destinatario.



Attenzione alle indicazioni scritte in parte a questo simbolo.



Conformità alla Direttiva 2004/108/CE e alla Direttiva 2006/95/CE e loro successivi emendamenti e modifiche.



---

**PE** Protezione esterna.



TERRA di protezione.



TERRA (di funzionamento).



Corrente alternata.



Attenzione alta tensione pericolo di folgorazione!



Leggere attentamente il manuale istruzioni.



Parte applicata.



Premere il pulsante Indicato.

---

**POS.** Posizione (numero a cui corrisponde il componente nelle figure o schemi).

---

**Fg.** Figura.

---

**$\Omega$**  Ohm (unità di misura della Resistenza Elettrica).

---

**s** Secondi (unità di misura del tempo).

---

**W** Watt (unità di misura della Potenza).

---

**Hz** Hertz (unità di misura della frequenza).

---

**mm** Millimetri (unità di misura della Lunghezza).

---

**A** Amperé (unita di misura della corrente elettrica).

---

**V** Volt (unità di misura della tensione elettrica).

---

**Pa** Pascal (unità di misura della pressione atmosferica).

---

**°C** Gradi Centigradi (unità di misura della temperatura).

---


**kg** Chilogrammi (unità di misura della Massa).

---


---

**PE** Protezione esterna.

---

 TERRA di protezione.


---

 TERRA (di funzionamento).

---

~ Corrente alternata.


---

 Attenzione alta tensione pericolo di folgorazione!


---

 Leggere attentamente il manuale istruzioni.

---

 Parte applicata.

---

 Premere il pulsante Indicato.

---

**POS.** Posizione (numero a cui corrisponde il componente nelle figure o schemi).

---

**Fg.** Figura.

---

$\Omega$  Ohm (unità di misura della Resistenza Elettrica).

---

**s** Secondi (unità di misura del tempo).

---

**W** Watt (unità di misura della Potenza).

---

**Hz** Hertz (unità di misura della frequenza).

---

**mm** Millimetri (unità di misura della Lunghezza).

---

**A** Amperé (unita di misura della corrente elettrica).

---

**V** Volt (unità di misura della tensione elettrica).

---

**Pa** Pascal (unità di misura della pressione atmosferica).

---

**°C** Gradi Centigradi (unità di misura della temperatura).

---

**kg** Chilogrammi (unità di misura della Massa).

---

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

L'incubatore biologico è un prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici alla temperatura di 57°C, da utilizzare esclusivamente con le autoclavi predisposte.

L'incubatore (fg.1) si compone di un telaio, una cover in ABS (fg.1 – POS.B), un blocco riscaldante di alluminio (fg.1 – POS.C) dotato di N°3 sedi per le provette/indicatori biologici ed una scheda elettronica per la gestione automatica della temperatura del blocco riscaldante.

Sul lato è posizionato il cavo di collegamento con l'autoclave (fg.1 – POS.E) e il pulsante START di accensione (fg.1 – POS.F), mentre sulla parte frontale dell'apparecchio è posto il led di avvertimento (fg.1 – POS.A).

L'indicatore biologico (fg. 2) è composto da un contenitore termoplastico contenente una striscia di carta su cui sono inoculate le spore batteriche ed una piccola ampolla di vetro in cui si trova il brodo di coltura


**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

L'incubatore biologico è un prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici alla temperatura di 57°C, da utilizzare esclusivamente con le autoclavi predisposte.

L'incubatore (fg.1) si compone di un telaio, una cover in ABS (fg.1 – POS.B), un blocco riscaldante di alluminio (fg.1 – POS.C) dotato di N°3 sedi per le provette/indicatori biologici ed una scheda elettronica per la gestione automatica della temperatura del blocco riscaldante.


Sul lato è posizionato il cavo di collegamento con l'autoclave (fg.1 – POS.E) e il pulsante START di accensione (fg.1 – POS.F), mentre sulla parte frontale dell'apparecchio è posto il led di avvertimento (fg.1 – POS.A).

L'indicatore biologico (fg. 2) è composto da un contenitore termoplastico contenente una striscia di carta su cui sono inoculate le spore batteriche ed una piccola ampolla di vetro in cui si trova il brodo di coltura




**fig.1**

<b>POS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
A	LED DI AVVERTIMENTO
B	COVER IN ABS
C	BLOCCO RISCALDANTE IN ALLUMINIO CON N°3 SEDI PER PROVETTE
D	MAGNETE DI FISSAGGIO
E	CAVO DI COLLEGAMENTO CON L'AUTOCLAVE
F	PULSANTE START




**fig.2**

<b>POS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
G	CAPPUCCIO
H	FILTRO
I	ETICHETTA
L	STRISCIA INDICATORE CHIMICO
M	AMPOLLA
N	BRODO DI COLTURA
O	STRISCIA



**fig.1**

<b>POS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
A	LED DI AVVERTIMENTO
B	COVER IN ABS
C	BLOCCO RISCALDANTE IN ALLUMINIO CON N°3 SEDI PER PROVETTE
D	MAGNETE DI FISSAGGIO
E	CAVO DI COLLEGAMENTO CON L'AUTOCLAVE
F	PULSANTE START



**fig.2**

<b>POS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
G	CAPPUCCIO
H	FILTRO
I	ETICHETTA
L	STRISCIA INDICATORE CHIMICO
M	AMPOLLA
N	BRODO DI COLTURA
O	STRISCIA

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

<b>Temperatura ambiente di utilizzo</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensioni (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Peso</b>	0.9 kg
<b>Materiale struttura</b>	Acciaio Fe360B
<b>Materiale coperchio</b>	ABS
<b>Materiale blocco riscaldante</b>	Alluminio anodizzato
<b>Dimensioni imballo (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Tensione di alimentazione</b>	230V~ ± 10%
<b>Numero di fasi</b>	1
<b>Frequenza di alimentazione</b>	50 Hz
<b>Potenza MAX. assorbita</b>	40 W
<b>Tipo di protezione</b>	PE
<b>Classe di isolamento</b>	1
<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + terra)

X = Larghezza Y = Altezza Z = Profondità

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

<b>Temperatura ambiente di utilizzo</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensioni (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Peso</b>	0.9 kg
<b>Materiale struttura</b>	Acciaio Fe360B
<b>Materiale coperchio</b>	ABS
<b>Materiale blocco riscaldante</b>	Alluminio anodizzato
<b>Dimensioni imballo (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Tensione di alimentazione</b>	230V~ ± 10%
<b>Numero di fasi</b>	1
<b>Frequenza di alimentazione</b>	50 Hz
<b>Potenza MAX. assorbita</b>	40 W
<b>Tipo di protezione</b>	PE
<b>Classe di isolamento</b>	1
<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + terra)

X = Larghezza Y = Altezza Z = Profondità



**INSTALLAZIONE**

L'incubatore biologico può essere posizionato sia su un piano orizzontale, che su una superficie metallica verticale tramite una calamita di fissaggio posta sul retro dell'apparecchio.

A causa delle caratteristiche del dispositivo è importante seguire alcune precauzioni:

-  **L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.**

---

-  **Togliere l'imballo e controllare lo stato dell'apparecchio.  
Se presenta segni di danneggiamento da trasporto, avvisare il fabbricante.**

---

-  **L'imballo deve essere conservato per tutto il periodo di garanzia.  
Il fabbricante non accetta resi senza imballo originale.**

---

-  **Posizionare l'apparecchio su una superficie piana o tramite il magnete di fissaggio (fg.1 – POS.D) sul lato dell'autoclave, lontano da fonti di calore (es. bunsen, vaporiere, forni, ecc...).**

---

-  **L'apparecchio deve essere posto ad un'altezza idonea all'utilizzatore, si consiglia un'altezza di 90 cm circa.**

---

-  **Posizionare l'apparecchiatura in modo che la spia led di avvertimento sia chiaramente visibile da parte dell'operatore.**

---

-  **Collegare il cavo di alimentazione tramite l'apposito connettore alla presa posta sull'autoclave.**

---

-  **Posizionare con molta cura il dispositivo sulla superficie metallica, evitando urti violenti che, data la fragilità della calamita, potrebbero romperla.**

---

-  **Data l'intensità del campo magnetico della calamita evitare di posizionare il dispositivo in prossimità di oggetti elettronici che potrebbero rompersi o smagnetizzarsi (telefoni cellulari, orologi, lettori mp3, schede di memoria per archiviazione dati, carte di credito, bancomat, ecc...)**

---

-  **Posizionare il dispositivo lateralmente nella zona anteriore dell'autoclave, in quanto in quella posteriore potrebbe interferire con il funzionamento dell'autoclave.**


**INSTALLAZIONE**

L'incubatore biologico può essere posizionato sia su un piano orizzontale, che su una superficie metallica verticale tramite una calamita di fissaggio posta sul retro dell'apparecchio.

A causa delle caratteristiche del dispositivo è importante seguire alcune precauzioni:

-  **L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.**


---

-  **Togliere l'imballo e controllare lo stato dell'apparecchio.  
Se presenta segni di danneggiamento da trasporto, avvisare il fabbricante.**

---

-  **L'imballo deve essere conservato per tutto il periodo di garanzia.  
Il fabbricante non accetta resi senza imballo originale.**

---

-  **Posizionare l'apparecchio su una superficie piana o tramite il magnete di fissaggio (fg.1 – POS.D) sul lato dell'autoclave, lontano da fonti di calore (es. bunsen, vaporiere, forni, ecc...).**

---

-  **L'apparecchio deve essere posto ad un'altezza idonea all'utilizzatore, si consiglia un'altezza di 90 cm circa.**


---

-  **Posizionare l'apparecchiatura in modo che la spia led di avvertimento sia chiaramente visibile da parte dell'operatore.**

---

-  **Collegare il cavo di alimentazione tramite l'apposito connettore alla presa posta sull'autoclave.**

---

-  **Posizionare con molta cura il dispositivo sulla superficie metallica, evitando urti violenti che, data la fragilità della calamita, potrebbero romperla.**

---

-  **Data l'intensità del campo magnetico della calamita evitare di posizionare il dispositivo in prossimità di oggetti elettronici che potrebbero rompersi o smagnetizzarsi (telefoni cellulari, orologi, lettori mp3, schede di memoria per archiviazione dati, carte di credito, bancomat, ecc...)**

---

-  **Posizionare il dispositivo lateralmente nella zona anteriore dell'autoclave, in quanto in quella posteriore potrebbe interferire con il funzionamento dell'autoclave.**

**DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO**

L'incubatore biologico è un apparecchio da utilizzare in campo medico e/o odontoiatrico



**Il produttore non è responsabile per danni all'apparecchio e alle persone causati dall'uso improprio o dall'imperizia dell'operatore.**




**Temperatura dell'ambiente di utilizzo +17 / +27 °C**

Sull' incubatore è presente un indicatore luminoso a segnalare il possibile mal funzionamento della macchina o la mancanza momentanea di energia elettrica (e quindi il fallimento del test in corso).

Inoltre all'interno del dispositivo vi è un termostato di sicurezza che in caso di raggiungimento di temperature oltre quelle di utilizzo interrompe il funzionamento della resistenza.

1. Collegare il cavo di alimentazione (fg.1 – POS.E) alla presa sull'autoclave.



2. Il led di avvertimento (fg.1 – POS.A) si illumina.
3. Premere il pulsante START (fg.1 – POS.F). Il led di avvertimento si spegne e parte il ciclo di riscaldamento del blocchetto. Quando si verifica un calo di temperatura, dovuto al raffreddamento naturale del blocco riscaldante, la scheda comanda la riaccensione automatica della resistenza. Nel caso di mancato raggiungimento della temperatura o di improvvisa interruzione della corrente, il led rimane acceso e il mini incubatore cessa di funzionare.

**DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO**

L'incubatore biologico è un apparecchio da utilizzare in campo medico e/o odontoiatrico



**Il produttore non è responsabile per danni all'apparecchio e alle persone causati dall'uso improprio o dall'imperizia dell'operatore.**




**Temperatura dell'ambiente di utilizzo +17 / +27 °C**

Sull' incubatore è presente un indicatore luminoso a segnalare il possibile mal funzionamento della macchina o la mancanza momentanea di energia elettrica (e quindi il fallimento del test in corso).

Inoltre all'interno del dispositivo vi è un termostato di sicurezza che in caso di raggiungimento di temperature oltre quelle di utilizzo interrompe il funzionamento della resistenza.

1. Collegare il cavo di alimentazione (fg.1 – POS.E) alla presa sull'autoclave.



2. Il led di avvertimento (fg.1 – POS.A) si illumina.
3. Premere il pulsante START (fg.1 – POS.F). Il led di avvertimento si spegne e parte il ciclo di riscaldamento del blocchetto. Quando si verifica un calo di temperatura, dovuto al raffreddamento naturale del blocco riscaldante, la scheda comanda la riaccensione automatica della resistenza.  
Nel caso di mancato raggiungimento della temperatura o di improvvisa interruzione della corrente, il led rimane acceso e il mini incubatore cessa di funzionare.

**Sicurezza della validità del test**

Se alla fine del tempo di incubazione (circa 48 ore) il led è spento il test è valido.



Se alla fine del tempo di incubazione il led è acceso, il test **NON** è valido



**ATTENZIONE : SUPERFICIE CALDA – non toccare il blocco scaldante durante il funzionamento dell'apparecchio.**



**ATTENZIONE: tenere lontano dalla portata dei bambini**

**ATTENZIONE: non toccare le superfici metalliche quando la macchina è in funzione**

**ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE**

1. Identificare l'indicatore biologico da sottoporre al processo.
2. Inserire l'indicatore biologico nella sterilizzatrice, secondo le istruzioni dell'autoclave.
3. Eseguire il ciclo di sterilizzazione.
4. Rimuovere dalla sterilizzatrice l'indicatore biologico.
5. Lasciare raffreddare l'indicatore per almeno 10 minuti.
6. Verificare l'avvenuto cambio di colorazione della striscia indicatore chimico (fg.2 – POS.L)
7. Rompere l'ampolla in vetro (fg.2 – POS.M) dell' indicatore biologico posta all'interno del contenitore termoplastico; (esercitare pressione con la pinza in dotazione fino alla rottura dell'ampolla). Eseguire tale operazione subito prima di inserire l'indicatore nell'incubatore. L'inserimento dell'indicatore deve avvenire entro e non oltre 1 ora da quando lo stesso è stato tolto dalla sterilizzatrice.
8. Inserire l'indicatore biologico nel blocco riscaldante dell'incubatore.
9. Fare partire il ciclo di incubazione premendo tramite il pulsante START.
10. Esaminare l'indicatore biologico a intervalli per verificarne i cambiamenti di colore (a 18, 24, 36 ore).
11. Incubare l'indicatore biologico per almeno 48 ore, utilizzando come riferimento un indicatore non sottoposto al ciclo di sterilizzazione.
12. Per la procedura dettagliata leggere attentamente quanto riportato nelle istruzioni per l'uso contenute nella confezione degli indicatori biologici.

**Sicurezza della validità del test**

Se alla fine del tempo di incubazione (circa 48 ore) il led è spento il test è valido.



Se alla fine del tempo di incubazione il led è acceso, il test **NON** è valido



**ATTENZIONE : SUPERFICIE CALDA – non toccare il blocco scaldante durante il funzionamento dell'apparecchio.**



**ATTENZIONE: tenere lontano dalla portata dei bambini**

**ATTENZIONE: non toccare le superfici metalliche quando la macchina è in funzione**

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE

1. Identificare l'indicatore biologico da sottoporre al processo.
2. Inserire l'indicatore biologico nella sterilizzatrice, secondo le istruzioni dell'autoclave.
3. Eseguire il ciclo di sterilizzazione.
4. Rimuovere dalla sterilizzatrice l'indicatore biologico.
5. Lasciare raffreddare l'indicatore per almeno 10 minuti.
6. Verificare l'avvenuto cambio di colorazione della striscia indicatore chimico (fg.2 – POS.L)
7. Rompere l'ampolla in vetro (fg.2 – POS.M) dell' indicatore biologico posta all'interno del contenitore termoplastico; (esercitare pressione con la pinza in dotazione fino alla rottura dell'ampolla). Eseguire tale operazione subito prima di inserire l'indicatore nell'incubatore. L'inserimento dell'indicatore deve avvenire entro e non oltre 1 ora da quando lo stesso è stato tolto dalla sterilizzatrice.
8. Inserire l'indicatore biologico nel blocco riscaldante dell'incubatore.
9. Fare partire il ciclo di incubazione premendo tramite il pulsante START.
10. Esaminare l'indicatore biologico a intervalli per verificarne i cambiamenti di colore (a 18, 24, 36 ore).
11. Incubare l'indicatore biologico per almeno 48 ore, utilizzando come riferimento un indicatore non sottoposto al ciclo di sterilizzazione.
12. Per la procedura dettagliata leggere attentamente quanto riportato nelle istruzioni per l'uso contenute nella confezione degli indicatori biologici.

**DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO**

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Ai sensi della DIRETTIVA 2002/96/CE questo simbolo indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano.

Può essere conferito ad appositi centri per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche o consegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente.

E' responsabilità del detentore conferire l'apparecchiatura nei punti di raccolta.

Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.

**Il corretto smaltimento delle apparecchiature in disuso evita conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.**

**Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge**



**DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO**

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Ai sensi della DIRETTIVA 2002/96/CE questo simbolo indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano.

Può essere conferito ad appositi centri per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche o consegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente.

E' responsabilità del detentore conferire l'apparecchiatura nei punti di raccolta.

Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.

**Il corretto smaltimento delle apparecchiature in disuso evita conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.**

**Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge**





## MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchiatura non richiede una manutenzione particolare, esclusa la pulizia periodica del blocco riscaldante per evitare il deposito di sostanze all'interno degli alloggiamenti degli indicatori biologici.

Per la pulizia dell'incubatore è sufficiente far riferimento alle più elementari norme igienico sanitarie previste in circostanze del genere.

- Innanzitutto spegnere la macchina e scollegare la spina dalla presa corrente.
- Se la macchina è appena stata utilizzata, attenderne il raffreddamento.
- Utilizzare una spugnetta lievemente umidificata con acqua saponata e asciugare con un panno asciutto e pulito.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, che potrebbero alterare in maniera irreversibile l'aspetto delle parti in plastica della macchina.
- Non spruzzare direttamente con nebulizzatori sulla macchina, rischiando di danneggiare la parte elettrica all'interno.



**NON ESEGUIRE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI INTERNE ALL'APPARECCHIO.  
SMONTARE L'APPARECCHIO SIGNIFICA MANOMETTERLO.**

<b>Difetto</b>	<b>Causa</b>	<b>Intervento</b>
Azionando il pulsante START l'apparecchio non funziona	Mancanza alimentazione	Controllare che la spina sia inserita nella presa dell'autoclave correttamente
	La resistenza è bruciata	Contattare il fabbricante per assistenza tecnica
Il led si è acceso durante il test	Interruzione dell'energia elettrica	Premere il pulsante START; Il led si spegne, togliere le provette ( <b><i>il test biologico è da ritenersi fallito</i></b> ) lasciare acceso l'apparecchio per circa 15 min. Se il led non si accende automaticamente significa che il precedente spegnimento era dovuto alla mancanza temporanea di energia elettrica. Se invece si accende significa che la resistenza è in corto circuito e scatta la sicurezza. Contattare il fabbricante per assistenza tecnica
Dopo circa 15 minuti di funzionamento il led si riaccende.	Il blocco scaldante non è arrivato a temperatura. Guasto interno	Provare a ripetere il ciclo. Nel caso di persistenza del problema contattare il fabbricante per assistenza tecnica

## MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchiatura non richiede una manutenzione particolare, esclusa la pulizia periodica del blocco riscaldante per evitare il deposito di sostanze all'interno degli alloggiamenti degli indicatori biologici.

Per la pulizia dell'incubatore è sufficiente far riferimento alle più elementari norme igienico sanitarie previste in circostanze del genere.

- Innanzitutto spegnere la macchina e scollegare la spina dalla presa corrente.
- Se la macchina è appena stata utilizzata, attenderne il raffreddamento.
- Utilizzare una spugnetta lievemente umidificata con acqua saponata e asciugare con un panno asciutto e pulito.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, che potrebbero alterare in maniera irreversibile l'aspetto delle parti in plastica della macchina.
- Non spruzzare direttamente con nebulizzatori sulla macchina, rischiando di danneggiare la parte elettrica all'interno.



**NON ESEGUIRE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI INTERNE ALL'APPARECCHIO.  
SMONTARE L'APPARECCHIO SIGNIFICA MANOMETTERLO.**

<b>Difetto</b>	<b>Causa</b>	<b>Intervento</b>
Azionando il pulsante START l'apparecchio non funziona	Mancanza alimentazione	Controllare che la spina sia inserita nella presa dell'autoclave correttamente
	La resistenza è bruciata	Contattare il fabbricante per assistenza tecnica
Il led si è acceso durante il test	Interruzione dell'energia elettrica	Premere il pulsante START; Il led si spegne, togliere le provette ( <b><i>il test biologico è da ritenersi fallito</i></b> ) lasciare acceso l'apparecchio per circa 15 min. Se il led non si accende automaticamente significa che il precedente spegnimento era dovuto alla mancanza temporanea di energia elettrica. Se invece si accende significa che la resistenza è in corto circuito e scatta la sicurezza. Contattare il fabbricante per assistenza tecnica
Dopo circa 15 minuti di funzionamento il led si riaccende.	Il blocco scaldante non è arrivato a temperatura. Guasto interno	Provare a ripetere il ciclo. Nel caso di persistenza del problema contattare il fabbricante per assistenza tecnica





Declaration of Conformity	2
Condition of warranty	3
Loss of warranty	4
Delivery terms	5
General warnings and safety rules	6
Useful contacts and addresses	6
Symbols	6
Product description	8
Constructive specification	10
Installation	11
Description of machine operation	12
Instruction for user	13
Demolition and dismantling	14
Maintenance	15

Declaration of Conformity	2
Condition of warranty	3
Loss of warranty	4
Delivery terms	5
General warnings and safety rules	6
Useful contacts and addresses	6
Symbols	6
Product description	8
Constructive specification	10
Installation	11
Description of machine operation	12
Instruction for user	13
Demolition and dismantling	14
Maintenance	15

**DECLARATION OF CONFORMITY**

(according to ISO/IEC 17050-1)

<b>Manufacturer's Name</b>	TECNO-GAZ S.p.A
<b>Manufacturer's Address</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Subject of declaration</b>	Mod. Biologic incubator B-TEST Art. 2035S

**The object of the declaration described conforms to the requirements of the following documents:**

<b>Documents n°</b>	<b>Title</b>	<b>Edition / Date of emission</b>
2004/108/CE	EMC Directive	15/12/2004
2006/95/CE	Low-Voltage Directive	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Chairman*



**DECLARATION OF CONFORMITY**

(according to ISO/IEC 17050-1)

<b>Manufacturer's Name</b>	TECNO-GAZ S.p.A
<b>Manufacturer's Address</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Subject of declaration</b>	Mod. Biologic incubator B-TEST Art. 2035S

**The object of the declaration described conforms to the requirements of the following documents:**

<b>Documents n°</b>	<b>Title</b>	<b>Edition / Date of emission</b>
2004/108/CE	EMC Directive	15/12/2004
2006/95/CE	Low-Voltage Directive	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Chairman*





**CONDITION OF WARRANTY**

- 1) **DURATION:** the product is covered by a 12-month (twelve) guarantee.
- 2) **EXCLUSION:** the guarantee excludes:
  - a) faults originating from non-performance of scheduled maintenance and due to negligence or improper use of the product by the User;
  - b) periodic checks and maintenance;
  - c) repair or replacement of parts subject to wear that are fragile or have an unpredictable life, unless they prove faulty at the time of their delivery;
  - d) faults caused by personnel or originating from technical personnel transfer and transportation;
  - e) faults or damage originating from improper use or operating errors;
  - f) faults or damage originating from contamination in the water and air infeed systems, extraordinary chemical agents or electrical events;
  - g) faults or damage originating from the use of detergents, disinfecting agents, sterilizing fluids or processes that are not described explicitly in the instruction manual for operation and maintenance;
  - h) natural color change of plastic components.
- 3) **INSTALLATION AND TESTING REPORT:** an essential prerequisite for guarantee validity is the return of the installation and testing report after all its sections have been filled in by the User and the Fitter. The report must be returned within 15 days after installation, otherwise the guarantee becomes null and void.
- 4) **LIMITS:** the guarantee entitles its holder to repairs or replacement of faulty components free of charge. The right to replace the entire machine is excluded. As for components either applied or added to TECNO-GAZ products or by third parties, having their own guarantee certificate, the conditions, limits and exclusions indicated in the relevant certificates apply.

Under no circumstances shall carrying out of one or more than one repair during the guarantee term change the guarantee expiry date.
- 5) **CLAIMS:** in the event of the Purchaser making a claim relating to the application of the guarantee and the quality or conditions of the delivered equipment, the said Purchaser shall in no way suspend and/or delay payments.
- 6) **DISPUTES:** if a dispute arises on the application and interpretation of this Certificate of guarantee, the Court of PARMA (Italy) shall be the court of jurisdiction, regardless of the location in which the purchase agreement was stipulated.
- 7) **DEROGATIONS:** any special derogations from the guarantee terms described in this section shall not imply the granting to the Purchaser of any right and shall be considered as granted for a specific case only.

**CONDITION OF WARRANTY**

- 1) **DURATION:** the product is covered by a 12-month (twelve) guarantee.
- 2) **EXCLUSION:** the guarantee excludes:
  - a) faults originating from non-performance of scheduled maintenance and due to negligence or improper use of the product by the User;
  - b) periodic checks and maintenance;
  - c) repair or replacement of parts subject to wear that are fragile or have an unpredictable life, unless they prove faulty at the time of their delivery;
  - d) faults caused by personnel or originating from technical personnel transfer and transportation;
  - e) faults or damage originating from improper use or operating errors;
  - f) faults or damage originating from contamination in the water and air infeed systems, extraordinary chemical agents or electrical events;
  - g) faults or damage originating from the use of detergents, disinfecting agents, sterilizing fluids or processes that are not described explicitly in the instruction manual for operation and maintenance;
  - h) natural color change of plastic components.
- 3) **INSTALLATION AND TESTING REPORT:** an essential prerequisite for guarantee validity is the return of the installation and testing report after all its sections have been filled in by the User and the Fitter. The report must be returned within 15 days after installation, otherwise the guarantee becomes null and void.
- 4) **LIMITS:** the guarantee entitles its holder to repairs or replacement of faulty components free of charge. The right to replace the entire machine is excluded. As for components either applied or added to TECNO-GAZ products or by third parties, having their own guarantee certificate, the conditions, limits and exclusions indicated in the relevant certificates apply.

Under no circumstances shall carrying out of one or more than one repair during the guarantee term change the guarantee expiry date.
- 5) **CLAIMS:** in the event of the Purchaser making a claim relating to the application of the guarantee and the quality or conditions of the delivered equipment, the said Purchaser shall in no way suspend and/or delay payments.
- 6) **DISPUTES:** if a dispute arises on the application and interpretation of this Certificate of guarantee, the Court of PARMA (Italy) shall be the court of jurisdiction, regardless of the location in which the purchase agreement was stipulated.
- 7) **DEROGATIONS:** any special derogations from the guarantee terms described in this section shall not imply the granting to the Purchaser of any right and shall be considered as granted for a specific case only.

8) MISCELLANEOUS: for any other issue, which is not covered by this Certificate of Guarantee, the rules described in the Civil Code and existing relevant Laws in the Republic of Italy apply.

## **LOSS OF WARRANTY**

The guarantee becomes null and void in the event that:

- a) the equipment presents damage caused by a fall, exposure to flames, liquid spillage, natural events, bad weather conditions or by any other cause that is not due to manufacturing defects;
- b) installation has not been performed in line with TECNO-GAZ instructions and by authorized personnel;
- c) the equipment is repaired, modified or tampered with by the Purchaser or by non-authorized third parties;
- d) when asking for an intervention under guarantee, the product serial number has been removed, deleted, counterfeited, etc.;
- e) the installation and testing report is not returned suitably filled in and signed within 15 days from installation;
- f) the Purchaser suspends and/or delays payment of amounts due, for any reason whatsoever, relating to the purchase and/or maintenance of the equipment;
- g) scheduled periodic maintenance or any other instruction envisaged in the manual for operation and maintenance is not carried out.

8) MISCELLANEOUS: for any other issue, which is not covered by this Certificate of Guarantee, the rules described in the Civil Code and existing relevant Laws in the Republic of Italy apply.

## **LOSS OF WARRANTY**

The guarantee becomes null and void in the event that:

- a) the equipment presents damage caused by a fall, exposure to flames, liquid spillage, natural events, bad weather conditions or by any other cause that is not due to manufacturing defects;
- b) installation has not been performed in line with TECNO-GAZ instructions and by authorized personnel;
- c) the equipment is repaired, modified or tampered with by the Purchaser or by non-authorized third parties;
- d) when asking for an intervention under guarantee, the product serial number has been removed, deleted, counterfeited, etc.;
- e) the installation and testing report is not returned suitably filled in and signed within 15 days from installation;
- f) the Purchaser suspends and/or delays payment of amounts due, for any reason whatsoever, relating to the purchase and/or maintenance of the equipment;
- g) scheduled periodic maintenance or any other instruction envisaged in the manual for operation and maintenance is not carried out.


**DELIVERY TERMS**

1. All goods delivered must be packaged in their original packaging. If the goods are delivered in a non-genuine packaging, a charge will be applied to restore the original packaging.
2. All goods must be delivered CARRIAGE PAID.
3. The client shall ask a written authorization to TECNO-GAZ sales dept. before returning the goods by means of the "Form for Client's Returned Goods Management" (CM-M-002) in compliance with the requirements of TECNO-GAZ Quality Management System (ref. CM-P-003, CM-I-009).
4. The document accompanying the returned goods shall show:
  - the TECNO-GAZ product code/item no.;
  - the number of the TECNO-GAZ purchase invoice or shipment document;
  - the product serial number and batch number;
  - a description of the goods returned;
  - the number of the Form for Client's Returned Goods Management" (CM-M-002) or a copy of the same attached.
5. Returned goods are considered as accepted only after they have been examined. If they prove non-conforming, they may be sent back to the consignor at TECNO-GAZ full discretion.
6. Charges will be applied to restore and test the returned product.
7. Parts replaced under guarantee must be returned, carriage paid, to TECNO-GAZ.
8. If the parts are not returned, their cost will automatically be debited to the recipient.
9. TECNO-GAZ does not accept goods returns from end users.
10. Goods sent to TECNO-GAZ for repair are managed as returned goods.


**DELIVERY TERMS**

1. All goods delivered must be packaged in their original packaging. If the goods are delivered in a non-genuine packaging, a charge will be applied to restore the original packaging.
2. All goods must be delivered CARRIAGE PAID.
3. The client shall ask a written authorization to TECNO-GAZ sales dept. before returning the goods by means of the "Form for Client's Returned Goods Management" (CM-M-002) in compliance with the requirements of TECNO-GAZ Quality Management System (ref. CM-P-003, CM-I-009).
4. The document accompanying the returned goods shall show:
  - the TECNO-GAZ product code/item no.;
  - the number of the TECNO-GAZ purchase invoice or shipment document;
  - the product serial number and batch number;
  - a description of the goods returned;
  - the number of the Form for Client's Returned Goods Management" (CM-M-002) or a copy of the same attached.
5. Returned goods are considered as accepted only after they have been examined. If they prove non-conforming, they may be sent back to the consignor at TECNO-GAZ full discretion.
6. Charges will be applied to restore and test the returned product.
7. Parts replaced under guarantee must be returned, carriage paid, to TECNO-GAZ.
8. If the parts are not returned, their cost will automatically be debited to the recipient.
9. TECNO-GAZ does not accept goods returns from end users.
10. Goods sent to TECNO-GAZ for repair are managed as returned goods.


**GENERAL WARNINGS AND SAFETY RULES**

-  Make sure that the equipment is supplied with the correct voltage as shown in the plate.


---

-  Do not remove the plate.


---

-  Make sure that the machine is equipped with a grounding system.


---

-  Use a dry cloth to clean the machine.

---

-  Before any operation is performed, disconnect the power cable from the socket.

---

-  Use original spare parts only.

*Non-compliance with the rules above relieves TECNO-GAZ of all responsibility.*

**USEFUL CONTACTS AND ADDRESSES**

For technical service please apply to the dealer that invoiced the device, or directly to:

TECNO-GAZ SpA

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 521 8380 - Fax +39 521 833391

e-mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

**SYMBOLS**



Pursuant to DIRECTIVE 2002/96/EC, this symbol shows that the product must not be disposed of as urban waste at the end of its operating life.



General warning and information for the user.




Pay attention to the instructions provided alongside this symbol.




Conformity with the Directive 2004/108/CE and Directive 2006/95/CE and further amendments.


**GENERAL WARNINGS AND SAFETY RULES**

-  Make sure that the equipment is supplied with the correct voltage as shown in the plate.


---

-  Do not remove the plate.


---

-  Make sure that the machine is equipped with a grounding system.


---

-  Use a dry cloth to clean the machine.

---

-  Before any operation is performed, disconnect the power cable from the socket.

---

-  Use original spare parts only.

*Non-compliance with the rules above relieves TECNO-GAZ of all responsibility.*

**USEFUL CONTACTS AND ADDRESSES**

For technical service please apply to the dealer that invoiced the device, or directly to:

TECNO-GAZ SpA

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 521 8380 - Fax +39 521 833391

e-mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

**SYMBOLS**



Pursuant to DIRECTIVE 2002/96/EC, this symbol shows that the product must not be disposed of as urban waste at the end of its operating life.



General warning and information for the user.



Pay attention to the instructions provided alongside this symbol.



Conformity with the Directive 2004/108/CE and Directive 2006/95/CE and further amendments.



---

**PE** External protection.

---

 Protection GROUNDING SYSTEM.

---

 (Operating) GROUNDING SYSTEM.

---

~ Alternate current.

---

 Warning: high voltage. Risk of electrocution!


---

 Read the instruction manual carefully.

---

 Applied part.

---

 Press the button shown.

---

**POS.** Position (number identifying a component in the figures or diagrams).

---

**Fg.** Figure

---

**Ω** Ohm (Electric Resistance unit).

---

**s** Seconds (time unit).

---

**W** Watt (Power unit).

---

**Hz** Hertz (Frequency unit).

---

**mm** Millimeters (Length unit).

---

**A** Ampere (Electric Current unit).

---

**V** Volt (Electric Voltage unit).

---

**Pa** Pascal (Atmospheric Pressure unit).

---

**°C** Degrees Centigrade (Temperature unit).

---

**kg** Kilograms (Weight unit).

---

---

**PE** External protection.

---

 Protection GROUNDING SYSTEM.

---

 (Operating) GROUNDING SYSTEM.

---

~ Alternate current.

---

 Warning: high voltage. Risk of electrocution!


---

 Read the instruction manual carefully.

---

 Applied part.

---

 Press the button shown.

---

**POS.** Position (number identifying a component in the figures or diagrams).

---

**Fg.** Figure

---

**Ω** Ohm (Electric Resistance unit).

---

**s** Seconds (time unit).

---

**W** Watt (Power unit).

---

**Hz** Hertz (Frequency unit).

---

**mm** Millimeters (Length unit).

---

**A** Ampere (Electric Current unit).

---

**V** Volt (Electric Voltage unit).

---

**Pa** Pascal (Atmospheric Pressure unit).

---

**°C** Degrees Centigrade (Temperature unit).

---

**kg** Kilograms (Weight unit).

---

**PRODUCT DESCRIPTION**

The biological incubator is a device developed for the incubation of biological indicators at temperature of 57°C, to be used only with prepared autoclaves.

The incubator (fg.1) is composed of a metallic frame, an ABS cover (fg.1 – POS.B), an aluminium heating unit (fg.1 – POS.C) - with 3 seats for test-tubes/biological indicators) and one electronic board for the automatic regulation of the heating unit temperature.

On the side it's located the cable (fg.1 – POS.E) and START button (fg.1 – POS.F), while in front of incubator there is the warning led (fg.1 – POS.A).

The biological indicator (fg.2) is composed of a thermoplastic container containing a strip of paper on which they are inoculated the bacterial spores and a small glass capsule where there is the culture broth.

**PRODUCT DESCRIPTION**

The biological incubator is a device developed for the incubation of biological indicators at temperature of 57°C, to be used only with prepared autoclaves.

The incubator (fg.1) is composed of a metallic frame, an ABS cover (fg.1 – POS.B), an aluminium heating unit (fg.1 – POS.C) - with 3 seats for test-tubes/biological indicators) and one electronic board for the automatic regulation of the heating unit temperature.

On the side it's located the cable (fg.1 – POS.E) and START button (fg.1 – POS.F), while in front of incubator there is the warning led (fg.1 – POS.A).

The biological indicator (fg.2) is composed of a thermoplastic container containing a strip of paper on which they are inoculated the bacterial spores and a small glass capsule where there is the culture broth.




fig.1

POS	DESCRIPTION
A	WARNING LED
B	ABS COVER
C	HEATING UNIT WITH N°3 SEATS FOR TEST-TUBES
D	FIXING MAGNET
E	CABLE
F	START BUTTON




fig.2

POS	DESCRIPTION
G	LID
H	FILTER
I	LABEL
L	CHEMICAL STRIP INDICATOR
M	GLASS BULB
N	CULTURE BROTH
O	PAPER STRIPE




fig.1

POS	DESCRIPTION
A	WARNING LED
B	ABS COVER
C	HEATING UNIT WITH N°3 SEATS FOR TEST-TUBES
D	FIXING MAGNET
E	CABLE
F	START BUTTON




fig.2

POS	DESCRIPTION
G	LID
H	FILTER
I	LABEL
L	CHEMICAL STRIP INDICATOR
M	GLASS BULB
N	CULTURE BROTH
O	PAPER STRIPE

**CONSTRUCTIVE SPECIFICATION**

<b>Ambient temperature of use</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Sizes (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Weight</b>	0.9 kg
<b>Body material</b>	Steel Fe360B
<b>Cover material</b>	ABS
<b>Heating unit material</b>	Anodized aluminium
<b>Packaging sizes (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Supply voltage</b>	230 V~ ± 10%
<b>Number of phases</b>	1
<b>Supply frequency</b>	50 Hz
<b>Operating power:</b>	40 W
<b>Protection degree</b>	PE
<b>Insulation class</b>	1
<b>Length of the supply cable</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + ground cable)

X= Width    Y=Height    Z= Depth

**CONSTRUCTIVE SPECIFICATION**

<b>Ambient temperature of use</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Sizes (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Weight</b>	0.9 kg
<b>Body material</b>	Steel Fe360B
<b>Cover material</b>	ABS
<b>Heating unit material</b>	Anodized aluminium
<b>Packaging sizes (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Supply voltage</b>	230 V~ ± 10%
<b>Number of phases</b>	1
<b>Supply frequency</b>	50 Hz
<b>Operating power:</b>	40 W
<b>Protection degree</b>	PE
<b>Insulation class</b>	1
<b>Length of the supply cable</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + ground cable)


X= Width    Y=Height    Z= Depth




## INSTALLATION

The biological incubator can be placed either on a horizontal plane, which on a metal surface through vertical fastening a magnet on the back of the unit.


Because of the characteristics of the device is important to follow certain precautions:

-  **The device should not be used in potentially explosive atmospheres.**


---

-  **Remove packaging, and check the status of the unit.**  
**If any signs of damage to vehicles, alert the manufacturer.**


---

-  **Packaging must be preserved throughout the warranty period.**  
**The manufacturer does not accept returns without original packaging.**


---

-  **Place the unit on a flat surface or on the autoclave cover through the magnet fastener (fg.1 - POS.D), away from heat sources (as bunsen, vaporiere, ovens, etc....).**


---

-  **The unit must be placed at a height suitable to the user, we recommend a height of 90 cm.**


---

-  **Place the equipment so that the led warning is clearly visible from the operator.**


---

-  **Connect the power cord through the special connector to the post on the autoclave.**


---

-  **Place with great care the device on the metal surface, avoiding violent shock that, given the fragility of the magnet could result in a damage.**

---

-  **Given the intensity of the magnetic field of magnet avoid placing the device in the nearness of electronic objects that could break or demagnetize (mobile phones, watches, mp3 players, memory cards for data storage, credit cards, etc....)**


---

-  **Place the device sideways in front area of autoclave, because in the back could interfere with the functioning of autoclave.**


**INSTALLATION**

The biological incubator can be placed either on a horizontal plane, which on a metal surface through vertical fastening a magnet on the back of the unit.


Because of the characteristics of the device is important to follow certain precautions:

-  **The device should not be used in potentially explosive atmospheres.**


---

-  **Remove packaging, and check the status of the unit.**  
**If any signs of damage to vehicles, alert the manufacturer.**


---

-  **Packaging must be preserved throughout the warranty period.**  
**The manufacturer does not accept returns without original packaging.**


---

-  **Place the unit on a flat surface or on the autoclave cover through the magnet fastener (fg.1 - POS.D), away from heat sources (as bunsen, vaporiere, ovens, etc....).**


---

-  **The unit must be placed at a height suitable to the user, we recommend a height of 90 cm.**


---

-  **Place the equipment so that the led warning is clearly visible from the operator.**


---

-  **Connect the power cord through the special connector to the post on the autoclave.**


---

-  **Place with great care the device on the metal surface, avoiding violent shock that, given the fragility of the magnet could result in a damage.**

---

-  **Given the intensity of the magnetic field of magnet avoid placing the device in the nearness of electronic objects that could break or demagnetize (mobile phones, watches, mp3 players, memory cards for data storage, credit cards, etc....)**

---

-  **Place the device sideways in front area of autoclave, because in the back could interfere with the functioning of autoclave.**

**DESCRIPTION OF OPERATION**

The biological incubator is a device for use in medical and/or dental.




**The producer is not responsible for damage to the unit and personal injuries caused by improper or lack of experience of operator.**



**Temperature of usage +17 / +27 ° C**

On incubator there is an indicator light to indicate the possible bad-functioning of the machinery or the momentary lack of electricity (and then the failure of tests in progress). Also inside the device there is a thermostat security in case of reaching temperatures than those using interrupts the functioning of resistance.

1. Connect the power cord (fg.1 – POS.E) to the socket of the autoclave



2. The warning led (fg.1 – POS.A) lights.
3. Push the START button (fg.1 – POS.F). The led switch off and the heating cycle of unit start. When occurs a drop of temperature, caused by natural cooling of the unit, the electronic card order to switch again the resistance. In case of failure to reach temperature or sudden interruption of power supply, the led stays on e the incubator stops working.

**DESCRIPTION OF OPERATION**

The biological incubator is a device for use in medical and/or dental.




**The producer is not responsible for damage to the unit and personal injuries caused by improper or lack of experience of operator.**



**Temperature of usage +17 / +27 ° C**

On incubator there is an indicator light to indicate the possible bad-functioning of the machinery or the momentary lack of electricity (and then the failure of tests in progress). Also inside the device there is a thermostat security in case of reaching temperatures than those using interrupts the functioning of resistance.

1. Connect the power cord (fg.1 – POS.E) to the socket of the autoclave



2. The warning led (fg.1 – POS.A) lights.
3. Push the START button (fg.1 – POS.F). The led switch off and the heating cycle of unit start. When occurs a drop of temperature, caused by natural cooling of the unit, the electronic card order to switch again the resistance. In case of failure to reach temperature or sudden interruption of power supply, the led stays on e the incubator stops working.

**Reliability of the validity of the test**

If at the end of incubation time (about 48 hours) the LED is off the test is valid.



If at the end of incubation time the LED is on, the test is **NOT** valid



**CAUTION: HOT SURFACE** – Do not touch the heating block during operation of the unit.



**CAUTION: Keep away from children**

**CAUTION: Do not touch metal surfaces when the machine is running**

**INSTRUCTION OF THE USER**

1. Identify the biological indicator to be treated.
2. Insert the biological indicator into the sterilizer, according to the manufacturer's instructions of the autoclave.
3. Perform the sterilization cycle.
4. Remove the biological indicator from the sterilizer.
5. Let the biological indicator cool for at least 10 minutes.
6. Check the colour change of the chemical strip indicator (fg.2 – POS. L).
7. Break the glass bulb (fg.2 – POS.M) of the biological indicator which is inside the thermoplastic container by exerting pressure with the supplied pliers, until the bulb breaks. Perform this operation just a minute before inserting the indicator in the incubator. The indicator must be inserted in the incubator within and not beyond 1 hour from the moment it was removed from the sterilizer.
8. Insert the biological indicator in the incubator's heating unit
9. Begin the cycle of incubation by pressing the START button
10. Check the biological indicator at regular intervals to control the changing of colour (at 18, 24, 36 hours).
11. Incubate the biological indicator for at least 48 hours using as a reference an indicator not treated in a sterilization cycle.
12. For the detailed procedure carefully read the instructions for use which are inside the packaging of the biological indicators.

**Reliability of the validity of the test**

If at the end of incubation time (about 48 hours) the LED is off the test is valid.



If at the end of incubation time the LED is on, the test is **NOT** valid



**CAUTION: HOT SURFACE** – Do not touch the heating block during operation of the unit.



**CAUTION: Keep away from children**

**CAUTION: Do not touch metal surfaces when the machine is running**

**INSTRUCTION OF THE USER**

1. Identify the biological indicator to be treated.
2. Insert the biological indicator into the sterilizer, according to the manufacturer's instructions of the autoclave.
3. Perform the sterilization cycle.
4. Remove the biological indicator from the sterilizer.
5. Let the biological indicator cool for at least 10 minutes.
6. Check the colour change of the chemical strip indicator (fg.2 – POS. L).
7. Break the glass bulb (fg.2 – POS.M) of the biological indicator which is inside the thermoplastic container by exerting pressure with the supplied pliers, until the bulb breaks. Perform this operation just a minute before inserting the indicator in the incubator. The indicator must be inserted in the incubator within and not beyond 1 hour from the moment it was removed from the sterilizer.
8. Insert the biological indicator in the incubator's heating unit
9. Begin the cycle of incubation by pressing the START button
10. Check the biological indicator at regular intervals to control the changing of colour (at 18, 24, 36 hours).
11. Incubate the biological indicator for at least 48 hours using as a reference an indicator not treated in a sterilization cycle.
12. For the detailed procedure carefully read the instructions for use which are inside the packaging of the biological indicators.

**DEMOLITION AND ELIMINATION**

Directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE)

Pursuant to DIRECTIVE 2002/96/EC, this symbol shows that the product must not be disposed of as urban waste at the end of its operating life.

The product must be taken to centers specialized in separate collection of electric and electronic equipment or to a dealer, when a similar product is purchased.

The machine holder shall be responsible for bringing it to collection centers.

For further information about collection systems, address the local waste disposal service.

**Correct disposal of the equipment, which is no longer used, prevents negative consequences for the environment and human health.**

**Abuses will be prosecuted by law.**



**DEMOLITION AND ELIMINATION**

Directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE)

Pursuant to DIRECTIVE 2002/96/EC, this symbol shows that the product must not be disposed of as urban waste at the end of its operating life.

The product must be taken to centers specialized in separate collection of electric and electronic equipment or to a dealer, when a similar product is purchased.

The machine holder shall be responsible for bringing it to collection centers.

For further information about collection systems, address the local waste disposal service.

**Correct disposal of the equipment, which is no longer used, prevents negative consequences for the environment and human health.**

**Abuses will be prosecuted by law.**





## MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

The machine does not need any particular maintenance apart from the periodic cleaning of the heating unit which is necessary to avoid the deposit of substances inside the seat of the biological indicators.

For cleaning of the incubator is sufficient to refer to the most elementary rules of hygiene health provided in such circumstances.

- First turn off the machine and pull the plug from the outlet
- If the machine has just been used, waiting for cooling.
- Use a sponge slightly moistened with soapy water and wipe dry with a dry and clean
- Do not use detergents which could alter in irreversible way the appearance of plastic parts of the machine.
- Do not spray directly with nebulizer on the machine, risking damage to the electrical equipment inside.



**DO NOT DO MAINTENANCE OR INSIDE REPAIR TO THE DEVICE.**  
**DISMANTLE THE DEVICE MEANS BREAKING IT.**

<i>Defect</i>	<i>Cause</i>	<i>Intervention</i>
Pushing START button the incubator does not work	There is no power supply	Control plug fit correctly in autoclave socket
	Resistance is burned	Contact maker for technical assistance
The LED is turned on during the test	Electrical energy interruption	Push start button; led switch off, remove tubes <b><i><u>(biological testing is to be considered unsuccessful)</u></i></b> and leave it on for about 15 minutes. If led don't switch on automatically, means that the previous stopping was due to a temporary lack of electrical energy. Otherwise if device switch on, means that the resistance is short-circuit and security locks. Contact maker for technical assistance
After about 15 minutes of operating time the led switch on again	The heating unit not arrived in temperature Inside failure	Try to repeat the cycle. In the case of persistent problem contact maker for technical assistance

## MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

The machine does not need any particular maintenance apart from the periodic cleaning of the heating unit which is necessary to avoid the deposit of substances inside the seat of the biological indicators.

For cleaning of the incubator is sufficient to refer to the most elementary rules of hygiene health provided in such circumstances.

- First turn off the machine and pull the plug from the outlet
- If the machine has just been used, waiting for cooling.
- Use a sponge slightly moistened with soapy water and wipe dry with a dry and clean
- Do not use detergents which could alter in irreversible way the appearance of plastic parts of the machine.
- Do not spray directly with nebulizer on the machine, risking damage to the electrical equipment inside.



**DO NOT DO MAINTENANCE OR INSIDE REPAIR TO THE DEVICE.**  
**DISMANTLE THE DEVICE MEANS BREAKING IT.**

<i>Defect</i>	<i>Cause</i>	<i>Intervention</i>
Pushing START button the incubator does not work	There is no power supply	Control plug fit correctly in autoclave socket
	Resistance is burned	Contact maker for technical assistance
The LED is turned on during the test	Electrical energy interruption	Push start button; led switch off, remove tubes <b><i><u>(biological testing is to be considered unsuccessful)</u></i></b> and leave it on for about 15 minutes. If led don't switch on automatically, means that the previous stopping was due to a temporary lack of electrical energy. Otherwise if device switch on, means that the resistance is short-circuit and security locks. Contact maker for technical assistance
After about 15 minutes of operating time the led switch on again	The heating unit not arrived in temperature Inside failure	Try to repeat the cycle. In the case of persistent problem contact maker for technical assistance





Déclaration de conformité	2
Conditions de garantie	3
Expiration de la garantie	4
Mode de restitution	5
Avertissements généraux et de sécurité	6
Contacts et adresses utiles	6
Symboles	6
Description du produit	8
Caractéristiques constructif	10
Installation	11
Description de fonctionnement	12
Instructions pour l'utilisateur	13
Démolition et élimination	14
Entretien et résolution des problèmes	15

Déclaration de conformité	2
Conditions de garantie	3
Expiration de la garantie	4
Mode de restitution	5
Avertissements généraux et de sécurité	6
Contacts et adresses utiles	6
Symboles	6
Description du produit	8
Caractéristiques constructif	10
Installation	11
Description de fonctionnement	12
Instructions pour l'utilisateur	13
Démolition et élimination	14
Entretien et résolution des problèmes	15

**DECLARATION DE CONFORMITE**

(aux normes ISO/IEC 17050-1)

<b>Nom de la Société délivrante</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Adresse de la Société délivrante</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Objet de la déclaration</b>	Mod. Incubateur biologique B-TEST Art. 2035S

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux exigences des documents suivants :

<b>Documens n°</b>	<b>Titre</b>	<b>Édition / Date d'émission</b>
2004/108/CE	<i>Directive Compatibilité Électromagnétique</i>	15/12/2004
2006/95/CE	<i>Directive Basse Tension</i>	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Prèsident*



**DECLARATION DE CONFORMITE**

(aux normes ISO/IEC 17050-1)

<b>Nom de la Société délivrante</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Adresse de la Société délivrante</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Objet de la déclaration</b>	Mod. Incubateur biologique B-TEST Art. 2035S

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux exigences des documents suivants :

<b>Documens n°</b>	<b>Titre</b>	<b>Édition / Date d'émission</b>
2004/108/CE	<i>Directive Compatibilité Électromagnétique</i>	15/12/2004
2006/95/CE	<i>Directive Basse Tension</i>	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Prèsident*





**CONDITIONS DE GARANTIE**

1) DUREE: le produit est couvert par une garantie de 12 (douze) mois

2) EXCLUSION: sont exclus de la garantie:

- a) les problèmes liés au manque d'entretien ordinaire, à une négligence de l'utilisateur ou à une utilisation impropre du produit ;
- b) les contrôles périodiques et l'entretien ;
- c) les réparations ou les remplacements de pièces soumises à usure, fragiles ou dont la durée de vie est imprévisible, à moins que leur défaut n'ait été prouvé au moment de la livraison ;
- d) les problèmes relatifs à la main d'œuvre, au déplacement du personnel technique et au transport ;
- e) les problèmes ou les dommages liés à une utilisation impropre et à une utilisation erronée ;
- f) les problèmes ou les dommages liés à des impuretés dans les systèmes d'alimentation en eau et en air, les opérations chimiques ou électriques extraordinaires ;
- g) les problèmes ou les dommages liés à l'utilisation de détergents, désinfectants, substances ou processus de stérilisation, non expressément indiqués dans le manuel d'utilisation et d'entretien ;
- h) le virage normal des pièces en plastique.

3) PROCÈS-VERBAL D'INSTALLATION ET D'ESSAI: ce procès-verbal d'installation et d'essai dûment rempli, dans sa totalité, signé par l'utilisateur et le technicien installateur doit être renvoyé à l'entreprise. Cette condition est essentielle pour pouvoir bénéficier de la garantie. Ce procès-verbal devra être renvoyé dans un délai de 15 jours à compter de l'installation, sous peine d'expiration de la garantie.

4) LIMITES : la garantie donne droit au remplacement ou à la réparation gratuits des composants défectueux. Le remplacement de l'appareil tout entier reste toutefois exclu. Pour les composants installés ou intégrés fabriqués sous la marque TECNO-GAZ ou par des tiers fournissant leur propre certificat de garantie, ce sont les conditions, les limites et les exclusions indiquées sur ces certificats qui sont valables. La réalisation d'une ou de plusieurs réparations durant la période de garantie ne comporte aucune modification de la date d'expiration de la garantie.

5) CONTESTATIONS : en cas de contestation de l'Acheteur sur l'application de la garantie, sur la qualité ou sur les conditions de l'équipement livré, l'Acheteur ne pourra en aucun cas suspendre et/ou retarder les paiements.

**CONDITIONS DE GARANTIE**

- 1) DUREE: le produit est couvert par une garantie de 12 (douze) mois
- 2) EXCLUSION: sont exclus de la garantie:
  - a) les problèmes liés au manque d'entretien ordinaire, à une négligence de l'utilisateur ou à une utilisation impropre du produit ;
  - b) les contrôles périodiques et l'entretien ;
  - c) les réparations ou les remplacements de pièces soumises à usure, fragiles ou dont la durée de vie est imprévisible, à moins que leur défaut n'ait été prouvé au moment de la livraison ;
  - d) les problèmes relatifs à la main d'œuvre, au déplacement du personnel technique et au transport ;
  - e) les problèmes ou les dommages liés à une utilisation impropre et à une utilisation erronée ;
  - f) les problèmes ou les dommages liés à des impuretés dans les systèmes d'alimentation en eau et en air, les opérations chimiques ou électriques extraordinaires ;
  - g) les problèmes ou les dommages liés à l'utilisation de détergents, désinfectants, substances ou processus de stérilisation, non expressément indiqués dans le manuel d'utilisation et d'entretien ;
  - h) le virage normal des pièces en plastique.
- 3) PROCÈS-VERBAL D'INSTALLATION ET D'ESSAI: ce procès-verbal d'installation et d'essai dûment rempli, dans sa totalité, signé par l'utilisateur et le technicien installateur doit être renvoyé à l'entreprise. Cette condition est essentielle pour pouvoir bénéficier de la garantie. Ce procès-verbal devra être renvoyé dans un délai de 15 jours à compter de l'installation, sous peine d'expiration de la garantie.
- 4) LIMITES : la garantie donne droit au remplacement ou à la réparation gratuits des composants défectueux. Le remplacement de l'appareil tout entier reste toutefois exclu. Pour les composants installés ou intégrés fabriqués sous la marque TECNO-GAZ ou par des tiers fournissant leur propre certificat de garantie, ce sont les conditions, les limites et les exclusions indiquées sur ces certificats qui sont valables. La réalisation d'une ou de plusieurs réparations durant la période de garantie ne comporte aucune modification de la date d'expiration de la garantie.
- 5) CONTESTATIONS : en cas de contestation de l'Acheteur sur l'application de la garantie, sur la qualité ou sur les conditions de l'équipement livré, l'Acheteur ne pourra en aucun cas suspendre et/ou retarder les paiements.

6) LITIGES : tout litige sur l'application et l'interprétation de ce Certificat de garantie sera du ressort du Tribunal de PARME (Italie) indépendamment du lieu où le contrat d'achat de l'équipement a été stipulé.

7) DÉROGATIONS : les dérogations spéciales, accordées dans le cadre des présentes normes de garantie, ne comportent la reconnaissance d'aucun droit pour l'Acheteur et devront être considérées comme étant accordées dans la limite de chaque cas spécifique.

8) AUTRE : pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par ce Certificat de garantie, ce sont les normes contenues dans le Code Civil et dans les Lois en matière de la République Italienne qui sont valables

### EXPIRATION DE LA GARANTIE

La garantie expire si :

- a) l'équipement est endommagé suite à une chute, l'exposition aux flammes, les renversements de liquides, la foudre, les calamités naturelles, les intempéries ou toutefois suite à des causes non imputables à des défauts de fabrication ;
- b) l'installation n'est pas conforme aux instructions de TECNO-GAZ et a été effectuée par du personnel non autorisé ;
- c) l'équipement est réparé, modifié ou toutefois altéré par l'Acheteur ou par des tiers non autorisés ;
- d) au moment de la demande d'intervention sous garantie, le numéro de série du produit a été enlevé, effacé, falsifié, etc. ;
- e) le procès-verbal d'installation et d'essai rempli et signé n'est pas renvoyé dans les 15 jours suivants l'installation ;
- f) l'Acheteur suspend et/ou retarde, pour quelle que raison que ce soit, le paiement de toute somme due pour l'achat et/ou l'entretien de l'équipement ;
- g) l'entretien périodique programmé ou toute autre prescription prévue dans le manuel d'utilisation et d'entretien n'est pas respecté.

6) LITIGES : tout litige sur l'application et l'interprétation de ce Certificat de garantie sera du ressort du Tribunal de PARME (Italie) indépendamment du lieu où le contrat d'achat de l'équipement a été stipulé.

7) DÉROGATIONS : les dérogations spéciales, accordées dans le cadre des présentes normes de garantie, ne comportent la reconnaissance d'aucun droit pour l'Acheteur et devront être considérées comme étant accordées dans la limite de chaque cas spécifique.

8) AUTRE : pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par ce Certificat de garantie, ce sont les normes contenues dans le Code Civil et dans les Lois en matière de la République Italienne qui sont valables

### EXPIRATION DE LA GARANTIE

La garantie expire si :

- a) l'équipement est endommagé suite à une chute, l'exposition aux flammes, les renversements de liquides, la foudre, les calamités naturelles, les intempéries ou toutefois suite à des causes non imputables à des défauts de fabrication ;
- b) l'installation n'est pas conforme aux instructions de TECNO-GAZ et a été effectuée par du personnel non autorisé ;
- c) l'équipement est réparé, modifié ou toutefois altéré par l'Acheteur ou par des tiers non autorisés ;
- d) au moment de la demande d'intervention sous garantie, le numéro de série du produit a été enlevé, effacé, falsifié, etc. ;
- e) le procès-verbal d'installation et d'essai rempli et signé n'est pas renvoyé dans les 15 jours suivants l'installation ;
- f) l'Acheteur suspend et/ou retarde, pour quelle que raison que ce soit, le paiement de toute somme due pour l'achat et/ou l'entretien de l'équipement ;
- g) l'entretien périodique programmé ou toute autre prescription prévue dans le manuel d'utilisation et d'entretien n'est pas respecté.







**MODE DE RESTITUTION**

1. A chaque restitution, les produits doivent être emballés dans leur emballage d'origine. Dans le cas contraire, le prix de l'emballage que l'entreprise fournira sera crédité au Client ;
2. Toutes les restitutions seront effectuées en PORT FRANC ;
3. Le client doit anticiper la restitution en demandant aux bureaux commerciaux de TECNO-GAZ une autorisation écrite et en remplissant le "Formulaire de gestion des produits restitués par les clients" (CM-M-002), conformément au Système de gestion de la qualité TECNO-GAZ (réf. CM-P-003, CM-I-009) ;
4. Le document relatif à la restitution doit mentionner :
  - Le code/l'article du produit TECNO-GAZ ;
  - Le numéro de la facture d'achat ou du ddt TECNO-GAZ ;
  - Le numéro de série et le lot du produit ;
  - La raison de la restitution ;
  - Le numéro du ticket du "Formulaire de gestion des produits restitués par les clients" (CM-M-002) ou en annexer une copie.
5. Les restitutions ne sont considérées comme étant acceptées qu'après la prise de vue du matériel. En cas de non-conformité, elles peuvent être renvoyées à l'expéditeur sur la libre décision de TECNO-GAZ ;
6. Pour chaque restitution, les frais liés au rétablissement et à l'essai du produit seront crédités au client.
7. Les composants remplacés sous garantie doivent être renvoyés à TECNO-GAZ en port franc.
8. Tout composant non renvoyé à TECNO-GAZ sera automatiquement débité au requérant.
9. TECNO-GAZ n'accepte pas les pièces directement renvoyées par les utilisateurs finaux.
10. Toute pièce renvoyée à TECNO-GAZ pour réparation est gérée de la même façon que pour les restitutions.

**MODE DE RESTITUTION**

1. A chaque restitution, les produits doivent être emballés dans leur emballage d'origine. Dans le cas contraire, le prix de l'emballage que l'entreprise fournira sera crédité au Client ;
2. Toutes les restitutions seront effectuées en PORT FRANC ;
3. Le client doit anticiper la restitution en demandant aux bureaux commerciaux de TECNO-GAZ une autorisation écrite et en remplissant le "Formulaire de gestion des produits restitués par les clients" (CM-M-002), conformément au Système de gestion de la qualité TECNO-GAZ (réf. CM-P-003, CM-I-009) ;
4. Le document relatif à la restitution doit mentionner :
  - Le code/l'article du produit TECNO-GAZ ;
  - Le numéro de la facture d'achat ou du ddt TECNO-GAZ ;
  - Le numéro de série et le lot du produit ;
  - La raison de la restitution ;
  - Le numéro du ticket du "Formulaire de gestion des produits restitués par les clients" (CM-M-002) ou en annexer une copie.
5. Les restitutions ne sont considérées comme étant acceptées qu'après la prise de vue du matériel. En cas de non-conformité, elles peuvent être renvoyées à l'expéditeur sur la libre décision de TECNO-GAZ ;
6. Pour chaque restitution, les frais liés au rétablissement et à l'essai du produit seront crédités au client.
7. Les composants remplacés sous garantie doivent être renvoyés à TECNO-GAZ en port franc.
8. Tout composant non renvoyé à TECNO-GAZ sera automatiquement débité au requérant.
9. TECNO-GAZ n'accepte pas les pièces directement renvoyées par les utilisateurs finaux.
10. Toute pièce renvoyée à TECNO-GAZ pour réparation est gérée de la même façon que pour les restitutions.

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET DE SÉCURITÉ

-  S'assurer que l'équipement est sous la même tension que celle indiquée sur la plaque.
-  Ne pas enlever la plaque.
-  S'assurer que l'installation dispose d'un système de mise à la terre.
-  Nettoyer la machine avec un chiffon sec.
-  Avant toute intervention, débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant.
-  N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

*TECNO-GAZ se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect desdites informations.*

### CONTACTS ET ADRESSES UTILES

Pour toute demande d'assistance technique adressez-vous au revendeur ayant facturé la machine à couler ou directement à :

TECNO-GAZ SpA

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

E-Mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

### SYMBOLES



Aux termes de la DIRECTIVE 2002/96/CE, ce symbole indique que le produit, à la fin de sa durée de vie, ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager.



Avertissements généraux et informations pour le destinataire.









Attention aux informations qui apparaissent à côté de ce symbole.



Conformité à la directive 2004/108/CE et à la Directive 2006/95/CE et leurs amendements et modifications successifs.

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET DE SÉCURITÉ

-  S'assurer que l'équipement est sous la même tension que celle indiquée sur la plaque.
-  Ne pas enlever la plaque.
-  S'assurer que l'installation dispose d'un système de mise à la terre.
-  Nettoyer la machine avec un chiffon sec.
-  Avant toute intervention, débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant.
-  N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

*TECNO-GAZ se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect desdites informations.*

### CONTACTS ET ADRESSES UTILES

Pour toute demande d'assistance technique adressez-vous au revendeur ayant facturé la machine à couler ou directement à :

TECNO-GAZ SpA

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

E-Mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

### SYMBOLES



Aux termes de la DIRECTIVE 2002/96/CE, ce symbole indique que le produit, à la fin de sa durée de vie, ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager.



Avertissements généraux et informations pour le destinataire.



Attention aux informations qui apparaissent à côté de ce symbole.




Conformité à la directive 2004/108/CE et à la Directive 2006/95/CE et leurs amendements et modifications successifs.




---

**PE** Protection extérieure.

---

 TERRE de protection.


---

 TERRE (de fonctionnement).

---

~ Courant alternatif.


---

 Attention “haute tension : risque d’électrocution”


---

 Lire attentivement le mode d’emploi.

---

 Partie mise en place.

---

 Appuyer sur le bouton indiqué.

---

**POS.** Position (numéro qui correspond au composant sur les figures ou dans les schémas).

---

**Fg.** Figure.

---

$\Omega$  Ohms (unité de mesure de la résistance électrique).

---

**s** Secondes (unité de mesure du temps).

---

**W** Watts (unité de mesure de la puissance).

---

**Hz** Hertz (unité de mesure de la fréquence).

---

**mm** Millimètres (unité de mesure de la longueur).

---

**A** Ampères (unité de mesure du courant électrique).

---

**V** Volts (unité de mesure de la tension électrique).

---

**Pa** Pascal (unité de mesure de la pression atmosphérique).

---

**°C** Degré Celsius (unité de mesure de température).

---


**kg** Kilogrammes (unité de mesure de la masse).

---


---

**PE** Protection extérieure.

---

 TERRE de protection.


---

 TERRE (de fonctionnement).

---

~ Courant alternatif.


---

 Attention "haute tension : risque d'électrocution"


---

 Lire attentivement le mode d'emploi.

---

 Partie mise en place.

---

 Appuyer sur le bouton indiqué.

---

**POS.** Position (numéro qui correspond au composant sur les figures ou dans les schémas).

---

**Fg.** Figure.

---

$\Omega$  Ohms (unité de mesure de la résistance électrique).

---

**s** Secondes (unité de mesure du temps).

---

**W** Watts (unité de mesure de la puissance).

---

**Hz** Hertz (unité de mesure de la fréquence).

---

**mm** Millimètres (unité de mesure de la longueur).

---

**A** Ampères (unité de mesure du courant électrique).

---

**V** Volts (unité de mesure de la tension électrique).

---

**Pa** Pascal (unité de mesure de la pression atmosphérique).

---

**°C** Degré Celsius (unité de mesure de température).

---

**kg** Kilogrammes (unité de mesure de la masse).

---

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

L'incubateur biologique est un produit développé pour l'incubation d'indicateurs biologiques à la température de 57° C, à utiliser exclusivement avec les autoclaves appropriées.

L'incubateur (fg.1) est composé d'un châssis, d'un couvercle en ABS (fg.1 – POS.B), d'un élément chauffant en aluminium (fg.1 – POS.C) équipé de n° 3 sièges pour les éprouvettes/indicateurs biologiques et d'une carte électronique pour la gestion automatique de la température de l'élément chauffant.

Le câble de connexion avec l'autoclave (fg.1 – POS.E) et le bouton d'allumage START (fg.1 – POS.F) se trouvent sur le côté, tandis que la led d'avertissement (fg.1 – POS.A) est placée sur la partie frontale de l'appareil.

L'indicateur biologique (fg. 2) est composé d'un récipient thermoplastique, contenant une bande de papier sur laquelle sont inoculées les spores bactériennes, et d'une petite ampoule en verre dans laquelle se trouve le bouillon de culture.


**DESCRIPTION DU PRODUIT**

L'incubateur biologique est un produit développé pour l'incubation d'indicateurs biologiques à la température de 57° C, à utiliser exclusivement avec les autoclaves appropriées.


L'incubateur (fg.1) est composé d'un châssis, d'un couvercle en ABS (fg.1 – POS.B), d'un élément chauffant en aluminium (fg.1 – POS.C) équipé de n° 3 sièges pour les éprouvettes/indicateurs biologiques et d'une carte électronique pour la gestion automatique de la température de l'élément chauffant.

Le câble de connexion avec l'autoclave (fg.1 – POS.E) et le bouton d'allumage START (fg.1 – POS.F) se trouvent sur le côté, tandis que la led d'avertissement (fg.1 – POS.A) est placée sur la partie frontale de l'appareil.


L'indicateur biologique (fg. 2) est composé d'un récipient thermoplastique, contenant une bande de papier sur laquelle sont inoculées les spores bactériennes, et d'une petite ampoule en verre dans laquelle se trouve le bouillon de culture.




POS	DESCRIPTION
A	AVERTISSEMENT LED
B	COUVRIR EN ABS
C	ÉLÉMENT CHAUFFANT EN ALUMINIUM AVEC N° 3 SIÈGES POUR LES ÉPROUVETTES
D	AIMANT DE FIXATION
E	CÂBLE DE CONNEXION AVEC L'AUTOCLAVE
F	START BUTTON



POS	DESCRIPTION
G	CAPUCHON
H	FILTRE
I	ÉTIQUETTE
L	BANDE INDICATEUR CHIMIQUE
M	BURETTE
N	BOUILLON DE CULTURE
O	STRIP



POS	DESCRIPTION
A	AVERTISSEMENT LED
B	COUVRIR EN ABS
C	ÉLÉMENT CHAUFFANT EN ALUMINIUM AVEC N° 3 SIÈGES POUR LES ÉPROUVETTES
D	AIMANT DE FIXATION
E	CÂBLE DE CONNEXION AVEC L'AUTOCLAVE
F	START BUTTON



POS	DESCRIPTION
G	CAPUCHON
H	FILTRE
I	ÉTIQUETTE
L	BANDE INDICATEUR CHIMIQUE
M	BURETTE
N	BOUILLON DE CULTURE
O	STRIP

**CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIF**

<b>Température ambiante d'utilisation</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensions (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Poids</b>	0.9 kg
<b>Structure matérielle</b>	Acier Fe360B
<b>Matériel couvrir</b>	ABS
<b>Matériel bloc chauffant</b>	Aluminium anodisé
<b>Taille d'emballage (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Tension d'alimentation</b>	230V~ ± 10%
<b>Phases</b>	1
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Puissance maximum absorbée</b>	40 W
<b>Type de protection</b>	PE
<b>Classe d'isolation</b>	1
<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + Terre)

X = Largeur Y = Taille Z = Profondeur

**CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIF**

<b>Température ambiante d'utilisation</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensions (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Poids</b>	0.9 kg
<b>Structure matérielle</b>	Acier Fe360B
<b>Matériel couvrir</b>	ABS
<b>Matériel bloc chauffant</b>	Aluminium anodisé
<b>Taille d'emballage (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Tension d'alimentation</b>	230V~ ± 10%
<b>Phases</b>	1
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Puissance maximum absorbée</b>	40 W
<b>Type de protection</b>	PE
<b>Classe d'isolation</b>	1
<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + Terre)


X = Largeur Y = Taille Z = Profondeur





**INSTALLATION**

L'incubateur biologique peut être positionné aussi bien sur une surface horizontale que sur une surface métallique verticale moyennant un aimant de fixation placé à l'arrière de l'appareil.



A cause des caractéristiques du dispositif, il est important de prendre quelques précautions :

-  **L'appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère potentiellement explosive.**


---

-  **Retirer l'emballage et contrôler l'état de l'appareil.**  
 **Si celui-ci présente des signes d'endommagement à la suite du transport, informer le fabricant.**


---

-  **L'emballage doit être conservé pour toute la période de la garantie.**  
 **Le fabricant ne pas accepter le retour sans emballage d'origine.**


---

-  **Placer l'appareil sur une surface plate ou, grâce à l'aimant de fixation, (fg.1 – POS.D) sur le côté de l'autoclave, loin des sources de chaleur (es. bunsen, dispositifs à vapeur, four, ecc...).**


---

-  **L'appareil doit être installé à une hauteur appropriée pour l'utilisateur ; il est conseillé de le placer à environ 90 cm de hauteur.**


---

-  **Placer l'appareil de manière à ce que le témoin d'avertissement soit bien visible par l'opérateur.**


---

-  **Connecter le câble d'alimentation moyennant le connecteur destiné à cet usage à la prise placée sur l'autoclave.**


---

-  **Placer avec grand soin le dispositif sur la surface métallique en évitant tout choc violent étant donné que l'aimant est fragile et qu'il pourrait se casser.**

---

-  **Vue l'intensité du champ magnétique de l'aimant, éviter de placer le dispositif près des objets électroniques car ils pourraient s'endommager ou se démagnétiser (téléphones mobiles, montres, lecteur mp3, cartes mémoire pour le stockage des données, Carte de crédit, Carte bancaire, ecc...)**


---

-  **Placer le dispositif latéralement dans la zone avant de l'autoclave, parce qu'à l'arrière cela pourrait interférer avec le fonctionnement de l'autoclave.**


**INSTALLATION**

L'incubateur biologique peut être positionné aussi bien sur une surface horizontale que sur une surface métallique verticale moyennant un aimant de fixation placé à l'arrière de l'appareil.


A cause des caractéristiques du dispositif, il est important de prendre quelques précautions :

-  **L'appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère potentiellement explosive.**


---

- Retirer l'emballage et contrôler l'état de l'appareil.**
-  **Si celui-ci présente des signes d'endommagement à la suite du transport, informer le fabricant.**


---

-  **L'emballage doit être conservé pour toute la période de la garantie. Le fabricant ne pas accepter le retour sans emballage d'origine.**


---

-  **Placer l'appareil sur une surface plate ou, grâce à l'aimant de fixation, (fg.1 – POS.D) sur le côté de l'autoclave, loin des sources de chaleur (es. bunsen, dispositifs à vapeur, four, ecc...).**


---

-  **L'appareil doit être installé à une hauteur appropriée pour l'utilisateur ; il est conseillé de le placer à environ 90 cm de hauteur.**


---

-  **Placer l'appareil de manière à ce que le témoin d'avertissement soit bien visible par l'opérateur.**


---

-  **Connecter le câble d'alimentation moyennant le connecteur destiné à cet usage à la prise placée sur l'autoclave.**


---

-  **Placer avec grand soin le dispositif sur la surface métallique en évitant tout choc violent étant donné que l'aimant est fragile et qu'il pourrait se casser.**

---

-  **Vue l'intensité du champ magnétique de l'aimant, éviter de placer le dispositif près des objets électroniques car ils pourraient s'endommager ou se démagnétiser (téléphones mobiles, montres, lecteur mp3, cartes mémoire pour le stockage des données, Carte de crédit, Carte bancaire, ecc...)**

---

-  **Placer le dispositif latéralement dans la zone avant de l'autoclave, parce qu'à l'arrière cela pourrait interférer avec le fonctionnement de l'autoclave.**

## DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT

L'incubateur biologique est un appareil destiné à être employé dans le domaine médical et/ou odontologique.



**Le producteur n'est pas responsable des dommages à l'appareil et aux personnes causés par un usage impropre ou par l'inexpérience de l'opérateur.**




**Température de l'environnement d'utilisation : +17 / +27 °C**

Un indicateur lumineux se trouve sur l'incubateur. Il signale le dysfonctionnement possible de la machine ou l'absence momentanée d'énergie électrique (et par conséquent l'échec du test en cours).

En outre, un thermostat de sécurité se trouve à l'intérieur du dispositif : il interrompt le fonctionnement de la résistance dans le cas où la température atteinte dépasse celles d'utilisation.

1. Brancher le câble d'alimentation (fg.1 – POS.E) à la prise de l'autoclave.



2. Le voyant d'avertissement (fg.1 – POS.A) s'allume.
3. Appuyez le bouton START (fg.1 – POS.F). La led d'avertissement s'éteint et le cycle de chauffage de l'élément démarre. Quand une chute de température a lieu à la suite du refroidissement naturel de l'élément chauffant, la carte commande le rallumage automatique de la résistance. Dans le cas où la température n'est pas atteinte ou dans le cas d'une interruption inattendue de courant, la led reste allumée et le mini incubateur cesse de fonctionner.

## DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT

L'incubateur biologique est un appareil destiné à être employé dans le domaine médical et/ou odontologique.



**Le producteur n'est pas responsable des dommages à l'appareil et aux personnes causés par un usage impropre ou par l'inexpérience de l'opérateur.**




**Température de l'environnement d'utilisation : +17 / +27 °C**

Un indicateur lumineux se trouve sur l'incubateur. Il signale le dysfonctionnement possible de la machine ou l'absence momentanée d'énergie électrique (et par conséquent l'échec du test en cours).

En outre, un thermostat de sécurité se trouve à l'intérieur du dispositif : il interrompt le fonctionnement de la résistance dans le cas où la température atteinte dépasse celles d'utilisation.

1. Brancher le câble d'alimentation (fg.1 – POS.E) à la prise de l'autoclave.



2. Le voyant d'avertissement (fg.1 – POS.A) s'allume.
3. Appuyez le bouton START (fg.1 – POS.F). La led d'avertissement s'éteint et le cycle de chauffage de l'élément démarre. Quand une chute de température a lieu à la suite du refroidissement naturel de l'élément chauffant, la carte commande le rallumage automatique de la résistance. Dans le cas où la température n'est pas atteinte ou dans le cas d'une interruption inattendue de courant, la led reste allumée et le mini incubateur cesse de fonctionner.

**La sécurité de la validité de test**

Si à la fin du temps d'incubation la led s'éteint, le test est valable.



Si à la fin de l'incubation la led est allumée, le test N'est PAS valable.



**ATTENZION: SURFACE CHAUDE - Ne pas toucher l'élément chauffant pendant le fonctionnement de l'appareil.**



**ATTENZION: Tenir hors de portée des enfants**

**ATTENZION: Ne pas toucher les surfaces métalliques quand la machine est en marche.**

**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR**

1. Identifier l'indicateur biologique à soumettre au processus.
2. Introduire l'indicateur biologique dans le stérilisateur, selon les instructions de l'autoclave.
3. Exécutez le cycle de stérilisation.
4. Retirer du stérilisateur indicateur biologique.
5. Laisser refroidir l'indicateur biologique pendant au moins 10 minutes.
6. Vérifier que le changement de coloration de la bande de l'indicateur a eu lieu (fg.2 – POS.L)
7. Casser l'ampoule en verre (fg.2 – POS.M) de l'indicateur biologique placée à l'intérieur du récipient thermoplastique (exercer une pression avec la pince en dotation jusqu'à ce que l'ampoule se casse). Effectuer cette opération avant d'introduire l'indicateur dans l'incubateur. L'introduction de l'indicateur doit avoir lieu dans l'heure qui suit à partir du moment où celui-ci a été enlevé de la stérilisatrice.
8. Introduire l'indicateur biologique dans l'élément chauffant de l'incubateur
9. Faire démarrer le cycle d'incubation en appuyant sur le bouton START.
10. Examiner l'indicateur biologique à des intervalles de temps pour vérifier les changements de couleur (à 18, 24, 36 heures).
11. Incuber l'indicateur biologique pendant au moins 48 heures en utilisant comme référence un indicateur n'ayant pas été soumis au cycle de stérilisation.
12. Pour la procédure détaillée, lire attentivement les indications du mode d'emploi contenues dans la boîte des indicateurs biologiques.

**La sécurité de la validité de test**

Si à la fin du temps d'incubation la led s'éteint, le test est valable.



Si à la fin de l'incubation la led est allumée, le test N'est PAS valable.



**ATTENZION: SURFACE CHAUDE - Ne pas toucher l'élément chauffant pendant le fonctionnement de l'appareil.**



**ATTENZION: Tenir hors de portée des enfants**

**ATTENZION: Ne pas toucher les surfaces métalliques quand la machine est en marche.**

**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR**

1. Identifier l'indicateur biologique à soumettre au processus.
2. Introduire l'indicateur biologique dans le stérilisateur, selon les instructions de l'autoclave.
3. Exécutez le cycle de stérilisation.
4. Retirer du stérilisateur indicateur biologique.
5. Laisser refroidir l'indicateur biologique pendant au moins 10 minutes.
6. Vérifier que le changement de coloration de la bande de l'indicateur a eu lieu (fg.2 – POS.L)
7. Casser l'ampoule en verre (fg.2 – POS.M) de l'indicateur biologique placée à l'intérieur du récipient thermoplastique (exercer une pression avec la pince en dotation jusqu'à ce que l'ampoule se casse). Effectuer cette opération avant d'introduire l'indicateur dans l'incubateur. L'introduction de l'indicateur doit avoir lieu dans l'heure qui suit à partir du moment où celui-ci a été enlevé de la stérilisatrice.
8. Introduire l'indicateur biologique dans l'élément chauffant de l'incubateur
9. Faire démarrer le cycle d'incubation en appuyant sur le bouton START.
10. Examiner l'indicateur biologique à des intervalles de temps pour vérifier les changements de couleur (à 18, 24, 36 heures).
11. Incuber l'indicateur biologique pendant au moins 48 heures en utilisant comme référence un indicateur n'ayant pas été soumis au cycle de stérilisation.
12. Pour la procédure détaillée, lire attentivement les indications du mode d'emploi contenues dans la boîte des indicateurs biologiques.

## DÉMOLITION ET ÉLIMINATION

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (RAEE).

Aux termes de la DIRECTIVE 2002/96/CE, ce symbole indique que le produit, à la fin de sa durée de vie, ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager.

Elle peut être confiée à des centres spécifiques de tri sélectif des équipements électriques et électroniques, ou être rapportée au distributeur à l'achat d'un produit équivalent.

Le propriétaire est tenu d'apporter l'équipement dans les centres de tri.

Pour plus d'informations sur les systèmes de tri, s'adresser au service local d'élimination des déchets.

**Le fait d'éliminer correctement les équipements inutilisés évite de faire peser des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.**

**Tout abus sera puni par la loi.**



## DÉMOLITION ET ÉLIMINATION

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (RAEE).

Aux termes de la DIRECTIVE 2002/96/CE, ce symbole indique que le produit, à la fin de sa durée de vie, ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager.

Elle peut être confiée à des centres spécifiques de tri sélectif des équipements électriques et électroniques, ou être rapportée au distributeur à l'achat d'un produit équivalent.

Le propriétaire est tenu d'apporter l'équipement dans les centres de tri.

Pour plus d'informations sur les systèmes de tri, s'adresser au service local d'élimination des déchets.

**Le fait d'éliminer correctement les équipements inutilisés évite de faire peser des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.**

**Tout abus sera puni par la loi.**





## ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

L'appareil n'exige pas d'entretien particulier, à l'exclusion du nettoyage périodique de l'élément chauffant pour éviter le dépôt de substances à l'intérieur des sièges des indicateurs biologiques. Pour nettoyer l'incubateur, il suffit de s'en tenir aux normes hygiéniques et sanitaires les plus élémentaires prévues dans ces circonstances.

Tout d'abord éteindre la machine et tirez sur la fiche de la prise de courant

- Si la machine vient d'être utilisée, attendre qu'elle refroidisse.
- Utiliser une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon sec et propre.
- Ne pas employer de détergents agressifs pouvant modifier de manière irréversible l'aspect des parties en plastique de la machine.
- Ne pas nébuliser directement avec des nébuliseurs sur la machine car la partie électrique à l'intérieur risque de s'endommager.



**NE PAS EFFECTUER D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATIONS A L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL**  
**NE PAS DÉMONTER L'APPAREIL NI LE MODIFIER.**

<b>Défaut</b>	<b>Cause</b>	<b>Intervention</b>
En appuyant sur le bouton START l'appareil ne marche pas	Le manque de alimentation	Contrôler que la fiche est introduite correctement dans la prise de l'autoclave.
	La résistance est brûlée	Contactez le fabricant pour l'assistance technique
Le led est allumé pendant test	Interruption de l'électricité	Appuyez le bouton START; La led s'éteint, enlever les éprouvettes ( <b><i>le test biologique est considéré échoué</i></b> ), laisser l'appareil allumé pendant environ 15 min. Si la led ne s'allume pas automatiquement, cela signifie que la coupure précédente était due à une absence temporaire d'énergie électrique. Si par contre elle s'allume, cela signifie que la résistance est en cours circuit et la sécurité se déclenche. Contacter le fabricant pour l'assistance technique.
Après environ 15 minutes de fonctionnement la led se rallume.	Le bloc de chauffage n'est pas arrivé à la température. Défaut interne	Essayez de répéter le cycle. Si le problème persiste, contacter le fabricant pour l'assistance technique.

## ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

L'appareil n'exige pas d'entretien particulier, à l'exclusion du nettoyage périodique de l'élément chauffant pour éviter le dépôt de substances à l'intérieur des sièges des indicateurs biologiques. Pour nettoyer l'incubateur, il suffit de s'en tenir aux normes hygiéniques et sanitaires les plus élémentaires prévues dans ces circonstances.

Tout d'abord éteindre la machine et tirez sur la fiche de la prise de courant

- Si la machine vient d'être utilisée, attendre qu'elle refroidisse.
- Utiliser une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon sec et propre.
- Ne pas employer de détergents agressifs pouvant modifier de manière irréversible l'aspect des parties en plastique de la machine.
- Ne pas nébuliser directement avec des nébuliseurs sur la machine car la partie électrique à l'intérieur risque de s'endommager.



**NE PAS EFFECTUER D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATIONS A L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL**  
**NE PAS DÉMONTER L'APPAREIL NI LE MODIFIER.**

<b>Défaut</b>	<b>Cause</b>	<b>Intervention</b>
En appuyant sur le bouton START l'appareil ne marche pas	Le manque de alimentation	Contrôler que la fiche est introduite correctement dans la prise de l'autoclave.
	La résistance est brûlée	Contactez le fabricant pour l'assistance technique
Le led est allumé pendant test	Interruption de l'électricité	Appuyez le bouton START; La led s'éteint, enlever les éprouvettes ( <b><i>le test biologique est considéré échoué</i></b> ), laisser l'appareil allumé pendant environ 15 min. Si la led ne s'allume pas automatiquement, cela signifie que la coupure précédente était due à une absence temporaire d'énergie électrique. Si par contre elle s'allume, cela signifie que la résistance est en cours circuit et la sécurité se déclenche. Contacter le fabricant pour l'assistance technique.
Après environ 15 minutes de fonctionnement la led se rallume.	Le bloc de chauffage n'est pas arrivé à la température. Défaut interne	Essayez de répéter le cycle. Si le problème persiste, contacter le fabricant pour l'assistance technique.





Konformitätserklärung	2
Garantiebedingungen	3
Verfall des garantieanspruchs	4
Warenrücksendungen	5
Allgemeine hinweise und sicherheitshinweise	6
Kontaktaufnahme und nützliche adressen	6
Symbologik	6
Beschreibung des Produkt	8
Konstruktionsmerkmale	10
Installation	11
Beschreibung der Betriebsweise	12
Bildung für den Benutzer	13
Verschrottung und Entsorgung	14
Wartung und Störungsbehebung	15

Konformitätserklärung	2
Garantiebedingungen	3
Verfall des garantieanspruchs	4
Warenrücksendungen	5
Allgemeine hinweise und sicherheitshinweise	6
Kontaktaufnahme und nützliche adressen	6
Symbologik	6
Beschreibung des Produkt	8
Konstruktionsmerkmale	10
Installation	11
Beschreibung der Betriebsweise	12
Bildung für den Benutzer	13
Verschrottung und Entsorgung	14
Wartung und Störungsbehebung	15

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

(gemäß ISO/IEC 17050-1)

<b>Name des Hersteller</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Adresse vom Hersteller</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Betreffvon Erklärung</b>	Mod. Biologische Inkubator B-TEST Art. 2035S

**Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den Anforderungen folgender Unterlagen:**

<b>Dokumente n°</b>	<b>Titel</b>	<b>Publishing / Datum der Ausstellung</b>
2004/108/CE	<i>EMV-Richtlinie</i>	15/12/2004
2006/95/CE	<i>Niederspannungsrichtlinie</i>	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Präsident*



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

(gemäß ISO/IEC 17050-1)

<b>Name des Hersteller</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Adresse vom Hersteller</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Betreffvon Erklärung</b>	Mod. Biologische Inkubator B-TEST Art. 2035S

**Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den Anforderungen folgender Unterlagen:**

<b>Dokumente n°</b>	<b>Titel</b>	<b>Publishing / Datum der Ausstellung</b>
2004/108/CE	<i>EMV-Richtlinie</i>	15/12/2004
2006/95/CE	<i>Niederspannungsrichtlinie</i>	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi**

*Präsident*





**GARANTIEBEDINGUNGEN**

1) DAUER: Auf das Produkt wird eine Garantie von 12 Monaten (zwölf) gewährt.

2) AUSSCHLIESSUNGEN: Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- a) Auf fehlende Wartung oder Nachlässigkeit des Anwenders oder auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts zurückführbare Störungen und Anomalien;
- b) Regelmäßige Kontrollen und Wartung;
- c) Reparatur und Austausch von Verschleißteilen, empfindlichen Teilen und Teilen mit einer nicht schätzbaren Lebensdauer, ausgenommen, die Mängel wurden bei Empfang des Produkts festgestellt und mitgeteilt;
- d) Arbeitskräfte, Entsendung des technischen Personals und Transport;
- e) Störungen oder Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch und Anwendungsfehler zurückzuführen sind;
- f) Störungen oder Schäden, die auf Verunreinigungen in den Wasser- und Luftversorgungssystemen, chemische oder elektrische Ereignisse zurückzuführen sind;
- g) Störungen oder Schäden, die auf nicht ausdrücklich in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen angegebene Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Sterilisierstoffe oder –verfahren zurückzuführen sind.
- h) Natürliche Verfärbung der Kunststoffteile.

3) INSTALLATIONS- UND ABNAHMEPROTOKOLL: Wesentliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist die Rücksendung des vollständig ausgefüllten und vom Anwender unterzeichneten speziellen Installations- und Abnahmeprotokolls. Dieses Protokoll muss innerhalb von 15 Tagen nach der Installation zurückgesandt werden, da andernfalls die Garantie verfällt.

4) GARANTIEGRENZEN: Die Garantie verleiht Anspruch auf den kostenlosen Austausch oder die kostenlose Reparatur der defekten Bauteile. Es besteht kein Anspruch auf den Austausch des kompletten Geräts. Bezüglich der mit dem Markenzeichen TECNO-GAZ oder durch Dritte gefertigten Bauteile, die mit einem eigenen Garantieschein ausgestattet sind, gelten die in diesen Garantiescheinen angegebenen Bedingungen, Grenzen und Ausschließungen.

Die Durchführung von einer oder mehreren Reparaturen während der Garantiefrist führt zu keiner Verlängerung des Garantieanspruchs.

5) BEANSTANDUNGEN: Bei Beanstandungen seitens des Käufers bezüglich der Ausübung der Garantieleistungspflicht und der Qualität oder des Zustands des

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

1) DAUER: Auf das Produkt wird eine Garantie von 12 Monaten (zwölf) gewährt.

2) AUSSCHLIESSUNGEN: Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- a) Auf fehlende Wartung oder Nachlässigkeit des Anwenders oder auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts zurückführbare Störungen und Anomalien;
- b) Regelmäßige Kontrollen und Wartung;
- c) Reparatur und Austausch von Verschleißteilen, empfindlichen Teilen und Teilen mit einer nicht schätzbaren Lebensdauer, ausgenommen, die Mängel wurden bei Empfang des Produkts festgestellt und mitgeteilt;
- d) Arbeitskräfte, Entsendung des technischen Personals und Transport;
- e) Störungen oder Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch und Anwendungsfehler zurückzuführen sind;
- f) Störungen oder Schäden, die auf Verunreinigungen in den Wasser- und Luftversorgungssystemen, chemische oder elektrische Ereignisse zurückzuführen sind;
- g) Störungen oder Schäden, die auf nicht ausdrücklich in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen angegebene Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Sterilisierstoffe oder –verfahren zurückzuführen sind.
- h) Natürliche Verfärbung der Kunststoffteile.

3) INSTALLATIONS- UND ABNAHMEPROTOKOLL: Wesentliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist die Rücksendung des vollständig ausgefüllten und vom Anwender unterzeichneten speziellen Installations- und Abnahmeprotokolls. Dieses Protokoll muss innerhalb von 15 Tagen nach der Installation zurückgesandt werden, da andernfalls die Garantie verfällt.

4) GARANTIEGRENZEN: Die Garantie verleiht Anspruch auf den kostenlosen Austausch oder die kostenlose Reparatur der defekten Bauteile. Es besteht kein Anspruch auf den Austausch des kompletten Geräts. Bezüglich der mit dem Markenzeichen TECNO-GAZ oder durch Dritte gefertigten Bauteile, die mit einem eigenen Garantieschein ausgestattet sind, gelten die in diesen Garantiescheinen angegebenen Bedingungen, Grenzen und Ausschließungen.

Die Durchführung von einer oder mehreren Reparaturen während der Garantiefrist führt zu keiner Verlängerung des Garantieanspruchs.

5) BEANSTANDUNGEN: Bei Beanstandungen seitens des Käufers bezüglich der Ausübung der Garantieleistungspflicht und der Qualität oder des Zustands des

gelieferten Geräts ist der Käufer auf keinen Fall berechtigt, die Bezahlung zu verzögern und/oder zu unterbrechen.

6) **STREITIGKEITEN:** Für Streitigkeiten bezüglich der Anwendung und Auslegung dieses Garantiescheins ist unabhängig von dem Ort, an dem der Kaufvertrag für das Gerät abgeschlossen wurde, das Gericht PARMA (Italien) zuständig.

7) **AUSNAHMEN:** Bezüglich dieser Garantiebedingungen gewährte Ausnahmen führen zu keiner Anerkennung von weiteren Rechten des Käufers und beziehen sich einzig und allein auf den spezifischen Fall.

8) **WEITERES:** Für alle nicht ausdrücklich in diesem Garantieschein erwähnten Umstände gelten die anwendbaren Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Italienischen Republik.

### VERFALL DES GARANTIEANSPRUCHS

Der Garantieanspruch verfällt in folgenden Fällen:

- a) wenn das Gerät Beschädigungen aufweist, die auf Sturz, Feueraussetzung, ausgegossene Flüssigkeiten, Blitzschlag, Naturereignisse oder Witterungseinflüsse oder auf andere nicht auf Fabrikationsmängel zurückführbare Schäden zurückzuführen sind;
- b) wenn die Installation nicht gemäß den Anleitungen von TECNO-GAZ erfolgt und durch nicht autorisiertes Personal durchgeführt wird;
- c) wenn das Gerät durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte repariert, abgeändert oder umgebaut wird;
- d) wenn bei Inanspruchnahme der Garantieleistungen festgestellt wird, dass die Geräteummer entfernt, getilgt, gefälscht, usw. wurde;
- e) wenn das Installations- und Abnahmeprotokoll nicht innerhalb von 15 Tagen nach der Installation ausgefüllt und unterzeichnet zurückgesandt wird;
- f) wenn der Käufer die Bezahlung jedwelcher für den Kauf des Geräts und/oder dessen Wartung geschuldeter Betrags aus jedwelchen Gründen verzögert oder unterbricht;
- g) wenn die in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen vorgeschriebene programmierte Wartung nicht in den angegebenen Zeitabständen durchgeführt wird.

gelieferten Geräts ist der Käufer auf keinen Fall berechtigt, die Bezahlung zu verzögern und/oder zu unterbrechen.

6) **STREITIGKEITEN:** Für Streitigkeiten bezüglich der Anwendung und Auslegung dieses Garantiescheins ist unabhängig von dem Ort, an dem der Kaufvertrag für das Gerät abgeschlossen wurde, das Gericht PARMA (Italien) zuständig.

7) **AUSNAHMEN:** Bezüglich dieser Garantiebedingungen gewährte Ausnahmen führen zu keiner Anerkennung von weiteren Rechten des Käufers und beziehen sich einzig und allein auf den spezifischen Fall.

8) **WEITERES:** Für alle nicht ausdrücklich in diesem Garantieschein erwähnten Umstände gelten die anwendbaren Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Italienischen Republik.

### VERFALL DES GARANTIEANSPRUCHS

Der Garantieanspruch verfällt in folgenden Fällen:

- a) wenn das Gerät Beschädigungen aufweist, die auf Sturz, Feueraussetzung, ausgegossene Flüssigkeiten, Blitzschlag, Naturereignisse oder Witterungseinflüsse oder auf andere nicht auf Fabrikationsmängel zurückführbare Schäden zurückzuführen sind;
- b) wenn die Installation nicht gemäß den Anleitungen von TECNO-GAZ erfolgt und durch nicht autorisiertes Personal durchgeführt wird;
- c) wenn das Gerät durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte repariert, abgeändert oder umgebaut wird;
- d) wenn bei Inanspruchnahme der Garantieleistungen festgestellt wird, dass die Geräteummer entfernt, getilgt, gefälscht, usw. wurde;
- e) wenn das Installations- und Abnahmeprotokoll nicht innerhalb von 15 Tagen nach der Installation ausgefüllt und unterzeichnet zurückgesandt wird;
- f) wenn der Käufer die Bezahlung jedwelcher für den Kauf des Geräts und/oder dessen Wartung geschuldeter Betrags aus jedwelchen Gründen verzögert oder unterbricht;
- g) wenn die in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen vorgeschriebene programmierte Wartung nicht in den angegebenen Zeitabständen durchgeführt wird.







**WARENRÜCKSENDUNGEN**

1. Alle Warenrücksendungen müssen in der Originalverpackung erfolgen. Bei nicht in der Originalverpackung zurückgesandten Geräten werden die Kosten für die Wiederherstellung der Originalverpackung in Rechnung gestellt.
2. Alle Warenrücksendungen müssen FREI UNSER WERK erfolgen ;
3. Der Kunde hat die Handelsabteilung der TECNO-GAZ bezüglich der Warenrücksendung zu informieren und von dieser die entsprechende schriftliche Genehmigung anzufordern. Für die Rücksendung ist gemäß dem Qualitätsmanagementsystems der Firma TECNO-GAZ (Ref. CM-P-003, CM-I-009) das "Formular zur Verwaltung der Kundenrücksendungen" (CM-M-002) zu verwenden (CM-P-003, CM-I-009);
4. Die Rücksendungsunterlagen müssen folgende Angaben enthalten:
  - Artikelnummer des Produkts von TECNO-GAZ;
  - Die Rechnungsnummer oder die Nummer des Beförderungsscheins von TECNO-GAZ;
  - Kenn- und Losnummer des Produkts;
  - Angabe des Rücksendungsgrunds;
  - Die Ticketnummer des "Formulars zur Verwaltung der Warenrücksendungen der Kunden" (CM-M-002) oder eine Kopie dieses Formulars.
5. Die Warenrücksendungen gelten erst nach der Kontrolle des Materials als angenommen. Bei Nichtkonformität kann das Material auf unanfechtbare Entscheidung der Firma TECNO-GAZ an den Kunden zurückgesandt werden;
6. Für jede Rücksendung werden die Kosten für die Wiederherstellung und die Prüfung des Produkts in Rechnung gestellt.
7. Die in Garantie ausgetauschten Bauteile müssen frei Werk übersendet werden.
8. Wenn das ausgetauschte Teil nicht rückerstattet wird, wird dem Kunden der Kaufpreis in Rechnung gestellt.
9. nimmt keine Einsendungen von Endverbrauchern an.
10. Die zur Reparatur an TECNO-GAZ eingesandten Geräte werden nach dem gleichen Verfahren verwaltet, das auch für Rücksendungen angewandt wird.

**WARENRÜCKSENDUNGEN**

1. Alle Warenrücksendungen müssen in der Originalverpackung erfolgen. Bei nicht in der Originalverpackung zurückgesandten Geräten werden die Kosten für die Wiederherstellung der Originalverpackung in Rechnung gestellt.
2. Alle Warenrücksendungen müssen FREI UNSER WERK erfolgen ;
3. Der Kunde hat die Handelsabteilung der TECNO-GAZ bezüglich der Warenrücksendung zu informieren und von dieser die entsprechende schriftliche Genehmigung anzufordern. Für die Rücksendung ist gemäß dem Qualitätsmanagementsystems der Firma TECNO-GAZ (Ref. CM-P-003, CM-I-009) das "Formular zur Verwaltung der Kundenrücksendungen" (CM-M-002) zu verwenden (CM-P-003, CM-I-009);
4. Die Rücksendungsunterlagen müssen folgende Angaben enthalten:
  - Artikelnummer des Produkts von TECNO-GAZ;
  - Die Rechnungsnummer oder die Nummer des Beförderungsscheins von TECNO-GAZ;
  - Kenn- und Losnummer des Produkts;
  - Angabe des Rücksendungsgrunds;
  - Die Ticketnummer des "Formulars zur Verwaltung der Warenrücksendungen der Kunden" (CM-M-002) oder eine Kopie dieses Formulars.
5. Die Warenrücksendungen gelten erst nach der Kontrolle des Materials als angenommen. Bei Nichtkonformität kann das Material auf unanfechtbare Entscheidung der Firma TECNO-GAZ an den Kunden zurückgesandt werden;
6. Für jede Rücksendung werden die Kosten für die Wiederherstellung und die Prüfung des Produkts in Rechnung gestellt.
7. Die in Garantie ausgetauschten Bauteile müssen frei Werk übersendet werden.
8. Wenn das ausgetauschte Teil nicht rückerstattet wird, wird dem Kunden der Kaufpreis in Rechnung gestellt.
9. nimmt keine Einsendungen von Endverbrauchern an.
10. Die zur Reparatur an TECNO-GAZ eingesandten Geräte werden nach dem gleichen Verfahren verwaltet, das auch für Rücksendungen angewandt wird.

### ALLGEMEINE HINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE

-  Sicherstellen, dass das Gerät mit der korrekten Spannung versorgt wird..
-  Das unter der Arbeitsebene.
-  Sicherstellen, dass die Anlage geerdet ist..
-  Die Maschine mit einem trockenen Tuch reinigen.
-  Vor jeglichem Eingriff am Gerät den Netzstecker ziehen.
-  Ausschließlich Originalersatzteile verwenden..

*Das Nichtbeachten der oben genannten Punkte führt zum Verfall jeder Form von Verantwortung seitens TECNO-GAZ.*

### KONTAKTAUFNAHME UND NÜTZLICHE ADRESSEN

Der Technische Kundendienst muss beim Vertrieb, der die Rechnung über dieses Gerät erstellt hat, oder direkt beim Hersteller angefordert werden:

TECNO-GAZ SpA





Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391







E-Mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

### SYMBOLIK

-  Gemäß der RICHTLINIE 2002/96/EU weist dieses Zeichen darauf hin, dass da Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.
-  Allgemeine Hinweise und Informationen für den Anwender.
-  Die Anweisungen neben diesem Zeichen befolgen.
-  Konform mit den Richtlinien 2004/108/CE und 2006/95/CE und darauff. Abänderungen und Ergänzungen.

## ALLGEMEINE HINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE

-  Sicherstellen, dass das Gerät mit der korrekten Spannung versorgt wird..
-  Das unter der Arbeitsebene.
-  Sicherstellen, dass die Anlage geerdet ist..
-  Die Maschine mit einem trockenen Tuch reinigen.
-  Vor jeglichem Eingriff am Gerät den Netzstecker ziehen.
-  Ausschließlich Originalersatzteile verwenden..

*Das Nichtbeachten der oben genannten Punkte führt zum Verfall jeder Form von Verantwortung seitens TECNO-GAZ.*

## KONTAKTAUFNAHME UND NÜTZLICHE ADRESSEN

Der Technische Kundendienst muss beim Vertrieb, der die Rechnung über dieses Gerät erstellt hat, oder direkt beim Hersteller angefordert werden:

TECNO-GAZ SpA





Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

E-Mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

## SYMBOLIK

-  Gemäß der RICHTLINIE 2002/96/EU weist dieses Zeichen darauf hin, dass da Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.
-  Allgemeine Hinweise und Informationen für den Anwender.
-  Die Anweisungen neben diesem Zeichen befolgen.
-  Konform mit den Richtlinien 2004/108/CE und 2006/95/CE und darauff. Abänderungen und Ergänzungen.



---

**PE** Externer Schutz

---

 Schutzerdung.


---

 Betriebserdung.

---

~ Wechselstrom.


---

 Achtung: Stromschlaggefahr!


---

 Die Bedienungsanleitungen aufmerksam lesen.

---

 Angewandtes Teil.

---

 Die angegebene Taste drücken.

---

**POS.** Position (Nummer, der das Bauteil auf den Abbildungen oder den Plänen entspricht).

---

**Fg.** Abbildung.

---

$\Omega$  Ohm (Maßeinheit des elektrischen Widerstands).

---

**s** Sekunden (Maßeinheit der Zeit).

---

**W** Watt (Maßeinheit der Leistung).

---

**Hz** Hertz (Maßeinheit der Frequenz).

---

**mm** Millimeter (Maßeinheit der Länge).

---

**A** Amperé (Maßeinheit des elektrischen Stroms).

---

**V** Volt (Maßeinheit der elektrischen Spannung).

---

**Pa** Pascal (Maßeinheit des Luftdrucks).

---

**°C** Grad Celsius (Maßeinheit der Temperatur).

---

**kg** Kilogramm (Maßeinheit des Gewichts).

---

---

**PE** Externer Schutz

---

 Schutzerdung.


---

 Betriebserdung.

---

~ Wechselstrom.


---

 Achtung: Stromschlaggefahr!


---

 Die Bedienungsanleitungen aufmerksam lesen.

---

 Angewandtes Teil.

---

 Die angegebene Taste drücken.

---

**POS.** Position (Nummer, der das Bauteil auf den Abbildungen oder den Plänen entspricht).

---

**Fg.** Abbildung.

---

$\Omega$  Ohm (Maßeinheit des elektrischen Widerstands).

---

**s** Sekunden (Maßeinheit der Zeit).

---

**W** Watt (Maßeinheit der Leistung).

---

**Hz** Hertz (Maßeinheit der Frequenz).

---

**mm** Millimeter (Maßeinheit der Länge).

---

**A** Amperé (Maßeinheit des elektrischen Stroms).

---

**V** Volt (Maßeinheit der elektrischen Spannung).

---

**Pa** Pascal (Maßeinheit des Luftdrucks).

---

**°C** Grad Celsius (Maßeinheit der Temperatur).

---

**kg** Kilogramm (Maßeinheit des Gewichts).

---

## BESCHREIBUNG DES PRODUKT

Der biologische Inkubator ist ein zum Inkubieren biologischer Indikatoren bei einer Temperatur von 57°C entwickeltes Produkt, das ausschließlich mit auf den Inkubator vorgerüsteten Autoklaven verwendet werden kann.

Der Inkubator (fg.1) besteht aus einem Rahmen, einer Abdeckung aus ABS (fg.1 – POS.B), einem Heizblock aus Aluminium (fg.1 – POS.C) mit Nr. 3 Fächern für die Proben/biologischen Indikatoren und einer elektronischen Karte zur automatischen Temperaturverwaltung des Heizblocks.

An der Seite ist das Kabel zum Anschließen an den Autoklav (fg.1 – POS.E) und die START-Taste angebracht (fg.1 – POS.F), während an der Vorderseite des Geräts die Warnleuchte angebracht ist (fg.1 – POS.A).

Der biologische Indikator (fg. 2) besteht aus einem thermoplastischen Behälter, der einen mit Bakteriensporen beimpften Papierstreifen sowie eine Glasampulle, in der sich die Kulturbouillon befindet, enthält.

## BESCHREIBUNG DES PRODUKT

Der biologische Inkubator ist ein zum Inkubieren biologischer Indikatoren bei einer Temperatur von 57°C entwickeltes Produkt, das ausschließlich mit auf den Inkubator vorgerüsteten Autoklaven verwendet werden kann.

Der Inkubator (fg.1) besteht aus einem Rahmen, einer Abdeckung aus ABS (fg.1 – POS.B), einem Heizblock aus Aluminium (fg.1 – POS.C) mit Nr. 3 Fächern für die Proben/biologischen Indikatoren und einer elektronischen Karte zur automatischen Temperaturverwaltung des Heizblocks.

An der Seite ist das Kabel zum Anschließen an den Autoklav (fg.1 – POS.E) und die START-Taste angebracht (fg.1 – POS.F), während an der Vorderseite des Geräts die Warnleuchte angebracht ist (fg.1 – POS.A).

Der biologische Indikator (fg. 2) besteht aus einem thermoplastischen Behälter, der einen mit Bakteriensporen beimpften Papierstreifen sowie eine Glasampulle, in der sich die Kulturbouillon befindet, enthält.




fig.1

POS	BESCHREIBUNG
A	LED-WARNUNG
B	ABS-ABDECKUNG
C	HEIZBLOCK AUS ALUMINIUM MIT NR. 3 FÄCHER FÜR DIE PROBEN
D	BEFESTIGUNGSMAGNET
E	KABEL-VERBINDUNG MIT DEM AUTOKLAVEN
F	BUTTON STARTEN




fig.2

POS	BESCHREIBUNG
G	KAPPE
H	FILTER
I	ETIKETT
L	CHEMISCHER INDIKATORSTREIFEN
M	FLÄSCHCHEN
N	KULTURBRÜHE
O	STREIFEN




fig.1

POS	BESCHREIBUNG
A	LED-WARNUNG
B	ABS-ABDECKUNG
C	HEIZBLOCK AUS ALUMINIUM MIT NR. 3 FÄCHER FÜR DIE PROBEN
D	BEFESTIGUNGSMAGNET
E	KABEL-VERBINDUNG MIT DEM AUTOKLAVEN
F	BUTTON STARTEN




fig.2

POS	BESCHREIBUNG
G	KAPPE
H	FILTER
I	ETIKETT
L	CHEMISCHER INDIKATORSTREIFEN
M	FLÄSCHCHEN
N	KULTURBRÜHE
O	STREIFEN

**KONSTRUKTIONSMERKMALE**

<b>Temperatur für die Benutzung</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensions (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Gewicht</b>	0.9 kg
<b>Materialstruktur</b>	Stahl Fe360B
<b>Material vom Gehäuse</b>	ABS
<b>Material Wärmeblock</b>	Eloxiertem Aluminium
<b>Dimension Verpackung (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Spannung</b>	230V~ ± 10%
<b>Phasen</b>	1
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Max. absorbierte Leistung</b>	40 W
<b>Form des Schutzes</b>	PE
<b>Klasse der Isolation</b>	1
<b>Länge des Zuleitungskabel</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + Erde)

X = Breite Y = Länge Z = Tiefe

**KONSTRUKTIONSMERKMALE**

<b>Temperatur für die Benutzung</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensions (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Gewicht</b>	0.9 kg
<b>Materialstruktur</b>	Stahl Fe360B
<b>Material vom Gehäuse</b>	ABS
<b>Material Wärmeblock</b>	Eloxiertem Aluminium
<b>Dimension Verpackung (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Spannung</b>	230V~ ± 10%
<b>Phasen</b>	1
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Max. absorbierte Leistung</b>	40 W
<b>Form des Schutzes</b>	PE
<b>Klasse der Isolation</b>	1
<b>Länge des Zuleitungskabel</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + Erde)

X = Breite Y = Länge Z = Tiefe




**INSTALLATION**

Der biologische Inkubator kann sowohl auf einer horizontalen Fläche aufgestellt als mittels eines an der Rückseite des Geräts angebrachten Befestigungsmagneten an einer vertikalen Metallfläche angebracht werden.


Aufgrund der Eigenschaften der Vorrichtung ist es wichtig, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

 **Das Gerät darf nicht in potentiell explosiver Atmosphäre verwendet werden.**


---

**Die Verpackung entfernen und den Zustand des Geräts überprüfen.**  
 **Wenn das Gerät Transportschäden aufweist, sofort den Hersteller unterrichten.**

---

**Die Verpackung muss über den gesamten Garantiezeitraum aufbewahrt werden. Der Hersteller akzeptiert keine zurückgesendete Material ohne die entsprechende Originalverpackung**  


---

**Das Gerät auf eine ebene Fläche stellen oder mittels des Befestigungsmagneten (fg.1 – POS.D) an der Seite des Autoklaven nicht in der Nähe von Wärmequellen anbringen (es. Bunsen, Verdampfern, Backofen, ecc...).**  


---

**Das Gerät muss vom Anwender in geeigneter Höhe positioniert werden, es wird eine Höhe von ca. 90 cm empfohlen.**  


---

**Das Gerät derart positionieren, dass die Warnleuchtdiode für den Bediener gut sichtbar ist.**  



---

**Das Netzkabel mittels des speziellen Steckers an die Buchse am Autoklav anschließen.**  


---

**Das Gerät vorsichtig an der Metallfläche anbringen und dabei starke Stöße vermeiden, da der Magnet empfindlich ist und brechen könnte.**  


---

**Aufgrund der Stärke des Magnetfelds ist zu vermeiden, das Gerät in der Nähe elektronischer Vorrichtungen aufzustellen, die beschädigt oder entmagnetisiert werden könnten.(téléphones mobiles, montres, lecteur mp3, cartes mémoire pour le stockage des données, Carte de crédit, Carte bancaire, ecc...)**  


---

**Das Gerät neben dem vorderen Bereich des Autoklaven aufstellen, da es im hinteren Bereich mit dem Betrieb des Autoklaven interferieren könnte.**  



**INSTALLATION**

Der biologische Inkubator kann sowohl auf einer horizontalen Fläche aufgestellt als mittels eines an der Rückseite des Geräts angebrachten Befestigungsmagneten an einer vertikalen Metallfläche angebracht werden.

Aufgrund der Eigenschaften der Vorrichtung ist es wichtig, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

 **Das Gerät darf nicht in potentiell explosiver Atmosphäre verwendet werden.**

**Die Verpackung entfernen und den Zustand des Geräts überprüfen.**

 **Wenn das Gerät Transportschäden aufweist, sofort den Hersteller unterrichten.**

**Die Verpackung muss über den gesamten Garantiezeitraum aufbewahrt werden. Der Hersteller akzeptiert keine zurückgesendete Material ohne die entsprechende Originalverpackung**



**Das Gerät auf eine ebene Fläche stellen oder mittels des**



**Befestigungsmagneten (fg.1 – POS.D) an der Seite des Autoklaven nicht in der Nähe von Wärmequellen anbringen (es. Bunsen, Verdampfern, Backofen, ecc...).**



**Das Gerät muss vom Anwender in geeigneter Höhe positioniert werden, es wird eine Höhe von ca. 90 cm empfohlen.**



**Das Gerät derart positionieren, dass die Warnleuchtdiode für den Bediener gut sichtbar ist.**



**Das Netzkabel mittels des speziellen Steckers an die Buchse am Autoklav anschließen.**



**Das Gerät vorsichtig an der Metallfläche anbringen und dabei starke Stöße vermeiden, da der Magnet empfindlich ist und brechen könnte.**



**Aufgrund der Stärke des Magnetfelds ist zu vermeiden, das Gerät in der Nähe elektronischer Vorrichtungen aufzustellen, die beschädigt oder entmagnetisiert werden könnten.(téléphones mobiles, montres, lecteur mp3, cartes mémoire pour le stockage des données, Carte de crédit, Carte bancaire, ecc...)**



**Das Gerät neben dem vorderen Bereich des Autoklaven aufstellen, da es im hinteren Bereich mit dem Betrieb des Autoklaven interferieren könnte.**

## BESCHREIBUNG DER BETRIEBSWEISE

Der biologische Inkubator ist ein in der Medizin und/oder der Zahnmedizin einsetzbares Gerät.




**Der Hersteller haftet nicht für Geräte- und Personenschäden, die auf den unsachgemäßen Gebrauch oder auf Nachlässigkeit des Bedieners zurückzuführen sind.**



**Umgebungstemperatur beim Betrieb: +17 / +27 °C**

Am Inkubator ist eine Leuchtanzeige installiert, die eventuelle Betriebsstörungen desselben oder einen Stromausfall (und folglich das Fehlschlagen des laufenden Tests) anzeigt. Ferner ist in der Vorrichtung ein Sicherheitsthermostat installiert, der anspricht, sobald die Temperatur die Betriebstemperatur überschreitet. In diesem Fall unterbricht der Thermostat den Betrieb des Heizwiderstands.

1. Das Netzkabel an die Buchse (fg.1 – POS.E) am Autoklav anschließen.



2. Das Warnungsled beleuchtet sich (fg.1 – POS.A) .
3. Drücken Sie den START Druck.(fg.1 – POS.F). Die Warnleuchtdiode schaltet sich aus und der Heizzyklus des Blocks schaltet sich ein. Bei Auftreten eines Temperaturabfalls infolge des natürlichen Abkühlens des Heizblocks steuert die elektronische Karte das automatische Wiedereinschalten des Heizwiderstands. Wenn die Temperatur nicht erreicht wird oder bei einer plötzlichen Unterbrechung der Stromversorgung bleibt die Led eingeschaltet und der Betrieb des Miniinkubators wird unterbrochen.

## BESCHREIBUNG DER BETRIEBSWEISE

Der biologische Inkubator ist ein in der Medizin und/oder der Zahnmedizin einsetzbares Gerät.




**Der Hersteller haftet nicht für Geräte- und Personenschäden, die auf den unsachgemäßen Gebrauch oder auf Nachlässigkeit des Bedieners zurückzuführen sind.**



**Umgebungstemperatur beim Betrieb: +17 / +27 °C**

Am Inkubator ist eine Leuchtanzeige installiert, die eventuelle Betriebsstörungen desselben oder einen Stromausfall (und folglich das Fehlschlagen des laufenden Tests) anzeigt. Ferner ist in der Vorrichtung ein Sicherheitsthermostat installiert, der anspricht, sobald die Temperatur die Betriebstemperatur überschreitet. In diesem Fall unterbricht der Thermostat den Betrieb des Heizwiderstands.

1. Das Netzkabel an die Buchse (fg.1 – POS.E) am Autoklav anschließen.



2. Das Warnungsled beleuchtet sich (fg.1 – POS.A) .
3. Drücken Sie den START Druck.(fg.1 – POS.F). Die Warnleuchtdiode schaltet sich aus und der Heizzyklus des Blocks schaltet sich ein. Bei Auftreten eines Temperaturabfalls infolge des natürlichen Abkühlens des Heizblocks steuert die elektronische Karte das automatische Wiedereinschalten des Heizwiderstands. Wenn die Temperatur nicht erreicht wird oder bei einer plötzlichen Unterbrechung der Stromversorgung bleibt die Led eingeschaltet und der Betrieb des Miniinkubators wird unterbrochen.

**La sécurité de la validité de test**

Wenn die Led nach Ablauf der Inkubationszeit ausgeschaltet ist, ist der Test gültig.



**Wenn die Led nach Ablauf der Inkubationszeit noch eingeschaltet ist, ist der Test NICHT gültig.**



**ACHTUNG: WARME OBERFLÄCHE – Den Heizblock nicht während des Betriebs des Geräts berühren.**



**ACHTUNG: halten Sie von Kindern heraus**

**ATTENZION: Die Metallflächen nicht während des Betriebs der Maschine berühren.**

**BILDUNG FÜR DEN BENUTZER**

1. Den biologischen Indikator identifizieren, der dem Prozess unterzogen werden soll.
2. Den biologischen Indikator gemäß Gebrauchsanweisungen des Autoklaven in den Sterilisator legen.
3. Lassen Sie das Sterilisierungszyklus durchführen
4. Entfernen Sie der Biozeiger vom Steri
5. Den biologischen Indikator mindestens 10 Minuten abkühlen lassen.
6. Den Farbwechsel des chemischen Indikatorstreifens überprüfen (fg.2 – POS.L)
7. Die Glasampulle (fg.2 – POS.M) des im thermoplastischen Behälter untergebrachten biologischen Indikators aufbrechen; (mit der beigeestellten Zange Druck ausüben, bis die Ampulle zerbricht). Dieser Eingriff ist sofort nach dem Einsetzen des Indikators in den Inkubator durchzuführen. Das Einsetzen des Indikators in den Inkubator muss innerhalb von 1 Stunde nach der Entnahme desselben aus dem Sterilisator erfolgen.
8. Den biologischen Indikator in den Heizblock des Inkubators stellen..
9. Den Inkubierzyklus durch Drücken der Taste START einleiten.
10. Den biologischen Indikator in regelmäßigen Zeitabständen auf einen Farbwechsel überprüfen (a 18, 24, 36 heure).
11. Den biologischen Indikator mindestens 48 Stunden inkubieren und als Bezug einen nicht dem Sterilisierzyklus unterzogenen Indikator nehmen.
12. Für das detaillierte Verfahren aufmerksam die der Packung mit den biologischen Indikatoren beigelegte Gebrauchsanweisung lesen.

**La sécurité de la validité de test**

Wenn die Led nach Ablauf der Inkubationszeit ausgeschaltet ist, ist der Test gültig.



**Wenn die Led nach Ablauf der Inkubationszeit noch eingeschaltet ist, ist der Test NICHT gültig.**



**ACHTUNG: WARME OBERFLÄCHE – Den Heizblock nicht während des Betriebs des Geräts berühren.**



**ACHTUNG: halten Sie von Kindern heraus**

**ATTENZION: Die Metallflächen nicht während des Betriebs der Maschine berühren.**

## BILDUNG FÜR DEN BENUTZER

1. Den biologischen Indikator identifizieren, der dem Prozess unterzogen werden soll.
2. Den biologischen Indikator gemäß Gebrauchsanweisungen des Autoklaven in den Sterilisator legen.
3. Lassen Sie das Sterilisierungszyklus durchführen
4. Entfernen Sie der Biozeiger vom Steri
5. Den biologischen Indikator mindestens 10 Minuten abkühlen lassen.
6. Den Farbwechsel des chemischen Indikatorstreifens überprüfen (fg.2 – POS.L)
7. Die Glasampulle (fg.2 – POS.M) des im thermoplastischen Behälter untergebrachten biologischen Indikators aufbrechen; (mit der beigeestellten Zange Druck ausüben, bis die Ampulle zerbricht). Dieser Eingriff ist sofort nach dem Einsetzen des Indikators in den Inkubator durchzuführen. Das Einsetzen des Indikators in den Inkubator muss innerhalb von 1 Stunde nach der Entnahme desselben aus dem Sterilisator erfolgen.
8. Den biologischen Indikator in den Heizblock des Inkubators stellen..
9. Den Inkubierzyklus durch Drücken der Taste START einleiten.
10. Den biologischen Indikator in regelmäßigen Zeitabständen auf einen Farbwechsel überprüfen (a 18, 24, 36 heure).
11. Den biologischen Indikator mindestens 48 Stunden inkubieren und als Bezug einen nicht dem Sterilisierzyklus unterzogenen Indikator nehmen.
12. Für das detaillierte Verfahren aufmerksam die der Packung mit den biologischen Indikatoren beigelegte Gebrauchsanweisung lesen.

## VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und elektronische Altgeräte (RAEE).

Gemäß der RICHTLINIE 2002/96/EU weist dieses Zeichen darauf hin, dass da Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät kann den entsprechenden Entsorgungsstellen für elektrische und elektronische Altgeräte übergeben oder dem Händler beim Kauf eines gleichwertigen Produkts zurückgegeben werden.

Der Anwender ist dafür zuständig, das Gerät den Entsorgungsstellen zu übergeben.

Für genauere Informationen bezüglich der Entsorgung ist der örtliche Abfallentsorgungsdienst zu kontaktieren.

**Die korrekte Entsorgung der Altgeräte trägt zum Umweltschutz bei und verhindert somit negative Auswirkungen auf die Gesundheit.**

**Zu widerhandlungen können gesetzlich verfolgt werden**



## VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und elektronische Altgeräte (RAEE).

Gemäß der RICHTLINIE 2002/96/EU weist dieses Zeichen darauf hin, dass da Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät kann den entsprechenden Entsorgungsstellen für elektrische und elektronische Altgeräte übergeben oder dem Händler beim Kauf eines gleichwertigen Produkts zurückgegeben werden.

Der Anwender ist dafür zuständig, das Gerät den Entsorgungsstellen zu übergeben.

Für genauere Informationen bezüglich der Entsorgung ist der örtliche Abfallentsorgungsdienst zu kontaktieren.

**Die korrekte Entsorgung der Altgeräte trägt zum Umweltschutz bei und verhindert somit negative Auswirkungen auf die Gesundheit.**

**Zuwiderhandlungen können gesetzlich verfolgt werden**





## WARTUNG UND STÖRUNGSBEHEBUNG

Ausgenommen die regelmäßige Reinigung des Heizblocks zum Verhindern von Ablagerungen in den Fächern der biologischen Indikatoren benötigt das Gerät keine besondere Wartung. Zum Reinigen des Inkubators ist Bezug auf die elementaren hygienischen Regeln für Geräte dieser Art zu nehmen.

Tout d'abord éteindre la machine et tirez sur la fiche de la prise de courant

- Wenn die Maschine gerade verwendet wurde, ist abzuwarten, bis es abgekühlt ist.
- it einem leicht mit Seifenwasser angefeuchteten Schwamm reinigen und mit einem trockenen sauberen Tuch trocknen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese die Kunststoffteile der Maschine irreparabel verunstalten können.
- Niemals direkt mit Sprühgeräten auf die Maschine sprühen, da die im Innenraum derselben untergebrachte Elektrik beschädigt werden könnte.



**KEINE WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN IM GERÄTINNENRAUM DURCHFÜHREN.**  
**DAS ZERLEGEN DES GERÄTS ODER AUSBAUEN VON TEILEN IST NICHT ERLAUBT.**

<i>Défaut</i>	<i>Cause</i>	<i>Intervention</i>
Bei Drücken der START-Taste schaltet sich das Gerät nicht ein	Keine Versorgung	Kontrollieren, dass der Stecker korrekt in die Buchse des Autoklaven gesteckt wurde.
	Die Heizung ist verbrennt	Den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.
Das LED schaltete während des Tests ein	Stromausfall	Drucken Sie den START Druck; Die Led schaltet sich aus, die Proben entfernen ( <b><u>der biologische Test ist fehlgeschlagen</u></b> ), das Gerät noch ca. 15 Minuten eingeschaltet lassen. Die Led schaltet sich nicht automatisch ein, was bedeutet, dass das vorherige Löschen auf einen Stromausfall zurückzuführen ist. Wenn die Led sich dagegen wieder einschaltet, bedeutet das, dass der Heizwiderstand kurzgeschlossen ist, was das Ansprechen der Sicherheitsvorrichtung bewirkt. Den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.
Nach ca. 15 Betriebsminuten schaltet sich die Led wieder ein.	Le bloc de chauffage n'est pas arrivé à la température. Défaut interne	Essayez de répéter le cycle. Wenn das Problem weiter besteht, den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.

## WARTUNG UND STÖRUNGSBEHEBUNG

Ausgenommen die regelmäßige Reinigung des Heizblocks zum Verhindern von Ablagerungen in den Fächern der biologischen Indikatoren benötigt das Gerät keine besondere Wartung. Zum Reinigen des Inkubators ist Bezug auf die elementaren hygienischen Regeln für Geräte dieser Art zu nehmen.

Tout d'abord éteindre la machine et tirez sur la fiche de la prise de courant

- Wenn die Maschine gerade verwendet wurde, ist abzuwarten, bis es abgekühlt ist.
- it einem leicht mit Seifenwasser angefeuchteten Schwamm reinigen und mit einem trockenen sauberen Tuch trocknen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese die Kunststoffteile der Maschine irreparabel verunstalten können.
- Niemals direkt mit Sprühgeräten auf die Maschine sprühen, da die im Innenraum derselben untergebrachte Elektrik beschädigt werden könnte.



**KEINE WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN IM GERÄTINNENRAUM DURCHFÜHREN.**  
**DAS ZERLEGEN DES GERÄTS ODER AUSBAUEN VON TEILEN IST NICHT ERLAUBT.**

<i>Défaut</i>	<i>Cause</i>	<i>Intervention</i>
Bei Drücken der START-Taste schaltet sich das Gerät nicht ein	Keine Versorgung	Kontrollieren, dass der Stecker korrekt in die Buchse des Autoklaven gesteckt wurde.
	Die Heizung ist verbrennt	Den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.
Das LED schaltete während des Tests ein	Stromausfall	Drucken Sie den START Druck; Die Led schaltet sich aus, die Proben entfernen ( <b><u>der biologische Test ist fehlgeschlagen</u></b> ), das Gerät noch ca. 15 Minuten eingeschaltet lassen. Die Led schaltet sich nicht automatisch ein, was bedeutet, dass das vorherige Löschen auf einen Stromausfall zurückzuführen ist. Wenn die Led sich dagegen wieder einschaltet, bedeutet das, dass der Heizwiderstand kurzgeschlossen ist, was das Ansprechen der Sicherheitsvorrichtung bewirkt. Den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.
Nach ca. 15 Betriebsminuten schaltet sich die Led wieder ein.	Le bloc de chauffage n'est pas arrivé à la température. Défaut interne	Essayez de répéter le cycle. Wenn das Problem weiter besteht, den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.





Declaración de conformidad	2
Condiciones de garantía	3
Caducidad de la garantía	4
Forma de entrega	5
Advertencias generales y de seguridad	6
Contactos y direcciones útiles	6
Simbología	6
Descripción del producto	8
Características constructivas	10
Instalación	11
Descripción de funcionamiento	12
Instrucciones para el usuario	13
Desguace y eliminación	14
Mantenimiento y resolución de problemas	15

Declaración de conformidad	2
Condiciones de garantía	3
Caducidad de la garantía	4
Forma de entrega	5
Advertencias generales y de seguridad	6
Contactos y direcciones útiles	6
Simbología	6
Descripción del producto	8
Características constructivas	10
Instalación	11
Descripción de funcionamiento	12
Instrucciones para el usuario	13
Desguace y eliminación	14
Mantenimiento y resolución de problemas	15

**DECLARATION DE CONFORMIDAD**

(según la Guía ISO/IEC 17050-1)

<b>Nombre de expedidor</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Dirección de expedidor</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Objeto de la declaración</b>	Mod. Incubadora biológica B-TEST Art. 2035S

**El objeto de la declaración, arriba descrito, cumple con los requisitos establecidos en los siguientes documentos:**

<b>Documentos n°</b>	<b>Título</b>	<b>La publicación /Fecha de expedición</b>
2004/108/CE	<i>Directiva Compatibilidad Electromagnética</i>	15/12/2004
2006/95/CE	<i>Directiva Baja Tensión</i>	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi***Presidente*

**DECLARATION DE CONFORMIDAD**

(según la Guía ISO/IEC 17050-1)

<b>Nombre de expedidor</b>	TECNO-GAZ S.p.A.
<b>Dirección de expedidor</b>	Strada Cavalli,4 – CAP. 43038 Sala Baganza (Parma) – ITALIA
<b>Objeto de la declaración</b>	Mod. Incubadora biológica B-TEST Art. 2035S

**El objeto de la declaración, arriba descrito, cumple con los requisitos establecidos en los siguientes documentos:**

<b>Documentos n°</b>	<b>Título</b>	<b>La publicación /Fecha de expedición</b>
2004/108/CE	<i>Directiva Compatibilidad Electromagnética</i>	15/12/2004
2006/95/CE	<i>Directiva Baja Tensión</i>	12/12/2006

Sala Baganza, 08/07/2008

**Paolo Bertozzi***Presidente*



**CONDICIONES DE GARANTÍA**

1) DURACIÓN: el producto está amparado por un período de garantía de 12 (doce) meses.

2) EXCLUSIÓN: no están incluidos en la garantía:

- a) las averías causadas por la carencia de mantenimiento ordinario debido a la negligencia del usuario o a un uso inadecuado del producto;
- b) controles periódicos y mantenimiento;
- c) reparaciones o sustitución de las piezas sujetas a desgaste, frágiles o de duración imprevisible, salvo que se haya probado, en el momento de su entrega, que presentan defectos;
- d) averías relativas a mano de obra; viaje del personal técnico y transporte;
- e) averías o daños producidos por un uso inadecuado o por errores en la utilización;
- f) averías o daños producidos por impurezas en los sistemas de alimentación del agua y del aire, accidentes químicos o eléctricos extraordinarios;
- g) averías o daños causados por la utilización de detergentes, sustancias o procesos de esterilización que no estén indicados expresamente en el manual de uso y mantenimiento;
- h) cambio de color natural de las piezas de plástico.

3) INFORME DE INSTALACIÓN Y ENSAYO: una condición esencial para acceder a la garantía es la devolución del informe de instalación y ensayo, correctamente cumplimentado y firmado por el Usuario y por el Técnico Instalador. El informe deberá devolverse antes de transcurridos 15 días a partir de la instalación, pudiéndose incurrir en la caducidad de la garantía.

4) LÍMITES: la garantía da derecho a la sustitución o reparación gratis de los componentes defectuosos. Queda excluido el derecho a la sustitución de todo el aparato. En lo referente a los componentes aplicados o integrados con productos con marca TECNO-GAZ, o de terceros, y acompañados por su certificado de garantía, son válidas las condiciones, límites y exclusiones indicadas en tales certificados.

Las reparaciones llevadas a cabo durante el período de garantía no modifican la fecha de vencimiento de la garantía.

5) RECLAMACIONES: en el caso de reclamación del Comprador sobre la aplicación de la Garantía, sobre la calidad o sobre las condiciones del equipo entregado, el Comprador no tendrá la facultad de suspender ni retrasar los pagos, por ningún motivo.

**CONDICIONES DE GARANTÍA**

1) DURACIÓN: el producto está amparado por un período de garantía de 12 (doce) meses.

2) EXCLUSIÓN: no están incluidos en la garantía:

- a) las averías causadas por la carencia de mantenimiento ordinario debido a la negligencia del usuario o a un uso inadecuado del producto;
- b) controles periódicos y mantenimiento;
- c) reparaciones o sustitución de las piezas sujetas a desgaste, frágiles o de duración imprevisible, salvo que se haya probado, en el momento de su entrega, que presentan defectos;
- d) averías relativas a mano de obra; viaje del personal técnico y transporte;
- e) averías o daños producidos por un uso inadecuado o por errores en la utilización;
- f) averías o daños producidos por impurezas en los sistemas de alimentación del agua y del aire, accidentes químicos o eléctricos extraordinarios;
- g) averías o daños causados por la utilización de detergentes, sustancias o procesos de esterilización que no estén indicados expresamente en el manual de uso y mantenimiento;
- h) cambio de color natural de las piezas de plástico.

3) INFORME DE INSTALACIÓN Y ENSAYO: una condición esencial para acceder a la garantía es la devolución del informe de instalación y ensayo, correctamente cumplimentado y firmado por el Usuario y por el Técnico Instalador. El informe deberá devolverse antes de transcurridos 15 días a partir de la instalación, pudiéndose incurrir en la caducidad de la garantía.

4) LÍMITES: la garantía da derecho a la sustitución o reparación gratis de los componentes defectuosos. Queda excluido el derecho a la sustitución de todo el aparato. En lo referente a los componentes aplicados o integrados con productos con marca TECNO-GAZ, o de terceros, y acompañados por su certificado de garantía, son válidas las condiciones, límites y exclusiones indicadas en tales certificados.

Las reparaciones llevadas a cabo durante el período de garantía no modifican la fecha de vencimiento de la garantía.

5) RECLAMACIONES: en el caso de reclamación del Comprador sobre la aplicación de la Garantía, sobre la calidad o sobre las condiciones del equipo entregado, el Comprador no tendrá la facultad de suspender ni retrasar los pagos, por ningún motivo.

6) **CONTROVERSIAS:** en caso de controversia sobre la aplicación e interpretación del presente Certificado de Garantía, será competente el Tribunal de PARMA (Italia), dondequiera que haya sido estipulado el contrato de compra del aparato.

7) **EXCEPCIONES:** cualquiera excepción especial, concedida con relación a las presentes normas de garantía, no implica el reconocimiento de ningún derecho al Comprador, y se considerará concedida exclusivamente con relación al caso específico.

8) **OTROS:** Todo aquello que no esté expresamente previsto en este Certificado de Garantía estarán regido por las normas contenidas en el Código Civil y en las leyes en materia de la República Italiana.

### CADUCIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía caduca si:

- a) el equipo presenta averías provocadas por caídas, exposición al fuego, vertido de líquidos, rayos, calamidades naturales, eventos atmosféricos, u otras causas no imputables a defectos de fabricación;
- b) la instalación no es conforme a las instrucciones de TECNO-GAZ y si fue llevada a cabo por personal no autorizado;
- c) el equipo es reparado, modificado o, en algún modo, alterado por el Comprador o por terceros no autorizados;
- d) al pedir el servicio bajo garantía faltara el número de matrícula del aparato, o si estuviera cancelado, falsificado, etc.;
- e) no se devuelve el informe de instalación y ensayo cumplimentado y firmado antes de transcurridos 15 días a partir de la instalación;
- f) el Comprador suspende o retrasa, por cualquier motivo, el pago de cualquier suma debida con relación a la compra o al mantenimiento del equipo;
- g) no se respeta el mantenimiento periódico programado u otra disposición prevista en el manual de uso y mantenimiento.

6) **CONTROVERSIAS:** en caso de controversia sobre la aplicación e interpretación del presente Certificado de Garantía, será competente el Tribunal de PARMA (Italia), dondequiera que haya sido estipulado el contrato de compra del aparato.

7) **EXCEPCIONES:** cualquiera excepción especial, concedida con relación a las presentes normas de garantía, no implica el reconocimiento de ningún derecho al Comprador, y se considerará concedida exclusivamente con relación al caso específico.

8) **OTROS:** Todo aquello que no esté expresamente previsto en este Certificado de Garantía estarán regido por las normas contenidas en el Código Civil y en las leyes en materia de la República Italiana.

### CADUCIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía caduca si:

- a) el equipo presenta averías provocadas por caídas, exposición al fuego, vertido de líquidos, rayos, calamidades naturales, eventos atmosféricos, u otras causas no imputables a defectos de fabricación;
- b) la instalación no es conforme a las instrucciones de TECNO-GAZ y si fue llevada a cabo por personal no autorizado;
- c) el equipo es reparado, modificado o, en algún modo, alterado por el Comprador o por terceros no autorizados;
- d) al pedir el servicio bajo garantía faltara el número de matrícula del aparato, o si estuviera cancelado, falsificado, etc.;
- e) no se devuelve el informe de instalación y ensayo cumplimentado y firmado antes de transcurridos 15 días a partir de la instalación;
- f) el Comprador suspende o retrasa, por cualquier motivo, el pago de cualquier suma debida con relación a la compra o al mantenimiento del equipo;
- g) no se respeta el mantenimiento periódico programado u otra disposición prevista en el manual de uso y mantenimiento.







**FORMA DE ENTREGA**

- 1 Los productos deberán devolverse en su embalaje original, en caso de devolución con embalaje no original se cargará en cuenta el precio del embalaje;
- 2 Las devoluciones deberán hacerse PORTE PAGADO;
- 3 Antes de la devolución, el cliente deberá solicitar la autorización por escrito a las oficinas comerciales de TECNO-GAZ con el “Formulario para la gestión de devoluciones de los clientes” (CM-M-002) , de conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad TECNO-GAZ ( ref. CM-P-003, CM-I-009);
- 4 En el documento de la devolución se deberá indicar:
  - Código/Artículo del producto TECNO-GAZ;
  - El número de la factura de compra y del documento de transporte TECNO-GAZ;
  - Número de matrícula y lote del producto;
  - Explicación del motivo de la devolución;
  - El número de ticket del “Formulario para la gestión de las devoluciones de los clientes” (CM-M-002) o adjuntar una copia del mismo.
- 5 Las devoluciones se considerarán aceptadas solamente después de examinar el material que, en caso de disconformidad, podrá ser reenviado al remitente, según el juicio de TECNO-GAZ;
- 6 Por cada devolución se cargarán en cuenta los gastos para el restablecimiento y el ensayo del producto.
- 7 Los componentes sustituidos bajo garantía deberán devolverse a TECNO-GAZ porte pagado
- 8 Si el componente no se devolviera, su precio será cargado en cuenta al solicitante.
- 9 TECNO-GAZ no aceptará devoluciones hechas por los usuarios finales.
- 10 El envío a TECNO-GAZ para la reparación se hace de la misma manera que una devolución.

**FORMA DE ENTREGA**

- 1 Los productos deberán devolverse en su embalaje original, en caso de devolución con embalaje no original se cargará en cuenta el precio del embalaje;
- 2 Las devoluciones deberán hacerse PORTE PAGADO;
- 3 Antes de la devolución, el cliente deberá solicitar la autorización por escrito a las oficinas comerciales de TECNO-GAZ con el “Formulario para la gestión de devoluciones de los clientes” (CM-M-002) , de conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad TECNO-GAZ ( ref. CM-P-003, CM-I-009);
- 4 En el documento de la devolución se deberá indicar:
  - Código/Artículo del producto TECNO-GAZ;
  - El número de la factura de compra y del documento de transporte TECNO-GAZ;
  - Número de matrícula y lote del producto;
  - Explicación del motivo de la devolución;
  - El número de ticket del “Formulario para la gestión de las devoluciones de los clientes” (CM-M-002) o adjuntar una copia del mismo.
- 5 Las devoluciones se considerarán aceptadas solamente después de examinar el material que, en caso de disconformidad, podrá ser reenviado al remitente, según el juicio de TECNO-GAZ;
- 6 Por cada devolución se cargarán en cuenta los gastos para el restablecimiento y el ensayo del producto.
- 7 Los componentes sustituidos bajo garantía deberán devolverse a TECNO-GAZ porte pagado
- 8 Si el componente no se devolviera, su precio será cargado en cuenta al solicitante.
- 9 TECNO-GAZ no aceptará devoluciones hechas por los usuarios finales.
- 10 El envío a TECNO-GAZ para la reparación se hace de la misma manera que una devolución.

## ADVERTENCIAS GENERALES Y DE SEGURIDAD

-  Controle que el aparato esté alimentado con la tensión correcta indicada en la placa.
-  No quite la placa.
-  Controle que la instalación incorpore una descarga a tierra.
-  Limpie la máquina con un paño seco.
-  Antes de cualquier reparación desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
-  Utilice exclusivamente recambios originales.

*La inobservancia de los puntos antedichos, provoca la caducidad de cualquier responsabilidad de TECNO-GAZ.*

## CONTACTOS Y DIRECCIONES ÚTILES

La Asistencia técnica debe requerirse al revendedor que emitió la factura para el dispositivo ó directamente a:

TECNO-GAZ S.p.A.

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

e-mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

## SIMBOLOGIA



De acuerdo con la Directiva 2002/96/CE este símbolo indica que, al final de su vida útil, el producto no deberá eliminarse como residuo urbano.



Advertencias generales e informaciones para el destinatario.









Atención con las indicaciones escritas junto a este símbolo.



Conformidad con la directiva 2004/108/CE y con la Directiva 2006/95/CE y sus enmiendas y modificaciones sucesivas.

## ADVERTENCIAS GENERALES Y DE SEGURIDAD

-  Controle que el aparato esté alimentado con la tensión correcta indicada en la placa.
-  No quite la placa.
-  Controle que la instalación incorpore una descarga a tierra.
-  Limpie la máquina con un paño seco.
-  Antes de cualquier reparación desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
-  Utilice exclusivamente recambios originales.

*La inobservancia de los puntos antedichos, provoca la caducidad de cualquier responsabilidad de TECNO-GAZ.*

## CONTACTOS Y DIRECCIONES ÚTILES

La Asistencia técnica debe requerirse al revendedor que emitió la factura para el dispositivo ó directamente a:

TECNO-GAZ S.p.A.

Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA.

Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391

e-mail : [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

<http://www.tecnogaz.com>

## SIMBOLOGIA



De acuerdo con la Directiva 2002/96/CE este símbolo indica que, al final de su vida útil, el producto no deberá eliminarse como residuo urbano.



Advertencias generales e informaciones para el destinatario.



Atención con las indicaciones escritas junto a este símbolo.



Conformidad con la directiva 2004/108/CE y con la Directiva 2006/95/CE y sus enmiendas y modificaciones sucesivas.



**PE** Protección exterior.



TIERRA de protección.



TIERRA (Operativos)



Corriente Alterna.



Atención alta tensión, peligro de electrocución!



Leer atentamente el manual de instrucciones.



Parte aplicada.



Pulse el botón indicado.

**POS.**

Posición (número al que corresponde el componente en las figuras o esquemas).

**Fg.**

Figura.

**$\Omega$**

Ohm (unidad de medida de la Resistencia Eléctrica).

**s**

Segundos (unidad de medida del tiempo).

**W**

Vatios (unidad de medida de la Potencia).

**Hz**

Hertz (unidad de medida de la frecuencia).

**mm**

Milímetros (unidad de medida de la Longitud).

**A**

Amperio (unidad de medida de la corriente eléctrica).

**V**

Voltio (unidad de medida de la Tensión Eléctrica).

**Pa**

Pascal (unidad de medida de la presión atmosférica).

**°C**

Grados Centígrados (unidad de medida de la Temperatura).

**kg**

Kilogramos (unidad de medida del Peso).

**PE** Protección exterior.



TIERRA de protección.



TIERRA (Operativos)



Corriente Alterna.



Atención alta tensión, peligro de electrocución!



Leer atentamente el manual de instrucciones.



Parte aplicada.



Pulse el botón indicado.

**POS.**

Posición (número al que corresponde el componente en las figuras o esquemas).

**Fg.**

Figura.

**$\Omega$**

Ohm (unidad de medida de la Resistencia Eléctrica).

**s**

Segundos (unidad de medida del tiempo).

**W**

Vatios (unidad de medida de la Potencia).

**Hz**

Hertz (unidad de medida de la frecuencia).

**mm**

Milímetros (unidad de medida de la Longitud).

**A**

Amperio (unidad de medida de la corriente eléctrica).

**V**

Voltio (unidad de medida de la Tensión Eléctrica).

**Pa**

Pascal (unidad de medida de la presión atmosférica).

**°C**

Grados Centígrados (unidad de medida de la Temperatura).

**kg**

Kilogramos (unidad de medida del Peso).

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

La incubadora biológica es un producto desarrollado para la incubación de indicadores biológicos a 57°C de temperatura, que debe utilizarse exclusivamente con las autoclaves previstas.

La incubadora (fg.1) está compuesta por un bastidor, una cubierta de ABS (fg.1 – POS.B), una unidad de calentamiento en aluminio (fg.1 – POS.C) provista de 3 compartimientos para las probetas/los indicadores biológicos y una tarjeta electrónica para la gestión automática de la temperatura de la unidad de calentamiento.

En la parte lateral se hallan el cable de conexión con el autoclave (fg.1 – POS.E) y el botón START de encendido (fg.1 – POS.F), mientras que en la parte frontal del equipo se encuentra la luz testigo de advertencia (fg.1 – POS.A).

El indicador biológico (fg. 2) está compuesto por un recipiente termoplástico que contiene una tira de papel, en la que se han inoculado las esporas bacterianas, y una pequeña ampolla de vidrio que contiene el caldo de cultivo


**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

La incubadora biológica es un producto desarrollado para la incubación de indicadores biológicos a 57°C de temperatura, que debe utilizarse exclusivamente con las autoclaves previstas.


La incubadora (fg.1) está compuesta por un bastidor, una cubierta de ABS (fg.1 – POS.B), una unidad de calentamiento en aluminio (fg.1 – POS.C) provista de 3 compartimientos para las probetas/los indicadores biológicos y una tarjeta electrónica para la gestión automática de la temperatura de la unidad de calentamiento.

En la parte lateral se hallan el cable de conexión con el autoclave (fg.1 – POS.E) y el botón START de encendido (fg.1 – POS.F), mientras que en la parte frontal del equipo se encuentra la luz testigo de advertencia (fg.1 – POS.A).


El indicador biológico (fg. 2) está compuesto por un recipiente termoplástico que contiene una tira de papel, en la que se han inoculado las esporas bacterianas, y una pequeña ampolla de vidrio que contiene el caldo de cultivo




POS	DESCRIPCIÓN
A	LED DE ALERTA
B	CUBIERTA EN ABS
C	UNIDAD DE CALENTAMIENTO EN ALUMINIO CON 3 COMPARTIMIENTOS PARA LAS PROBETAS
D	IMÁN DE FIJACIÓN
E	CABLE DE COMUNICACIÓN AUTOCLAVE
F	BOTÓN START



POS	DESCRIPCIÓN
G	CAPUCHÓN
H	FILTRO
I	ETIQUETA
L	TIRA DEL INDICADOR QUÍMICO
M	AMPOLLA
N	CALDO DE CULTIVO
O	TIRA



POS	DESCRIPCIÓN
A	LED DE ALERTA
B	CUBIERTA EN ABS
C	UNIDAD DE CALENTAMIENTO EN ALUMINIO CON 3 COMPARTIMIENTOS PARA LAS PROBETAS
D	IMÁN DE FIJACIÓN
E	CABLE DE COMUNICACIÓN AUTOCLAVE
F	BOTÓN START



POS	DESCRIPCIÓN
G	CAPUCHÓN
H	FILTRO
I	ETIQUETA
L	TIRA DEL INDICADOR QUÍMICO
M	AMPOLLA
N	CALDO DE CULTIVO
O	TIRA

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

<b>Temperatura ambiente de uso</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensiones (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Peso</b>	0.9 kg
<b>Material estructura</b>	Acero Fe360B
<b>Material cubierta</b>	ABS
<b>Material del bloque de calor</b>	Aluminio anodizado
<b>Dimensiones embalaje (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Tensión de alimentación</b>	230V~ ± 10%
<b>Número de fases</b>	1
<b>Frecuencia de alimentación</b>	50 Hz
<b>Potencia maxima absorbida</b>	40 W
<b>Tipo de protección</b>	PE
<b>Clase de aislamiento</b>	1
<b>Longitud cable de alimentación</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + tierra)

X = Ancho Y = Altura Z = Profundidad

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

<b>Temperatura ambiente de uso</b>	17°C ÷ 27°C
<b>Dimensiones (X,Y,Z)</b>	120 x 104 x 86 mm
<b>Peso</b>	0.9 kg
<b>Material estructura</b>	Acero Fe360B
<b>Material cubierta</b>	ABS
<b>Material del bloque de calor</b>	Aluminio anodizado
<b>Dimensiones embalaje (X,Y,Z)</b>	222 x 162 x 155 mm
<b>Tensión de alimentación</b>	230V~ ± 10%
<b>Número de fases</b>	1
<b>Frecuencia de alimentación</b>	50 Hz
<b>Potencia maxima absorbida</b>	40 W
<b>Tipo de protección</b>	PE
<b>Clase de aislamiento</b>	1
<b>Longitud cable de alimentación</b>	L = 500 mm (2x0.75 mm <sup>2</sup> + tierra)











X = Ancho Y = Altura Z = Profundidad



## **INSTALACIÓN**

La incubadora biológica puede colocarse tanto en una superficie horizontal, como en una superficie metálica vertical, gracias al imán de fijación ubicado en la parte trasera del equipo.











Debido a las características del dispositivo, es importante tomar algunas precauciones:

-  **El equipo no debe utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas.**
-  **Retire el embalaje y verifique el estado del equipo.  
Si presenta algún daño debido al transporte, informe al fabricante**
-  **El embalaje se debe conservar durante todo el plazo de duración de la garantía. El fabricante no acepta devoluciones sin embalaje original**
-  **Coloque el equipo sobre una superficie llana, o bien utilizando el imán de fijación (fg.1 – POS.D) ubicado en la parte lateral del autoclave, lejos de fuentes de calor (es. bunsen, unidades de vapor, hornos, ecc...).**
-  **El equipo debe colocarse a una altura idónea para el usuario; se recomienda una altura aproximada de 90 cm.**
-  **Coloque el equipo de modo que el operador pueda ver con claridad la luz testigo de advertencia.**
-  **Conecte el cable de alimentación enchufando el conector previsto en la toma situada en el autoclave.**
-  **Coloque el dispositivo sobre la superficie metálica con sumo cuidado, evitando choques violentos que, por la fragilidad del imán, podrían romperlo.**
-  **Debido a la intensidad del campo magnético del imán, evite colocar el dispositivo cerca de objetos electrónicos, ya que podrían romperse o desmagnetizarse (teléfono celular, relojes, lector de mp3, tarjetas de memoria para el almacenamiento de datos, tarjeta de crédito, bancomat, ecc...)**
-  **Coloque el dispositivo lateralmente, en la zona delantera del autoclave, ya que en la parte trasera podría interferir con el funcionamiento de la misma.**

## **INSTALACIÓN**

La incubadora biológica puede colocarse tanto en una superficie horizontal, como en una superficie metálica vertical, gracias al imán de fijación ubicado en la parte trasera del equipo.

Debido a las características del dispositivo, es importante tomar algunas precauciones:

-  **El equipo no debe utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas.**
-  **Retire el embalaje y verifique el estado del equipo.  
Si presenta algún daño debido al transporte, informe al fabricante**
-  **El embalaje se debe conservar durante todo el plazo de duración de la garantía. El fabricante no acepta devoluciones sin embalaje original**
-  **Coloque el equipo sobre una superficie llana, o bien utilizando el imán de fijación (fg.1 – POS.D) ubicado en la parte lateral del autoclave, lejos de fuentes de calor (es. bunsen, unidades de vapor, hornos, ecc...).**
-  **El equipo debe colocarse a una altura idónea para el usuario; se recomienda una altura aproximada de 90 cm.**
-  **Coloque el equipo de modo que el operador pueda ver con claridad la luz testigo de advertencia.**
-  **Conecte el cable de alimentación enchufando el conector previsto en la toma situada en el autoclave.**
-  **Coloque el dispositivo sobre la superficie metálica con sumo cuidado, evitando choques violentos que, por la fragilidad del imán, podrían romperlo.**
-  **Debido a la intensidad del campo magnético del imán, evite colocar el dispositivo cerca de objetos electrónicos, ya que podrían romperse o desmagnetizarse (teléfono celular, relojes, lector de mp3, tarjetas de memoria para el almacenamiento de datos, tarjeta de crédito, bancomat, ecc...)**
-  **Coloque el dispositivo lateralmente, en la zona delantera del autoclave, ya que en la parte trasera podría interferir con el funcionamiento de la misma.**

**DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO**

La incubadora biológica es un equipo que debe utilizarse en el ámbito médico y/u odontológico.



**El fabricante no se hará responsable de los daños causados a personas o al equipo por uso inapropiado o impericia del operador.**




**Temperatura del ambiente de uso +17 / +27 °C**

La incubadora tiene un indicador luminoso que señala el posible mal funcionamiento de la máquina o la falta momentánea de energía eléctrica (y, por consiguiente, el fallo de la prueba en curso).

Además, en el interior del dispositivo hay un termostato de seguridad que interrumpe el funcionamiento de la resistencia si se alcanzan temperaturas superiores a las admitidas para el uso.

1. Conecte el cable de alimentación (fg.1 – POS.E) a la toma situada en el autoclave.



2. El led de advertimiento (fg.1 – POS.A) se enciende
3. Pulse el botón START (fg.1 – POS.F); la luz testigo de advertencia se apaga y comienza el ciclo de calentamiento de la unidad. Si se produce una caída de temperatura por el enfriamiento natural de la unidad de calentamiento, la tarjeta ordena el encendido automático de la resistencia. Si no se alcanza la temperatura o se interrumpe la corriente de repente, la luz testigo permanece encendida y la mini-incubadora deja de funcionar.

**DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO**

La incubadora biológica es un equipo que debe utilizarse en el ámbito médico y/u odontológico.



**El fabricante no se hará responsable de los daños causados a personas o al equipo por uso inapropiado o impericia del operador.**




**Temperatura del ambiente de uso +17 / +27 °C**

La incubadora tiene un indicador luminoso que señala el posible mal funcionamiento de la máquina o la falta momentánea de energía eléctrica (y, por consiguiente, el fallo de la prueba en curso).

Además, en el interior del dispositivo hay un termostato de seguridad que interrumpe el funcionamiento de la resistencia si se alcanzan temperaturas superiores a las admitidas para el uso.

1. Conecte el cable de alimentación (fg.1 – POS.E) a la toma situada en el autoclave.



2. El led de advertimiento (fg.1 – POS.A) se enciende
3. Pulse el botón START (fg.1 – POS.F); la luz testigo de advertencia se apaga y comienza el ciclo de calentamiento de la unidad. Si se produce una caída de temperatura por el enfriamiento natural de la unidad de calentamiento, la tarjeta ordena el encendido automático de la resistencia. Si no se alcanza la temperatura o se interrumpe la corriente de repente, la luz testigo permanece encendida y la mini-incubadora deja de funcionar.

### Seguridad de la validez del test

Si la luz testigo está apagada al terminar la incubación, (aproximadamente 48 horas) la prueba es válida.



**Si la luz testigo está encendida al terminar la incubación, la prueba NO es válida.**



**ATENCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE – No toque la unidad de calentamiento durante el funcionamiento del equipo**



**ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños**

**ATENCIÓN: No toque las superficies metálicas durante el funcionamiento de la máquina.**

## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. Identifique el indicador biológico que se someterá al proceso.
2. Introduzca el indicador biológico en el esterilizador siguiendo las instrucciones del autoclave.
3. Hacer el ciclo de esterilización
4. Remover de la esterilizadora el indicador biológico
5. Deje enfriar el indicador biológico por lo menos durante 10 minutos
6. Compruebe que la tira del indicador químico haya cambiado de color.  
(fg.2 – POS.L)
7. Rompa la ampolla de vidrio (fg.2 – POS.M) del indicador biológico que se encuentra en el interior del recipiente termoplástico (ejerza presión con la pinza suministrada hasta romper la ampolla). Realice esta operación justo antes de introducir el indicador en la incubadora. El indicador se debe introducir en un plazo máximo de 1 hora, contado a partir del momento en se ha sacado del esterilizador.
8. Introduzca el indicador biológico en la unidad de calentamiento de la incubadora.
9. Inicie el ciclo de incubación pulsando el botón START.
10. Examine el indicador biológico periódicamente para verificar los cambios de color (a 18, 24, 36 ore).
11. Incube el indicador biológico por lo menos durante 48 horas, utilizando como referencia un indicador que no se haya sometido al ciclo de esterilización.
12. Para más detalles sobre el procedimiento, lea cuidadosamente las instrucciones de uso contenidas en el envase de los indicadores biológicos.

### Seguridad de la validez del test

Si la luz testigo está apagada al terminar la incubación, (aproximadamente 48 horas) la prueba es válida.



**Si la luz testigo está encendida al terminar la incubación, la prueba NO es válida.**



**ATENCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE – No toque la unidad de calentamiento durante el funcionamiento del equipo**



**ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños**

**ATENCIÓN: No toque las superficies metálicas durante el funcionamiento de la máquina.**

## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. Identifique el indicador biológico que se someterá al proceso.
2. Introduzca el indicador biológico en el esterilizador siguiendo las instrucciones del autoclave.
3. Hacer el ciclo de esterilización
4. Remover de la esterilizadora el indicador biológico
5. Deje enfriar el indicador biológico por lo menos durante 10 minutos
6. Compruebe que la tira del indicador químico haya cambiado de color.  
(fg.2 – POS.L)
7. Rompa la ampolla de vidrio (fg.2 – POS.M) del indicador biológico que se encuentra en el interior del recipiente termoplástico (ejerza presión con la pinza suministrada hasta romper la ampolla). Realice esta operación justo antes de introducir el indicador en la incubadora. El indicador se debe introducir en un plazo máximo de 1 hora, contado a partir del momento en se ha sacado del esterilizador.
8. Introduzca el indicador biológico en la unidad de calentamiento de la incubadora.
9. Inicie el ciclo de incubación pulsando el botón START.
10. Examine el indicador biológico periódicamente para verificar los cambios de color (a 18, 24, 36 ore).
11. Incube el indicador biológico por lo menos durante 48 horas, utilizando como referencia un indicador que no se haya sometido al ciclo de esterilización.
12. Para más detalles sobre el procedimiento, lea cuidadosamente las instrucciones de uso contenidas en el envase de los indicadores biológicos.

**DESGUACE Y ELIMINACIÓN**

Directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

De acuerdo con la Directiva 2002/96/CE este símbolo indica que, al final de su vida útil, el producto no deberá eliminarse como residuo urbano.

Puede ser entregado en los centros para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, o entregado al distribuidor en el momento de la compra de un producto equivalente.

Es responsabilidad del poseedor entregar el aparato en los puntos de recogida.

Para más informaciones sobre los sistemas de recogida, contacte con el servicio local de recogida de residuos.

**La eliminación correcta de los aparatos fuera de servicio evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.**

**Todo abuso será sancionado por la ley.**



**DESGUACE Y ELIMINACIÓN**

Directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

De acuerdo con la Directiva 2002/96/CE este símbolo indica que, al final de su vida útil, el producto no deberá eliminarse como residuo urbano.

Puede ser entregado en los centros para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, o entregado al distribuidor en el momento de la compra de un producto equivalente.

Es responsabilidad del poseedor entregar el aparato en los puntos de recogida.

Para más informaciones sobre los sistemas de recogida, contacte con el servicio local de recogida de residuos.

**La eliminación correcta de los aparatos fuera de servicio evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.**

**Todo abuso será sancionado por la ley.**





## MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El equipo no necesita mantenimiento especial, salvo la limpieza periódica de la unidad de calentamiento para evitar que se depositen sustancias en los compartimientos de los indicadores biológicos.

Para limpiar la incubadora basta seguir las normas básicas de higiene y sanidad previstas en circunstancias de este tipo.

- Innanzitutto spegnere la macchina e scollegare la spina dalla presa corrente.
- Si acaba de utilizar la máquina, espere a que se enfríe.
- Utilice una esponja ligeramente humedecida con agua y jabón, secando con un paño seco y limpio.
- No utilice limpiadores agresivos que podrían alterar irreversiblemente el aspecto de las partes de plástico de la máquina.
- No utilice nebulizadores para rociar directamente la máquina, ya que podría dañarse el sistema eléctrico en su interior.



**NO REALICE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.**

**DESMONTAR EL EQUIPO SIGNIFICA ADULTERARLO.**

<b>Defecto</b>	<b>Causa</b>	<b>Intervención</b>
Al pulsar el botón START, el equipo no funciona	Mancanza alimentazione	Compruebe que la clavija esté insertada correctamente en la toma del autoclave.
	La resistenza è bruciata	Contacte al fabricante para recibir asistencia técnica.
Il led si è acceso durante il test	Interruzione dell'energia elettrica	Pulse el botón START; la luz testigo se apaga; quite las probetas <b><i>(la prueba biológica debe considerarse inválida)</i></b> y deje el equipo encendido por unos 15 minutos. Si la luz testigo no se enciende automáticamente, significa que antes se apagó por falta momentánea de energía eléctrica. En cambio, si la misma se enciende, significa que la resistencia está en cortocircuito y se dispara el dispositivo de seguridad. Contacte al fabricante para recibir asistencia técnica.
La luz testigo se enciende de nuevo después de aproximadamente 15 minutos de funcionamiento.	El bloque de calentamiento no ha llegado a la temperatura correcta. Avería interna	Si el problema persiste, contacte al fabricante para recibir asistencia técnica.

## MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El equipo no necesita mantenimiento especial, salvo la limpieza periódica de la unidad de calentamiento para evitar que se depositen sustancias en los compartimientos de los indicadores biológicos.

Para limpiar la incubadora basta seguir las normas básicas de higiene y sanidad previstas en circunstancias de este tipo.

- Innanzitutto spegnere la macchina e scollegare la spina dalla presa corrente.
- Si acaba de utilizar la máquina, espere a que se enfríe.
- Utilice una esponja ligeramente humedecida con agua y jabón, secando con un paño seco y limpio.
- No utilice limpiadores agresivos que podrían alterar irreversiblemente el aspecto de las partes de plástico de la máquina.
- No utilice nebulizadores para rociar directamente la máquina, ya que podría dañarse el sistema eléctrico en su interior.



**NO REALICE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.**

**DESMONTAR EL EQUIPO SIGNIFICA ADULTERARLO.**

<b>Defecto</b>	<b>Causa</b>	<b>Intervención</b>
Al pulsar el botón START, el equipo no funciona	Mancanza alimentazione	Compruebe que la clavija esté insertada correctamente en la toma del autoclave.
	La resistenza è bruciata	Contacte al fabricante para recibir asistencia técnica.
Il led si è acceso durante il test	Interruzione dell'energia elettrica	Pulse el botón START; la luz testigo se apaga; quite las probetas <b><i>(la prueba biológica debe considerarse inválida)</i></b> y deje el equipo encendido por unos 15 minutos. Si la luz testigo no se enciende automáticamente, significa que antes se apagó por falta momentánea de energía eléctrica. En cambio, si la misma se enciende, significa que la resistencia está en cortocircuito y se dispara el dispositivo de seguridad. Contacte al fabricante para recibir asistencia técnica.
La luz testigo se enciende de nuevo después de aproximadamente 15 minutos de funcionamiento.	El bloque de calentamiento no ha llegado a la temperatura correcta. Avería interna	Si el problema persiste, contacte al fabricante para recibir asistencia técnica.











**TECNO-GAZ S.p.A.**

Strada Cavalli N°4 • 43038 • Sala Baganza • Parma • ITALIA

Tel. +39 0521 83.80 Fax. +39 0521 83.33.91

**[www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)**

**I**

Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto, in adempimento alle Direttive Comunitarie Europee. TECNO-GAZ, si riserva il diritto di apporre modifiche al presente documento senza dare alcun pre-avviso. La ditta TECNO-GAZ si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta l'utilizzo o la divulgazione a terzi senza il proprio benestare

**GB**

This manual must always be kept with the product, in complying with the Directives of European Community. TECNO-GAZ reserves the right to modify the enclosed document without notice. TECNO-GAZ reserves the property of the document and forbids others to use it or spread it without its approval.

**F**

Ce manuel doit être gardé avec le produit, conformément aux Directives de la Communauté Européenne. TECNO-GAZ se réserve la faculté de foires des changements à ce document sans aucun préavis. TECNO-GAZ se réserve la propriété de ce document et en empêche l'utilisation ou la divulgation sans son consentement.

**D**

Dieses Handbuch ist nach den CEE Normen immer mit dem Produkt auszuliefern. TECNO-GAZ behält sich Änderungen an dem Dokument vor. Der Inhalt dieses Dokumentes ist urheberrechtlich geschützt. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere jede Form der gewerblichen Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ist ohne Zustimmung der Firma TECNO-GAZ untersagt.

**E**

Este manual debe siempre acompañar el producto, en cumplimiento a las Directivas Europeas. TECNO-GAZ, se reserva de derechi de aportar modificaciones a este documento sin ningun aviso. La empresa TECNO-GAZ se reserva la propiedad de este documento y veda el utilizzo o la divulgación a terceros sin su aprobación.



**TECNO-GAZ S.p.A.**

Strada Cavalli N°4 • 43038 • Sala Baganza • Parma • ITALIA

Tel. +39 0521 83.80 Fax. +39 0521 83.33.91

**[www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)**

**I**

Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto, in adempimento alle Direttive Comunitarie Europee. TECNO-GAZ, si riserva il diritto di apporre modifiche al presente documento senza dare alcun pre-avviso. La ditta TECNO-GAZ si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta l'utilizzo o la divulgazione a terzi senza il proprio benestare

**GB**

This manual must always be kept with the product, in complying with the Directives of European Community. TECNO-GAZ reserves the right to modify the enclosed document without notice. TECNO-GAZ reserves the property of the document and forbids others to use it or spread it without its approval.

**F**

Ce manuel doit être gardé avec le produit, conformément aux Directives de la Communauté Européenne. TECNO-GAZ se réserve la faculté de foires des changements à ce document sans aucun préavis. TECNO-GAZ se réserve la propriété de ce document et en empêche l'utilisation ou la divulgation sans son consentement.

**D**

Dieses Handbuch ist nach den CEE Normen immer mit dem Produkt auszuliefern. TECNO-GAZ behält sich Änderungen an dem Dokument vor. Der Inhalt dieses Dokumentes ist urheberrechtlich geschützt. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere jede Form der gewerblichen Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ist ohne Zustimmung der Firma TECNO-GAZ untersagt.

**E**

Este manual debe siempre acompañar el producto, en cumplimiento a las Directivas Europeas. TECNO-GAZ, se reserva de derechi de aportar modificaciones a este documento sin ningun aviso. La empresa TECNO-GAZ se reserva la propiedad de este documento y veda el utilizzo o la divulgación a terceros sin su aprobación.