



Air OX • TecnoHeart • Monitor MD • Vital Test • CMS



Primo Soccorso
First Aid

Il progetto Primo Soccorso

Tecno-Gaz S.p.A. azienda da sempre impegnata nella produzione di presidi di primo soccorso, ha strutturato il PROGETTO PRIMO SOCCORSO. Un programma completo che vi aiuta ad organizzare la vostra struttura rendendola efficiente, conforme e pronta ad affrontare ogni emergenza.

Nelle strutture mediche ambulatoriali è un dovere e un obbligo organizzare piani di prima emergenza con strumenti e dispositivi idonei per poter assicurare un primo soccorso adeguato. La dotazione professionale di base dovrebbe essere composta da:

- DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DAE
- MONITOR MULTIPARAMETRO o SATURIMETRO
- NEBULIZZATORE ELETTRONICO
- SET PER RIANIMAZIONE
- FARMACI

Tecno-Gaz S.p.A. è in grado di poterVi fornire tutto questo, oltre a servizi di supporto, formazione ed informazione degli addetti.

The First Aid project

The company Tecno-Gaz S.p.A., always committed to manufacturing first aid equipment, has worked out the FIRST AID PROJECT. This is a complete program to help you organize your business so as to make it efficient, conforming and ready to tackle every emergency condition.

Outpatient facilities must and are obliged to organize emergency plans with instruments and devices that are adequate to ensure appropriate first aid. The basic professional equipment should include the following:

- A SEMIAUTOMATIC DEFIBRILLATOR DAE
- A MULTIPARAMETER MONITOR or PULSE OXIMETER
- AN ELECTRONIC SPRINKLER
- RESUSCITATION SET
- DRUGS

Tecno-Gaz S.p.A. can supply the equipment above as well as support services and personnel training and information.



Per Arresto Cardiaco si intende un'improvvisa cessazione delle funzioni di pompa del cuore che porta alla morte se non adeguatamente e tempestivamente trattata.

L'Arresto Cardiaco può essere riconducibile a varie cause ma nella maggior parte dei casi è da imputare alla cardiopatia ischemica.

Un persona è vittima di un arresto cardio-respiratorio quando:

- 1• È priva di coscienza;
- 2• Non respira spontaneamente (o ha un respiro boccheggiante - gasping);
- 3• Non è possibile rilevare il polso all'arteria carotide.

I punti 2 e 3 non devono necessariamente essere presenti nello stesso momento, ma basta la presenza di uno dei due a fare iniziare la sequenza del **BLS (Basic Life Support)**.

Anche se il termine Arresto Cardiaco viene spesso utilizzato come sinonimo di morte improvvisa, è meglio utilizzare il termine di Arresto Cardiaco per indicare l'improvvisa perdita di funzione del cuore. Infatti le manovre di Rianimazione cardio-polmonare (RCP), quando tempestivamente e correttamente attuate, possono far regredire l'Arresto Cardiaco e quindi restituire la vita al paziente.

Comunemente si parla di arresto cardiaco ma sarebbe più corretto parlare di **Arresto-Cardio-Respiratorio (ACR)** in quanto la funzione respiratoria e cardio-circolatoria sono strettamente interconnesse fra di loro e alla cessazione di una qualunque delle due fa rapidamente seguito l'arresto dell'altra.

Infatti ad un arresto primitivamente circolatorio fa rapidamente seguito un arresto respiratorio; viceversa ad una cessazione dell'attività respiratoria segue invariabilmente il rapido deterioramento dell'attività cardiaca con conseguente arresto.

L'arresto improvviso della circolazione è seguito entro 30-45 secondi da gasping respiratorio, apnea e dall'inizio della dilatazione delle pupille; entro altri 45 secondi le pupille si dilatano completamente.

Quando l'evento primario è l'arresto respiratorio, il sangue diviene progressivamente più povero di ossigeno e nel giro di alcuni minuti si arriva all'asistolia o alla fibrillazione ventricolare con conseguente cessazione dell'attività di pompa del cuore. Si comprende quindi come le misure rianimatorie per ognuna di queste due emergenze debbano comprendere sia la ventilazione che la circolazione.

Cardiac Arrest means an immediate interruption of the heart pumping functions, which leads to the patient's death if it is not treated in a suitable and timely manner.

There are many factors that can cause a cardiac arrest, but in most cases it is due to ischemic heart disease.

The patient is subject to a cardiac and respiratory arrest in the following cases:

- 1• When s/he is unconscious;
- 2• When s/he cannot breathe spontaneously (or gasps);
- 3• When the pulse of the carotid artery cannot be detected.


Items 2 and 3 must not be present simultaneously: only one can start the **BLS (Basic Life Support) sequence**.

Although the term "cardiac arrest" is often used as a synonym for sudden death, it is better to use it when a sudden loss of the heart functionality is experienced. Cardio-pulmonary resuscitation (CPR) manoeuvres may help the cardiac arrest to recede and give life back to the patient, if they are performed in a timely and correct manner.

Usually the word "cardiac arrest" is used, although it would be more correct to talk about **Cardiac and Respiratory Arrest (CRA)** as the respiratory and cardio-circulatory functions are strictly interconnected; when one of the two functions stops, the other one too is rapidly interrupted. An initial circulatory arrest is usually followed by a respiratory arrest and vice versa, a respiratory arrest is followed by an invariably rapid deterioration of the heart activity bringing to a cardiac arrest.

The sudden interruption of the circulation is followed in the next 30 to 45 seconds by respiratory gasping, apnea and start of pupil dilation. In the subsequent 45 seconds the pupils dilate completely.

When the primary event is a respiratory arrest, blood becomes progressively poorer in oxygen and in a few minutes the patient experiences asystole or ventricular fibrillation, which brings to an interruption of the heart pumping activity. This is why resuscitation measures for each of these two emergency situations must include both ventilation and circulation.



Defibrillatori automatici e semiautomatici

Automatic and semiautomatic defibrillators

La linea defibrillatori si compone di 2 modelli:

- TecnoHeart S (semiautomatico)
- TecnoHeart A (automatico)

Il sistema semiautomatico TecnoHeart S

I defibrillatori DAE oggi in commercio, sono prevalentemente semiautomatici, pertanto vengono pilotati da comandi vocali e l'attivazione delle scariche avviene con comando manuale azionato dall'operatore. Una azione semplice e guidata.

Il sistema automatico TecnoHeart A

La massima espressione di duttilità sono i defibrillatori DAE automatici. Questi modelli gestiscono tutte le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. Anche l'azionamento delle scariche avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, senza intervento dell'operatore. Questo evita ritardi, esitazioni ed ogni attività esclude il coinvolgimento umano.

The defibrillator line has 2 models:

- TecnoHeart S (semiautomatic)
- TecnoHeart A (automatic)

The semiautomatic TecnoHeart S system:

The AED defibrillators currently on the market are mainly semiautomatic. They are therefore controlled by vocal commands and the shocks are delivered by means of a manual command given by the operator. A simple guided operation.

The automatic TecnoHeart A system:

The Tecnoheart AED automatic defibrillators are the maximum expression of versatility. These models manage all of the operations autonomously, informing the care giver of the activities being performed by the machine. The shocks are also delivered independently, subsequent to a verbal warning, without operator intervention. This avoids delays and hesitation, and all activities are carried out without human involvement.



TecnoHeart AED A
Art. 930304



TecnoHeart AED S
Art. 930302

TecnoHeart AED

Sicurezza e Semplicità

TecnoHeart AED

Safety and Semplicity

Istruzioni vocali guidate

Seguendo i messaggi di testo e le istruzioni vocali, chiunque è praticamente in grado di utilizzare questo dispositivo salvavita. Lo strumento stabilisce automaticamente quando è necessaria una scarica che può salvare la vita e protegge l'utente contro scariche accidentali. Basandosi sulla semplicità, il dispositivo TecnoHeart garantisce una risposta tempestiva e senza alcuna esitazione. Grazie alle sue dimensioni compatte, il soccorritore potrà utilizzare questo dispositivo in modo rapido e immediato, ogni qualvolta si verifichi un arresto cardiaco improvviso.

Ricca dotazione

Sempre con maggior frequenza i dispositivi AED vengono installati in un'ampia varietà di luoghi e i modelli TecnoHeart sono un esempio eccellente per l'aiuto che offre ai soccorritori nel rispondere in modo rapido ad un'emergenza. I dispositivi TecnoHeart sono alimentati da batterie al litio di lunga durata ed elevate prestazioni che non richiedono manutenzione.

Guided vocal instructions

Following the text messages and the vocal instructions, practically anyone can use this life saving device. The instrument automatically gauges when a potentially life-saving shock is required and protects the user from accidental discharges. Using a simple approach, the Tecnoheart device guarantees a response that is timely and without hesitation. Thanks to its compact dimensions, the care giver can use this machine rapidly and immediately in the event of an unexpected cardiac arrest.

Wide variety of accessories

AED devices are being increasingly installed in a wide variety of places and the Tecnoheart models provide an excellent example, thanks to the assistance they provide care givers, enabling them to respond rapidly to an emergency. Tecnoheart devices are battery-operated, with long-life, high performance lithium batteries that do not require maintenance

Benefit 1

“L'emergenza in ambito ambulatoriale è sicuramente un aspetto molto importante e delicato. Il medico deve minimizzare il rischio attuando una anamnesi completa ed accurata associandola ad valutazione diagnostica preventiva. Oltre a questo ogni studio dovrebbe avere presidi adeguati come defibrillatore, set per rianimazione ed altre apparecchiature che possano garantire interventi sicuri e professionali. Garantire sicurezza è un dovere deontologico e morale per ogni professionista”

“Emergency in outpatient facilities is definitely a very important and delicate aspect. The doctor must minimize the risk by identifying the patient's history in a complete and meticulous manner and associating it to a preventive diagnostic assessment. Besides this, every facility should have suitable equipment such as a defibrillator, a resuscitation set and other devices that can guarantee safe and professional interventions. Guaranteeing safety is a deontological and moral must for every professional.”

DR. PAOLO CHIERICI



Semplici procedure vocali / Simple vocal procedures



Aprire confezione e rimuovere elettrodi...
...rimuovere pellicola da un elettrodo...

Open the pack and remove the electrodes...
... remove the film from an electrode...

Il defibrillatore TecnoHeart

TecnoHeart defibrillator

TecnoHeart affidabilità

- Auto test giornaliero di tutte le componenti critiche, che assicura efficienza costante dell'apparecchiatura
- Auto test giornaliero, di batterie, circuiti, software per mantenere costantemente in essere l'efficacia
- Auto test settimanale di controllo su energia parziale ed energia totale
- Test presenza e funzionalità elettrodi, questo è un controllo importantissimo, presente solo su pochi qualificatissimi defibrillatori DAE
- Livello capacità batterie, la carica della batteria è costantemente visibile e permette così una gestione controllata
- Indicatore di stato, visivo ed acustico

TecnoHeart semplicità d'uso

- Pulsanti da utilizzare: solo 1 pulsante da azionare conseguentemente a comando vocale (versione semiautomatica), nessun pulsante (versione automatica)
- Elettrodi pre-connessi: sempre pronti per l'uso
- Elettrodi non polarizzati:
- Display testuale: un display replica comandi vocali ed allarmi attraverso icone e indicazioni scritte
- Comandi vocali per posizionamento elettrodi ed RCP avanzata: per supportarvi in qualsiasi tipo di attività ed operatività

Tecnoheart reliability

- Daily self-testing of all critical components, to ensure the equipment's constant efficiency
- Daily self-testing of batteries, circuits and software to ensure that efficacy is maintained at all times
- Weekly self-testing for the purpose of checking partial and full energy
- Electrode presence and functionality test. This is an extremely important check that only exists on a few, highly advanced AED defibrillators
- Battery capacity level – the charge level of the batteries is always visible, thereby permitting controlled management of the same
- Visible and acoustic status indicator

Tecnoheart ease of use

- Push-buttons for operation: only 1 button to be activated in response to the vocal command (semiautomatic version), no buttons (automatic version)
- Pre-connected electrodes: always ready for use
- Non-polarized electrodes
- Text display: a display duplicates the vocal commands and alarms through icons and written instructions
- Vocal prompts for the positioning of the electrodes and advanced CPR: to assist you in all kinds of activities and manoeuvres

Accessori | Accessories



Consolle per supporto a parete
Holder for wall-mounting
Tecnoheart holder with rear accessory pocket and expiry date inspection window

Art. 930311



Batteria / Battery


Batteria al litio Intellisense per TecnoHeart modello 9300P. Garantita 4 anni. Intellisense lithium battery for Tecnoheart model 9300P. Guaranteed for 4 year.

Art. 930314



Cartello segnaletico
Identification sign

Art. 930315



Coppia di piastre baby con chiave
Baby pair plates with key

Art. 930313



Coppia di piastre
Pair plates

Art. 930312

Caratteristiche esclusive

Exclusive features

TecnoHeart tecnologia

- Tecnologia bifasica: sistema più evoluto di attivazione e di alimentazione delle scariche
- Efficacia primo shock : certificato al 100%
- Media shock per paziente : 2.3
- Tempo per defibrillazione efficace: 55 sec.

TecnoHeart Algoritmo di analisi

- Rapporto VF/VT programmabile: 120-240 bpm
- Soglia Asistolica: 0.08 Mv
- Rilevamento rumore durante analisi: si
- Controllo shock erogati: si
- Operazione di monitoraggio durante RCP: si
- Shock sincronizzato: si
- Rilevamento impulso Pacemaker: si

TecnoHeart Altre caratteristiche

- Memoria interna per dati ECG: 60 minuti
- Compatibilità con defibrillatori manuali: si
- Funzionalità multievento: si
- Elettrodi pediatrici: si
- Garanzia prodotto: 5 anni
- Garanzia batterie: 4 anni

Tecnoheart technology

- Biphasic technology, more advanced system for delivering and supplying the shocks
- First shock efficacy: 100% certified
- Mean shock per patient: 2.3
- Time required for efficacious defibrillation: 55 secs

TecnoHeart Analysis algorithm

- Programmable VF/VT ratio: 120-240 bpm
- Asystole threshold: 0.08 Mv
- Detection of noise during analysis: yes
- Control of shocks delivered: yes
- Monitoring during CPR: yes
- Synchronized shock: yes
- Detection of Pacemaker pulse: yes

TecnoHeart Other features

- Internal memory for ECG data: 60 minutes
- Compatibility with manual defibrillators: yes
- Multi-event functionality: yes
- Pediatric electrodes: yes
- Product guarantee: 5 years
- Battery guarantee: 4 years

Product info

TECNOHEART

| | |
|---|---|
| Peso Poids Weight | 3,1 Kg |
| Dimensioni (LxAxP) Dimension (LxHxD) Dimensions (WxHxD) | 270 x 80 x 310 mm |
| Lunghezza elettrodi Longeur électrodes Length of electrodes | 130 cm |
| Livelli di energia Niveaux d'énergie Energy level | Energia variabile crescente (VE) 150j a 360j Énergie variable croissante (VE) 150j à 360j Variable increasing energy (VE) 150j to 360j |
| Batteria Batterie Battery | IntelliSense® al litio IntelliSense® al litio Intellisense ®with lithium |

► **Disponibile a richiesta** Available on request



Versione Training

A richiesta è disponibile la versione training

Training version

A training version is available on request

Art. 930304 ►




Pulsiossimetro Vital Test

VITAL TEST è il nuovo pulsio ossimetro di **TECNO GAZ**, un prodotto di ultima generazione che si distingue per solidità, precisione, caratteristiche evolute. Ha dimensioni ridotte, facilmente trasportabile, dotato di borsa e tracolla, facilmente utilizzabile da personale medico ed ausiliario. Il prodotto è semplice e professionale, utilizzabile in terapia intensiva, reparti, studi medici, odontoiatri, emergenza, permette un monitoraggio immediato, preciso, non invasivo. **VITAL TEST** ha una forma piacevole ed ergonomica, facile da impugnare e trasportare, il display è ampio e i comandi semplici ed induttivi. Permette di rilevare il valore di SpO₂, la frequenza cardiaca (PR pulse rate), la visualizzazione della forma d'onda e il valore trend degli ultimi 10 minuti di questi 2 parametri. L'alimentazione è con batteria ricaricabile che ne consente l'uso durante il trasporto.

Pulse Oximetre Vital Test

VITAL TEST is Tecno-Gaz new and last generation pulse oxymeter which is distinguishable for its solidity, precision and advanced features. It's small, easy transportable, equipped with shoulder bag and easy to be used both by surgeons and assistants. The item is simple and professional, it can be used in intensive care units, surgeries, dentist's surgeries, emergency rooms, since it guarantees immediate, accurate and non-invasive monitoring. **VITAL TEST** has pleasant and ergonomic shape, it is easy to grip and to be transported, equipped with wide display and with simple and inductive controls. It allows SpO₂ measurement, heart rate (pulse rate), waveform visualization and also last 10 minutes trend value of these two parameters. Supplied with rechargeable battery so that it can be used during transportation too.



◀ Art. 11250
Mod. Vital Test

Pulsiossimetro Vital Test

Pulse Oximetre Vital Test

Display

L'ampio display ad LCD permette una facile lettura anche a distanza considerevole, inoltre è munito di comando per azionare o togliere la retroilluminazione in modo da renderlo leggibile in tutte le condizioni di luce. Il display oltre a visualizzare i parametri base, visualizza ora, livello della batteria, allarmi.

Le impostazioni impostabili sono :

- visualizzazione onda oppure lettura decimale dei valori
- selezione lettura adulti-bambini
- sonoro on/off e relativo volume regolabile
- allarmi min / max SpO₂
- allarmi min / max pr
- identificazione paziente
- data rilevamento
- volume pulsazione

Optional

VITAL TEST può essere fornito con un apposito supporto **art. 11255**, studiato per essere fissato a riunito, parete o stativo, per poter avere una continua visione senza avere le mani impegnate. Una soluzione ottimale per odontoiatri o per coloro che fanno chirurgia ambulatoriale. A richiesta può essere fornito programma con interfaccia fra computer e **VITAL TEST**, per la registrazione e la stampa di tutti i parametri rilevati. **VITAL TEST** è compatibile con sensori **Nellcor** e **BCI D89**.



Display

LCD wide display allows easy reading even at long distance, and it is also equipped with a control useful to activate or to remove retro-lighting in order to make it readable with all light conditions. Despite visualizing basic parameters it also visualizes battery level and alarms. Settings are the following:

- wave visualization or value decimal reading
- adults and children reading selection
- on/off sound and adjustable volume
- spO₂ min/max alarms
- pr min/max alarms
- patient's identification
- data reading
- volume pulsation

Optional

VITAL TEST can be supplied with proper support **code 11255**, planned to be fixed to dentist's unit, wall or trolley in order to allow a continuous vision even when hands are busy. An excellent solution both for dentists and outpatient surgeons. Interface program between computer and **VITAL TEST** can be supplied on demand in order to record and print all collected parameters. **VITAL TEST** is compatible with **Nellcor** and **BCI D89** sensors.



Art. 11255 ▶

Product info

VITAL TEST

| | |
|--|---|
| Dimensioni (LxAxH) Dimensions (WxDxH) | 70x158x37 mm |
| Peso Weight | 250 g |
| Tensione Main Voltage | AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz |
| Alimentazione a batterie Batteries power supply | 4 x 1.5V LR6 AA (16 ore di autonomia continua, continuous working 16 hours life-span) |
| Compatibilità EMC EMC Compliance | Class B |
| Grado di protezione Degree of protection | Type BF-Applied Part |
| Display | 128 x 64 dot-matrix LCD con retroilluminazione LED, with LED backlight |

Monitor MD



Revisione Aritmie

Visualizzazione delle forme d'onda in tempo reale e dei segnali vitali con formulazione prioritaria, durante e dopo la presentazione di eventi aritmici.

Arrhythmia Review

Display of waveforms in real time and of vital signs with priority formulation, during and after the presentation of arrhythmic events.

Tecno-Gaz ha così realizzato un monitor multiparametro elettronico completo di accessori. Il monitor ha una doppia funzione: diagnosi e monitoraggio.

MD è un monitor che permette la rilevazione di diversi parametri vitali, che possono essere rilevati singolarmente o in contemporanea.

Caratteristiche

- Rilevamento in pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Gestione dei controlli e dei comandi del monitor tramite tastiera frontale e manopola di comando
- Display a colori TFT 10,4" per la visualizzazione di massimo tracce
- Analisi aritmie, multiderivazione del tratto ST, riconoscimento pace-maker
- Funzione OxyCRG per il controllo delle funzioni circolatorie e respiratorie del neonato
- Revisione di 40 secondi delle forme d'onda
- Trend grafici e numerici con memorie di 72 ore su tutti i parametri rilevati
- Maniglia superiore pieghevole per trasporto
- Uscita analogica per display VGA esterno
- Dotato di allarmi di minima e massima regolabili, con segnalazione visiva e sonora, ed allarme apnea
- Funzionamento a rete e batterie integrate ricaricabili
- Uscita per collegamento a sistema centralizzato.

Tecno-Gaz has therefore made an electronic multiparameter monitor (MD) complete with accessories. The monitor has a double function: diagnosis and monitoring.

MD is a monitor that allows measurement of various vital parameters, which can also be checked singly.

Characteristics

- Measurement in adult, paediatric and neonatal patients.
- Management of the checks and controls of the monitor through front button panel and control knob.
- 10.4" TFT colour display for trace display.
- Analysis of arrhythmias, multi-derivation of the ST segment, pacemaker detection.
- OxyCRG function for control of infant circulatory and respiratory functions.
- 40-second review of waveforms.
- Graphic and numeric trends with 72-hour memory on all the measured parameters.
- Fold down carry handle on top.
- Analogue output for external VGA display.
- Equipped with adjustable minimum and maximum alarms, with visual and audible warning, and apnoea alarm.
- Operation from mains or integrated rechargeable batteries.
- Output for connection to centralised system.



Art. 930325
MD

Set per rianimazione AIR OX

Resuscitation set AIR OX

L'ossigeno è fondamentale per la sopravvivenza delle cellule e deve essere somministrato nelle situazioni in cui la sua concentrazione diminuisce a causa di insufficienza respiratoria. L'ossigeno è indispensabile in ogni emergenza, pertanto ogni struttura deve essere dotata di adeguate apparecchiature per una adeguata somministrazione.

Un set per rianimazione ambulatoriale deve avere caratteristiche specifiche:

- bombola ricaricabile di almeno 1000 litri gassosi, con erogazione di almeno 60 minuti ad un flusso di 15 lit/min
- riduttore con erogatore dosaltri
- accessori riutilizzabili ed autoclavabili marcati CE

Il rianimatore mod. AIR OX art. 3003-E è un rianimatore a carrello completo di bombola ossigeno ricaricabile da 1.000 litri gassosi, completa di:

- Riduttore ossigeno con manometro, flussometro a rotometro 0-15 litri e umidificatore in makrolon autoclavabile
- Pallone rianimatore in gomma nitrilica, completo di valvola unidirezionale con attacco valvola peep, attacco per reservoir con valvole integrate
- Maschera oronasale sagomata
- Apribocca elicoidale
- Tiralingua
- Abbassalingua di guedel
- Tubo connessione ossigeno

(art. 3002-E 5 litri senza carrello)

Oxygen is essential for cell survival and must be administered in cases where its concentration decreases due to a respiratory failure. Oxygen is indispensable in every emergency condition. For this reason every facility must be endowed with suitable equipment for correct oxygen administration.

Any outpatient resuscitation set must have precise features:

- rechargeable bottle of at least 1000 litres of gas delivering 15 litres/ min. for at least 60 minutes;
- reduction unit with litre dosing dispenser;
- reusable and autoclavable accessories with CE mark.

The resuscitator, model AIR OX item 3003-E , is a trolley-mounted resuscitator complete with a rechargeable oxygen bottle containing 1000 litres of gas, including:

- an oxygen reduction unit with pressure gauge, a flow meter complete with a 0-15 litre rotameter and an autoclavable humidifier in makrolon;
- a resuscitator bag in nitrile rubber complete with a unidirectional valve having a peep valve and integrated valve r eservoir connection;
- a shaped oronasal mask;
- a mouth opener;
- a tongue puller
- a Guedel tongue depressor;
- an oxygen connection tube.

(art. 3002-E 5 litres without trolley)

Product info

AIR OX

| | |
|---------------------|--------|
| Larghezza Width | 350 mm |
| Altezza Height | 680 mm |
| Profondità Depth | 170 mm |
| Peso Weight | 1,5 kg |

Art. 3003-E
AIR OX



CMS Centro Mobile di Soccorso

CMS Mobile First Aid Center

Porta accessori
Accessories holder

**Vano porta defibrillatore,
completo di valigetta**
*Defibrillator compartment
complete with bag*

**Vano estraibile contenente set per
rianimazione**
*Extractable compartment containing the
resuscitation set*

**Supporto
portamonitor**
*Monitor-carrying
support*



Monitor MD ▶
Pag. 10



**Pulsiossimetro
Vital Test** ▶
Pag. 8



**Defibrillatore
automatico e
semiautomatico
TecnoHeart** ▶
Pag. 4



**AIR-OX
Set per rianimazione
Resuscitation kit** ▶
Pag. 11



CMS Centro Mobile di Soccorso

CMS Mobile First Aid Center

L'emergenza richiede massima attenzione agli aspetti organizzativi ed operativi, pertanto la razionalizzazione delle apparecchiature è un aspetto determinante.

Tecno-Gaz S.p.A. ha realizzato CMS un centro mobile di primo soccorso.

Questa soluzione permette di poter avere una struttura che può ospitare:

- il set per rianimazione
- il defibrillatore
- il kit farmaci
- il monitor multiparametro

Nelle emergenze la velocità è l'aspetto primario di tutte le attività di primo soccorso, pertanto poter avere una struttura mobile già pronta per l'utilizzo è sicuramente la massima espressione operativa.

Any emergency requires paying maximum attention to both organizational and operating aspects. With this view rationalization of the equipment is an essential aspect.

Tecno-Gaz S.p.A. has created a "Mobile First Aid Centre (CMS)".

This solution enables users to have a structure that features:

- a resuscitation set
- a defibrillator
- a drug kit
- a multi-parameter monitor

During any emergency speed is a primary factor for all first aid activities. For this reason, availing oneself of a mobile centre that is ready for use is undoubtedly the ultimate operating solution.



Product info

CMS

| | |
|--------------------|---------|
| Larghezza / Width | 602 mm |
| Altezza / Height | 1010 mm |
| Profondità / Depth | 442 mm |
| Peso / Weight | 30 kg |

Art. 930330
CMS

I servizi Tecno-Gaz Tecno-Gaz services

Formazione Training



Tecno-Gaz S.p.A. oltre a poter fornire una ampia e qualificata gamma di prodotti di **PRIMO SOCCORSO** è in grado di poter pianificare servizi a supporto dei propri clienti.

Informazione

Richiedete ai nostri distributori la nostra pubblicazione gratuita SPECIALE PRIMO SOCCORSO.

In addition to the supply of a wide and qualified range of **FIRST AID** products, Tecno-Gaz S.p.A. also offers care plans and services to assist its customers.

Information

Ask our dealers for a free copy of our journal SPECIALE PRIMO SOCCORSO (FIRST AID SPECIAL).



E' disponibile la pubblicazione **EMERGENZE MEDICHE IN STUDIO ODONTOIATRICO** pubblicata da edizioni SEE.

In addition, you can also request a copy of **EMERGENZE MEDICHE IN STUDIO ODONTOIATRICO** (MEDICAL EMERGENCIES IN THE ODONTOIATRIC ROOM) published by SEE.

Organizziamo corsi secondo BLS certificati I.R.C., che prevedono il rilascio della certificazione valida su tutto il territorio nazionale.

We organize BLS training courses that are I.R.C. certified and include issuing of a final certificate that is valid on the entire national territory.

Il progetto
Primo Soccorso

The First Aid
project



Air OX • TecnoHeart • Monitor MD • Vital Test • CMS

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391
info@tecnogaz.com



Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno-Gaz S.p.A. non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

All rights reserved. Variations can be done without notice. Tecno-Gaz S.p.A. is to be considered not responsible for damages caused by the lack or the wrongness of the information here mentioned.