

Catalogo prodotti
Calze compressive
medicali

VenoTrain®



Contrassegni sulle confezioni

Bordi in silicone



Puntini



Puntini fantasia



Pizzo



Nido d'ape

Punta del piede



chiusa



aperta

CREAM
 HONEY
 CAMEL
 AMARETTO
 ALMOND
 ESPRESSO
 BLACK
 GRAPHITE
 NAVY
 FLAME*
 SILK*
 SHADE*
 ROSE*



AD



AG



AT



ATU

* Moderni colori moda 2014

*micro
balance*

CREAM
 CAMEL
 BLACK


look

HONEY
 CAMEL
 BLACK
 SILVER


business

WHITE
 TERRA
 BLACK
 GRAPHITE
 NAVY


soft

NATURAL
 CAMEL
 ESPRESSO
 BLACK
 NAVY



su misura

soft S

CAMEL


impuls

CAMEL
 BLACK



su misura

ulcertec

NATURAL


delight

CAMEL
 BLACK

diversi modelli

curaflow

CREAM
 CAMEL
 BLACK
 NAVY

diversi modelli

Prodotti e concetti terapeutici:

Per una migliore qualità della vita

Con i suoi prodotti e concetti di assistenza, Bauerfeind AG, uno dei leader mondiali nella produzione di dispositivi medicali, fornisce da oltre 80 anni un importante contributo in favore del mantenimento e del ristabilimento della salute, nonché del miglioramento del benessere fisico: il tutto per una migliore qualità della vita.

Impegnati a favore della tradizione di un'impresa a conduzione familiare e attenti nel soddisfare le elevate aspettative di prestazioni nel campo dei moderni servizi sanitari, i nostri specialisti collaborano con medici e ricercatori di tutto il mondo.

Numerosi brevetti e riconoscimenti internazionali dimostrano la forza innovativa della nostra azienda, nonché la nostra straordinaria competenza nella tecnologia e nella lavorazione. Pertanto anche in futuro ci impegneremo con costanza per una qualità "made in Germany".

Bendaggi e ortesi

Prevenzione, terapia di disturbi e trattamento post-operatorio: medici e fisioterapisti di tutto il mondo si affidano ai nostri bendaggi e ortesi, i quali, disponibili per tutti gli ambiti di trattamento in svariati modelli, definiscono nuovi standard per ottenere il massimo successo terapeutico.

Plantari e scarpe

Nel settore dei plantari ortopedici, Bauerfeind stabilisce nuovi criteri con prodotti tradizionali e plantari innovativi, come TRIactive ed ErgoPad. Scarpe comfort e terapeutiche e ortesi di scarico completano l'offerta di trattamenti ortopedici medicali moderni.

Tecnologia di misurazione

La perfetta adattabilità è un fattore determinante per il successo nell'impiego di dispositivi medicali. Per questo Bauerfeind ha appositamente sviluppato sistemi digitali di misurazione per i rivenditori specializzati, grazie ai quali è possibile il trattamento ottimale dei pazienti con calze compressive medicali e la realizzazione di plantari personalizzati.

Calze compressive medicali VenoTrain:

La scelta giusta per ogni esigenza

Come misura preventiva, per casi flebologici standard o disturbi venosi avanzati, fino al trattamento di ulcere venose e linfedemi:

le calze compressive medicali VenoTrain coprono tutti i campi di impiego della moderna terapia compressiva e si distinguono per l'efficacia dimostrata clinicamente, le caratteristiche uniche dei materiali e un design moderno adatto ai pazienti.

I trattamenti, adeguati alle diverse indicazioni, comprendono svariati modelli sviluppati su telai rettilinei e circolari, realizzati in serie e su misura. Il sistema di taglie Perfect Fit, sviluppato da Bauerfeind sulla base di misurazioni digitali delle gambe, offre una flessibilità unica nel suo genere per l'attuazione di trattamenti personalizzati con calze compressive medicali realizzate in serie.

Tutti i prodotti VenoTrain soddisfano i requisiti della Legge sui dispositivi medici (MPG) e sono dotati del marchio di qualità RAL. Il marchio di qualità Oeko-Tex Standard 100 garantisce un'ottima tollerabilità cutanea.



Tecnica di misurazione:

Per il trattamento ottimale dei pazienti



BODYTRONIC 200

La salute delle gambe è misurabile: in modo semplice e rapido con BODYTRONIC 200, il sistema compatto e portatile per la misurazione della funzionalità venosa.

Trasmessi al PC con connessione wireless via Bluetooth, i dati delle misurazioni consentono di adottare misure preventive e forniscono informazioni complementari per consigliare la terapia medica.



BODYTRONIC 600

La precisione è imprescindibile per la realizzazione su misura delle calze compressive medicali (disposizioni in tema di collaudo e qualità RAL-GZ 387, settembre 2000) adeguate alla terapia. Grazie alla generazione di un modello tridimensionale della gamba, BODYTRONIC 600 garantisce una misurazione estremamente accurata e affidabile delle circonferenze, e può essere direttamente collegato al sistema di ordinazione online di Bauerfeind.



Sistema di taglie Perfect Fit

Oltre 250.000 gambe sono già state misurate con la tecnologia Bauerfeind, e queste misurazioni rappresentano la base per il sistema Perfect Fit, grazie al quale un numero decisamente maggiore di pazienti può ora essere trattato con calze compressive medicali con taglie standard. Ciò significa una consegna più rapida, una logistica semplificata e una riduzione di costi a fronte di una migliore adattabilità: vantaggi di cui tutti possono beneficiare.

Assistenza:

Per una soddisfazione garantita

I collaboratori Bauerfeind, sia interni che esterni, sono consulenti preparati, pronti a rispondere ai quesiti relativi ai prodotti, ad aspetti commerciali e a offrire adeguati servizi di marketing.

Per telefono o per e-mail forniscono supporto adeguato nella scelta e nell'ordinazione dei prodotti. Grazie alla moderna organizzazione logistica i prodotti possono essere consegnati ai clienti in breve tempo: un servizio garantito!

Numeri per l'assistenza

Italy	Assistenza clienti	+39 039 6 08 12 52
	Fax	+39 039 6 08 26 68
	E-mail:	info@bauerfeind.it

VenoTrain[®] *micro*



Colori e motivi

JIVE

TANGO

CREAM		
HONEY		
CARAMEL		
AMARETTO		
ALMOND		
ESPRESSO		
BLACK		
GRAPHITE		
NAVY		


Colori moda 2014 (diversi ogni anno)

JIVE

TANGO

FLAME		
SILK		
SHADE		
ROSE		

Batik-Edition



Come servizio addizionale, le calze VenoTrain micro in tutte le versioni e i colori possono essere sovrastampate con tecnica batik nei colori Navy o Black. Consegna entro 10 giorni lavorativi.

Caratteristiche

Le calze compressive medicali amate in tutto il mondo con percentuale elevata di microfibra per una piacevole e leggera sensazione di comfort.

In numerosi modelli, tonalità discrete e colori moda di tendenza adatti a ogni stile. Ora anche in versione batik nei colori Navy o Black.

- 50 % microfibra: traspirante, dermocompatibile e di facile manutenzione
- Mutandina che sottolinea la figura (collant) e pianta del piede comfort
- Calza coprente di finissima qualità

Composizione del materiale

- Ccl 1 65 % poliammide
35 % elasthan
- Ccl 2 55 % poliammide
45 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

104 °F

* senza motivo

** senza motivo, senza colore moda

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

	Taglia	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)				Punta del piede	
		1	2	In maglia	Pizzo	Puntini**	Puntini fantasia	aperta*	chiusa
AD	S-XL	●	●	●		●		●	●
AG	S-XL	●	●	●**	●	●	●	●	●
AT	S-XL	●	●	●				●	●
ATU*	S-XL	●	●	●				●	●

Modelli | Su misura

	Compression cl. (Ccl)	Compression cl. (Ccl)		Bordo (in silicone)				Punta del piede	
		1	2	In maglia	Pizzo	Puntini*	Puntini fantasia	aperta*	chiusa
AD		●	●	●		●		●	●
AF*		●	●	●	●	●	●	●	●
AG		●	●	●	●	●	●	●	●
AT		●	●	●				●	●
ATU*		●	●	●				●	●

VenoTrain[®] *micro balance*



Colori

CREAM

CARAMEL

BLACK

Caratteristiche

Speciali per pelli sensibili, con sostanze attive per la cura della pelle ed emulsione Reload.

Effetto curativo durevole con una semplice spruzzata dell'emulsione sulla calza: la pelle resta liscia e morbida.

- 50 % microfibra: traspirante, anti-irritazione e di facile manutenzione
- Calza coprente di finissima qualità
- Calze facili da indossare e da togliere

Composizione del materiale

- Ccl 1 65 % poliammide
35 % elasthan
- Ccl 2 55 % poliammide
45 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

104°F     

Per il trattamento con l'emulsione Reload rispettare le informazioni sul prodotto fornite separatamente!



Emulsione Reload con principi attivi: effetto durevole con una semplice spruzzata sulla calza

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

Taglia	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)				Punta del piede	
	1	2	In maglia	Pizzo	Puntini	Puntini fantasia	aperta	chiusa
 AD S-XL	●	●	●				●	●
 AG S-XL	●	●		●	●	●	●	●
 AT S-XL	●	●	●				●	●

Modelli | Su misura

	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)				Punta del piede	
	1	2	In maglia	Pizzo	Puntini	Puntini fantasia	aperta	chiusa
 AD	●	●	●				●	●
 AG	●	●		●	●	●	●	●
 AT	●	●	●				●	●

VenoTrain® look

Colori

HONEY

NUOVO

CARAMEL

BLACK

SILVER

NUOVO

Caratteristiche

Grazie all'effetto perlescente sono un prodotto unico: mettono in risalto la figura con un effetto push-up, sono elasticizzate e con fibre trilobali che garantiscono una perfetta vestibilità.

Un articolo alla moda da usare tutti i giorni – anche a scopo di prevenzione e durante la gravidanza.

- Effetto lucido alla moda ed elegante
- Leggera trasparenza

Composizione del materiale

Ccl 1 60 % poliammide
40 % elasthan

Ccl 2 55 % poliammide
45 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

104°F     

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

	Taglia	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)		Punta del piede
		1	2	In maglia	Puntini fantasia	
 AD	S-XL	●	●	●		chiusa
 AG	S-XL	●	●		●	●
 AT	S-XL	●	●	●		●
 ATU	S-XL	●	●	●		●

Modelli | Su misura

	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)			Punta del piede
	1	2	In maglia	Pizzo	Puntini fantasia	
 AD	●	●	●			●
 AG	●	●	●	●	●	●
 AT	●	●	●			●
 ATU	●	●	●			●

VenoTrain[®] act

Colori – Sheer Elegance

SAND

CARAMEL

AMARETTO

ESPRESSO

BLACK

GRAPHITE

NAVY

Colori – Cotton | Microfiber

NATURAL

BLACK

GRAPHITE

NAVY

Caratteristiche

Calze preventive di alta qualità per la donna e per l'uomo, per dare benessere alle gambe e prevenire lesioni venose.

VenoTrain act – Sheer Elegance

Trasparente, alla moda, in svariate tonalità di colore nei modelli gambaletto, calze coscia con elegante bordo in pizzo con silicone e collant. Per donne incinte disponibile anche nel modello collant con corpino speciale adattabile nel corso della gravidanza.

VenoTrain act – Cotton

Lo speciale comfort del cotone, delicato sulla pelle, coprente e con un pronunciato motivo a costine: disponibile nel modello gambaletto con elevata azione di sostegno (280 den) in quattro colori – per lei e per lui.

VenoTrain act – Microfiber

Con elevata percentuale di microfibra per un'estrema leggerezza: la calza si adatta in modo piacevolmente morbido alla gamba e lascia respirare la pelle. Disponibile nel modello gambaletto con elevata azione di sostegno (280 den) in quattro colori – per lei e per lui.

Composizione del materiale

Sheer Elegance	Cotton	Microfiber
81% poliammide	27% poliammide	94% poliammide
19% elasthan	10% elasthan	6% elasthan
	63% cotone	

Indicazioni per il lavaggio

86°F     

Per VenoTrain act non sono possibili modifiche e servizi addizionali.

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli Sheer Elegance

			Colori						
			Sand	Caramel	Amaretto	Espresso	Black	Graphite*	Navy*
	AD	70-140 den	1-4	●	●	●	●	●	●
	AG	70-140 den	1-5	●	●	●	●	●	●
	AT	70-140 den	1-5	●	●	●	●	●	●
	ATU	140 den	1-5		●			●	

* solo 140 den

Modelli Cotton | Microfiber

				Colori			
				Natural	Black	Graphite	Navy
	AD Cotton	280 den	1-4	●	●	●	●
	AD Microfiber	280 den	1-4	●	●	●	●

		Calze coscia (AG) Collant (AT, ATU)												
		Peso												
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	+ kg		
Altezza	145 cm													
	150 cm	1												
	155 cm		2											
	160 cm			3										
	165 cm				4									
	170 cm					5								
	175 cm													
	180 cm													
185 cm														

Gambaletto donna (AD women)				
Taglia	1	2	3	4
Numero scarpa	37-39	39-41	41-43	43-45

Gambaletto uomo (AD men)				
Taglia	1	2	3	4
Numero scarpa	39-41	41-43	43-45	45-47



VenoTrain® *business* Women | Men

Colori

WHITE

TERRA

BLACK

GRAPHITE

NAVY

Caratteristiche

La combinazione di cotone e fibra sportiva Tactel® offre un'eccellente vestibilità con termoregolazione.

Grazie al tessuto in LYCRA® soft altamente elastico e al bordo extra-largo sono facili da indossare e calzano perfettamente.

NUOVO

Ora disponibile con una nuova struttura particolarmente confortevole del tallone e del collo del piede per chi trascorre molto tempo seduto e in versione VenoTrain business Women con lunghezza del piede proporzionata.

- Calza di alta qualità con classica ed elegante trama a costine
- Mix di materiali innovativo
- Pianta del piede rinforzata
- Fibra high-tech Timbrelle® per mantenere il piede sempre fresco

Composizione del materiale

- Ccl 1 80 % poliammide (incl. 50 % Tactel)
14 % elasthan
6 % cotone
- Ccl 2 71 % poliammide (incl. 45 % Tactel)
24 % elasthan
5 % cotone

Indicazioni per il lavaggio

104 °F     



Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

Taglia	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)	Punta del piede
	1	2	In maglia	chiusa
 AD S-XL	●	●	●	●

Numero scarpa: VenoTrain business Men 41-49, Women 36-41

Modelli | Su misura

	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)	Punta del piede
	1	2	In maglia	chiusa
 AD	●	●	●	●



VenoTrain® *soft | soft S*

Colori


NATURAL

CARAMEL

ESPRESSO

BLACK

NAVY



Caratteristiche

Morbida e robusta con una grande varietà di modelli speciali. Nel colore "natur" con realizzazione immediata è ideale per il rapido trattamento post-operatorio: per le ordinazioni a noi pervenute entro le ore 10 potrà essere spedita entro la stessa giornata.

Ai pazienti con mobilità limitata VenoTrain soft S (realizzazione in serie nel colore caramello) offre un tallone con lavorazione più abbondante e una zona del collo del piede particolarmente comoda.

- Adatte per lei e per lui
- Effetto massaggio per un maggiore benessere
- Disponibile anche come calza singola in colore naturale

Composizione del materiale

Ccl 1	70 % poliammide 30 % elasthan
Ccl 2	65 % poliammide 35 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

104 °F     

* Per la realizzazione di prodotti su misura VenoTrain soft S vedere il listino prezzi aggiornato

● Disponibile solo con bordo in silicone a puntini 3 cm e in Ccl2.

● Bordo in silicone a puntini 3 cm

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

	Taglia	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)				Punta del piede	
		1	2	In maglia	Nido d'ape	Puntini	Monocollant	aperta	chiusa
soft	AD S-XL	●	●	●		○		●	●
	AG S-XL	●	●	●	●	●	●	●	●
	AT S-XL	●	●	●				●	●
soft S (caramello)	AD XS-XL	●	●	●		○		●	●
	AG XS-XL	●	●			●		●	●

Modelli | Su misura*

	Cl. di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)					Punta del piede				Corpino
	1	2	In maglia	Pizzo	Nido d'ape	Puntini	Mono-collant	aperta	chiusa	senza piede	Calza per moncone	Cavallo aperto
AD	●	●	●			●		●	●	●	●	
AF	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
AG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AT	●	●	●					●	●	●	●	●
ATU	●	●	●					●	●			
ATH	●	●	●					●	●			
ATX	●	●	●					●	●			
ATE	●	●	●					●	●			

VenoTrain® impuls



Colori

CARAMEL

BLACK



Caratteristiche

Esercita una profonda efficacia grazie all'elevata pressione di lavoro anche in presenza di movimenti muscolari ridotti. Facile da indossare e traspirante grazie alla microfibra.

Altamente efficaci in caso di disturbi venosi avanzati, sindrome post-trombotica, per la cura post-ospedaliera di ulcere rimarginate e nei linfedemi allo stadio iniziale.

- Tessuto a elasticità ridotta con microfibra delicata sulla pelle
- Sistema di taglie V6+ altamente differenziato

Composizione del materiale

Ccl 2 80 % poliammide – di cui 44 % microfibra
20 % elasthan

Ccl 3 75 % poliammide – di cui 42 % microfibra
25 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

86°F

● Bordo in silicone a puntini 3 cm

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

	Taglia	Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)			Punta del piede	
		2	3	In maglia	Puntini	Monocollant	aperta	chiusa
 AD	I-VI	●	●	●	◐		●	●
 AG	I-VI	●	●		●	●	●	●

Modelli | Su misura

		Classe di compr. (Ccl)		Bordo (in silicone)			Punta del piede	
		2	3	In maglia	Puntini	Monocollant	aperta	chiusa
 AD		●	●	●	●		●	●
 AG		●	●	●	●	●	●	●
 AT		●	●	●			●	●
 ATH		●	●	●			●	●
 ATX		●	●	●			●	●

VenoTrain® *ulcertec*



Colori

NATURAL

Gambaletto

WHITE

Sottocalza



Caratteristiche

La combinazione di gambaletto con tessuto a trama romboidale brevettato e sottocalza anti-irritazione per il fissaggio della medicazione consente di indossare la calza facilmente anche senza l'utilizzo di ausili.

Le sottocalze sono anche adatte ad una compressione delicata continua durante la notte. Sono riordinabili singolarmente in set da 3 pz. (10 o 18 mmHg) e lavabili a 90 gradi.

- Facili da indossare
- Compressione costante
- Look piacevole
- Sistema di tagli X5

Composizione del materiale del gambaletto

77% poliammide
23% elasthan

Composizione del materiale della sottocalza

10 mmHg 89% poliammide
11% elasthan
18 mmHg 72% poliammide
28% elasthan

Indicazioni per il lavaggio del gambaletto

104°F     

Indicazioni per il lavaggio della sottocalza

203°F     

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | In serie

Taglia		Compressione	Bordo (in silicone)	Punta del piede	
			In maglia	aperta	chiusa
 AD	XS-XL	34–39 mmHg e 40–46 mmHg	●	Gambaletto	Sottocalza

VenoTrain[®] ulcertec 39

Sottocalza 10 mmHg

Gambaletto 23–27 mmHg

- Forza di compressione 34–39 mmHg
- Ulcera varicosa a problematica con buona tendenza alla guarigione
- Sottocalza più leggera per i pazienti che durante la notte sopportano solo una minima compressione

VenoTrain[®] ulcertec 46

Sottocalza 18 mmHg

Gambaletto 23–27 mmHg

- Forza di compressione 40–46 mmHg
- Ulcere refrattarie alla terapia
- Ulcere con scarsa tendenza alla guarigione
- In caso di tollerabilità e buona sopportazione della compressione


VenoTrain® *delight*



Colori

CARAMEL

BLACK



Caratteristiche

Disponibile come calza compressiva medica e bendaggio compressivo per arto superiore a trama piatta con materiali ad elevata tollerabilità cutanea privi di lattice e con perfetta vestibilità. Speciale struttura gripRelief® dei bordi per una tenuta confortevole e sicura.

Per il trattamento di disturbi venosi e linfatici avanzati

- Trama traspirante
- Cuciture extra piatte
- Svariati modelli

Composizione del materiale – Calze compressive medicali

Ccl 2	80 % poliammide 20 % elasthan
Ccl 3	79 % poliammide 21 % elasthan
Ccl 4	75 % poliammide 25 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

86°F     

* Disponibile con bordo superiore da 3 o 5 cm

● Disponibile a scelta con tallone a T o pelotte

Altri modelli sono indicati sul listino prezzi aggiornato.

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | Su misura

	Classe di compressione (Ccl)			Bordo (in silicone)			Punta del piede			Opzioni	
	2	3	4	In maglia	Puntini	Monocollant	aperta	chiusa	aperta diagonalmente	Tallone a T	Pelotte viscoelastiche
 AD	●	●	●	●	●*		●	●	●	◐	◐
 AF	●	●	●	●	●		●	●	●	◐	◐
 AG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐	◐
 AT	●	●		●			●	●	●	●	
 BD	●	●		●							
 BG	●	●		●	●						
 CG	●	●		●	●						
 CT	●	●		●							
 DG	●	●		●	●						
 ET	●	●		●							



VenoTrain[®] curaflow

Colori

CREAM

CARMEL

BLACK

NAVY

NUOVO



Caratteristiche

Modelli unici grazie all'elevata percentuale di microfibra lavorata in modo innovativo. Le cuciture extra piatte per pelli sensibili e le speciali zone comfort garantiscono la massima vestibilità nel caso siano necessari tutori realizzati su telai rettilinei.

Disponibili per il trattamento di gambe, piedi, braccia, mani e torace

- Microfibra elastica perché siano facili da indossare
- Tessuto a maglia traspirante, punta del piede extramorbida
- Regione posteriore del ginocchio anatomica extramorbida per una totale libertà di movimento
- Forme speciali per esigenze individuali

Composizione del materiale

Ccl 1-2 73 % poliammide
27 % elasthan

Ccl 3 70 % poliammide
30 % elasthan

Ccl 4 65 % poliammide
35 % elasthan

Indicazioni per il lavaggio

86°F




Per altre versioni consultare il catalogo prodotti per la terapia linfatica o il listino prezzi.


Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Modelli | Su misura

Ccl 1 - Ccl 4



Ccl 1 - Ccl 3



Ccl 1



Programma di fornitura | Prodotti a trama circolare realizzati in serie

Modello	Taglia	Classe di compr. (Ccl)			Bordo (in silicone)						Punta del piede	
		1	2	3	In maglia	Pizzo	Nido d'ape	Puntini	Puntini fantasia	Monocollant	aperta	chiusa
VenoTrain												
micro	AD S-XL	●	●		●			●*			●	●
	AG S-XL	●	●		●*	●		●*	●		●	●
	AT S-XL	●	●		●						●	●
	ATU S-XL	●	●		●						●	●
micro Motivo Jive, Tango	AD S-XL	●	●		●							●
	AG S-XL	●	●			●			●			●
	AT S-XL	●	●		●							●
micro balance	AD S-XL	●	●		●						●	●
	AG S-XL	●	●			●		●	●		●	●
	AT S-XL	●	●		●						●	●
look	AD S-XL	●	●		●							●
	AG S-XL	●	●						●			●
	AT S-XL	●	●		●							●
	ATU S-XL	●	●		●							●
business	AD S-XL	●	●		●							●
soft	AD S-XL	●	●		●			○			●	●
	AG S-XL	●	●		●		●	●		●	●	●
	AT S-XL	●	●		●						●	●
soft S	AD XS-XL	●	●		●			◐			●	●
	AG XS-XL	●	●					●			●	●
impuls	AD I-VI		●	●	●			◐			●	●
	AG I-VI		●	●				●		●	●	●
ulcertec	AD XS-XL	34-39 mmHg e 40-46 mmHg			●						Gamba-letto	Sotto-calza

* Senza colori moda

○ Disponibile solo con bordo in silicone a puntini 3 cm e in Ccl 2.

◐ Bordo in silicone a puntini 3 cm

Programma di fornitura | Prodotti a trama circolare realizzati su misura

Modello	Classe di compr. (Ccl)			Bordo (in silicone)						Punta del piede			Corpino	
	1	2	3	In maglia	Pizzo	Nido d'ape	Puntini	Puntini fantasia	Monocollant	aperta	chiusa	senza piede	Calza per moncone	Cavallo aperto
VenoTrain														
micro														
AD	●	●		●			●			●	●			
AF	●	●		●	●		●	●		●	●			
AG	●	●		●	●		●	●		●	●			
AT	●	●		●						●	●			
ATU	●	●		●						●	●			
micro Motivo Jive, Tango														
AD	●	●		●							●			
AG	●	●			●			●			●			
AT	●	●		●							●			
micro balance														
AD	●	●		●						●	●			
AG	●	●			●		●	●		●	●			
AT	●	●		●						●	●			
look														
AD	●	●		●							●			
AG	●	●		●	●			●			●			
AT	●	●		●							●			
ATU	●	●		●							●			
business														
AD	●	●		●							●			
soft														
AD	●	●		●			●			●	●	●	●	
AF	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	
AG	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
AT	●	●		●						●	●	●	●	●
ATU	●	●		●						●	●			
ATH	●	●		●						●	●			
ATX	●	●		●						●	●			
ATE	●	●		●						●	●			
soft S														
AD	●	●		●			●			●	●			
AG	●	●				●	●			●	●			
impuls														
AD		●	●	●			●			●	●			
AG		●	●	●			●		●	●	●			
AT		●	●	●						●	●			
ATH		●	●	●						●	●			
ATX		●	●	●						●	●			

Programma di fornitura | Prodotti a trama piatta realizzati su misura – ved.VenoTrain delight/curaflow



Tabella taglie realizzate in serie Perfect Fit

Prodotti a trama circolare realizzati in serie


VenoTrain micro, VenoTrain micro balance, VenoTrain look, VenoTrain business, VenoTrain soft, VenoTrain soft S

Circonferenza	XS*	S		M		L		XL	
	Normale	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus
cG bordo silicone alto		51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
cG bordo silicone norm.	44-50	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
cG bordo in cimosa e AT		45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
cF	39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
cE	32-38	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
cD	28-31	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
cC	29-33	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
cB1	23-26	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB	18-20	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY	27-31	29-33		31-35		34-40		37-44	
cA	17-22	19-24		22-27		25-31		28-35	

* Solo VenoTrain soft S – Programma di fornitura limitata

Lunghezza	short	long	Modello
ℓD	35-40	40-46	AD
ℓG	61-70	70-80	AG, AT


Tabella taglie realizzate in serie V6+ | VenoTrain impuls



Circonferenza	I		II		III		IV		V		VI	
	Norm.	Plus	Norm.	Plus	Norm.	Plus	Norm.	Plus	Norm.	Plus	Norm.	Plus
cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
cB	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

Lunghezza	short	long	Modello
ℓD	35-39	40-44	AD
ℓG	62-70	71-80	AG

Tabella taglie realizzate in serie X⁵ | VenoTrain ulcerterc



Circonferenza	XS	S	M	L	XL
cC	28-35	31-39	34-42	37-47	41-52
cB	18-20	20-23	23-26	26-30	30-34

Lunghezza	short	long	Modello
ℓD	fino a 40	più di 40	AD



VenoTrain® sport

Colori

WHITE

TITANIUM

BLACK



Caratteristiche

Appositamente studiata per le esigenze degli sportivi, aumentano la resistenza e favoriscono il recupero.

Zone attive del tessuto a maglia stabilizzano e sostengono il muscolo del polpaccio.

Regolazione ottimale del calore sulla pelle grazie alla percentuale di microfibra particolarmente elevata.

- 50% microfibra: traspirante, anti-irritazione e di facile manutenzione
- Pianta del piede antibatterica e rinforzata
- Efficacia medica comprovata
- Quattro taglie realizzate in serie in due lunghezze ciascuna

Composizione del materiale

65% poliammide

35% elasthan

Indicazioni per il lavaggio

104°F

Modelli | In serie

Taglia	Compressione	Bordo (in silicone)	Punta del piede
		In maglia	chiusa
AD S-XL	20 mmHg	●	●

Tabella taglie realizzate in serie

Circonferenza	S	M	L	XL
cC	31-40	34-44	37-47	40-51
cB	20-22	22-25	25-28	28-31

Lunghezza	short	long	Modello
ℓD	35-40	40-46	AD

Tutte le misure sono espresse in cm

Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

Compression Sock **TRAINING**

Colori

CHARCOAL | RIVERA

SILVER | RIVERA

CHARCOAL | POLAR

SILVER | POLAR



TAPING ZONE



Caratteristiche

Compression Sock Training è una nuova generazione di calze sportive sviluppate sulla base dell'ampio know-how nel campo della biomeccanica e della terapia compressiva.

Le diversità di lavorazione di queste calze nei vari punti svolge un'azione di sostegno nell'esercizio sportivo quotidiano e aiuta a raggiungere gli obiettivi individuali di allenamento.

- Design anatomico
- Zone ammortizzanti
- Stimolazione della muscolatura
- Zona Taping per la prevenzione di lesioni e una migliore propriocezione
- Suola antiscivolo

Composizione del materiale

93% poliammide
7% elastan

Indicazioni per il lavaggio

86°F

Modelli | In serie

Taglia	Punta del piede
	chiusa
AD S-XL	

Tabella taglie realizzate in serie

Taglia	S	M	L	XL
Numero scarpa	35-38	39-42	43-46	47-50

Per Compression Sock TRAINING non sono possibili modifiche e servizi addizionali.
Sono possibili differenze di colore per motivi tecnici legati alla stampa.

VenoTrain® Accessori

VenoTrain® glider

VenoTrain glider è un pratico ausilio per indossare e togliere con estrema facilità tutti i modelli di calze compressive medicali.

VenoTrain glider può essere prescritto dal medico.

Materiale resistente.

Scorrevole e resistente allo strappo, estremamente leggero.

Ideale in viaggio.

Indossare e togliere le calze con facilità: per risparmiare tempo e spazio.



VenoTrain® glider plus

VenoTrain glider plus è un ausilio stabile per indossare calze compressive medicali di tutti i tipi.

Impugnature ribaltabili e design ergonomico facilitano l'impiego da parte del paziente.

Omologato da un istituto indipendente per l'impiego in caso di mobilità limitata.

VenoTrain glider plus offre un ***design particolarmente compatto*** e può essere prescritto dal medico.



Guanti di gomma

Con i guanti di gomma sarà possibile indossare in maniera perfetta e in un batter d'occhio le calze compressive medicali.




Detersivo speciale

Lo speciale detersivo garantisce un lavaggio delicato e non aggressivo delle calze compressive medicali.



Salviette detergenti per bordi in silicone

Le speciali salviette detergenti garantiscono la durata e la funzionalità del bordo in silicone anche nelle giornate più lunghe.



VenoTrain lotion *VenoTrain lotion extra*

VenoTrain lotion, sviluppata con seabamed con estratto di camomilla, è appositamente studiata per le esigenze della pelle sensibile. Disponibile anche in versione **VenoTrain lotion extra** con 5 % di urea per pelli particolarmente secche.



Sacchetto a rete

Con lo speciale sacchetto a rete è possibile lavare anche in lavatrice le calze compressive VenoTrain.



Pacchetto base

Utile set di accessori comprendente guanti, lima per piedi, sacchetto a rete, soles antiscivolo, elastico da ginnastica e scheda cliente.



Assistenza clienti individuale

Servizi addizionali

Servizi addizionali per nuove ordinazioni | In serie

	micro	micro balance	look	business	soft softS	impuls	delight
Batik navy	●						
Batik black	●						


Servizi addizionali per nuove ordinazioni | Su misura

	micro	micro balance	look	business	soft softS	impuls	delight
Allungamento o riduzione del tessuto a maglia della punta del piede	●	●			●	●	
Punta del piede – Cucitura verso l'esterno	●	●	●	●	●	●	●
Punta del piede – più ampia, più stretta, anatomica	●	●		●	●	●	●
Corpino anteriore/posteriore – 2 cuciture	●	●	●		●	●	
AT con tassello uomo (apertura longitudinale)					●	●	
AT con tassello pantaloni equitazione	●		●		●	●	
Cucitura di un'imbottitura in gommapiuma							●
Batik navy	●						
Batik black	●						

Calze compressive medicali con sistema: Per il trattamento adeguato all'indicazione

Esito	Nessun segno visibile di malattie venose	Teleangectasia Varici reticolari	Varicosi Insufficienza funzionale incombente	Varicosi con edema Insufficienza funzionale	Varicosi con alterazioni cutanee trofiche Atrofia bianca, dermatoliposclerosi	Ulcera varicosa rimarginata	Ulcera varicosa florida
Classificazione CEAP*	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6

Disturbi	Disturbi di grado lieve Caso flebologico standard	Disturbi gravi Caso flebologico di emergenza
----------	---	--



Classi di compressione	Ccl 1 18–21 mmHg	Ccl 2 23–32 mmHg	Ccl 3 34–46 mmHg
------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



* Patsch, H.: Klassifikation von chronischen Venenerkrankungen heute, Vasomed 1/2003
 ** E. Rabe et al. Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1/2003

CALZE COMPRESSIVE MEDICALI

BENDAGGI E ORTESI

PLANTARI E SCARPE

TECNOLOGIA DI MISURAZIONE

Rev. 1 – 2014-04_27120101005001

Bauerfeind AG

Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
Phone +49 (0) 36628-66-2000
Fax +49 (0) 36628-66-2999
E-mail info@bauerfeind.com

Italy

Bauerfeind AG
Filiale Italiana
Via Po 9
I-20871 Vimercate (MB)
Phone +39 039 608 12 52
Fax +39 039 608 26 68
E-mail info@bauerfeind.it