

Codice	Colore
RA-210170A	Copriwater morbido color azzurro
RA-210170B	Copriwater morbido color bianco
RA-210170N	Copriwater morbido color nero
RA-210170V	Copriwater morbido color verde

Descrizione

Copriwater morbidi realizzati in foam di poliuretano.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo sulla tavoletta del wc. Nel caso in cui la tavoletta sia troppo larga, applicare il copriwater direttamente sulla ceramica del sanitario. Assicurarsi che le due alette laterali siano ben posizionate e che il copriwater non si muova lateralmente.

Avvertenze

Prima di ogni impiego controllare che il copriwater sia ben stabile sulla tavoletta o sul wc.
Monitorare costantemente gli utilizzatori con ridotte capacità di deambulazione.

Pulizia

Il copriwater può essere lavato con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

Dimensioni

Lunghezza **45 cm**
Larghezza **37 cm**
Foro **30 x 23 cm**

Portata **200 kg**

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y091299

N. Repertorio: 98747R

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE