


# :- Dermatoscopio HEINE® NC1

Esame senza contatto, qualità senza rivali.



# DERMATOSCOPIO HEINE® NC 1. IL MIGLIORE DEI DUE MONDI.

Il nuovo dermatoscopio NC1 unisce due apparecchi diagnostici in uno. Garantisce analisi dettagliate, per un primo screening senza contatto e senza disinfezione della pelle. Se "sotto la lente di ingrandimento" viene rilevato qualcosa di anomalo sulla pelle, si può applicare una piastrina di contatto che trasforma l'NC1 in un dermatoscopio classico con scala e ulteriore ingrandimento. Il sistema ottico asferico ad elevata efficienza assicura immagini molto nitide, mentre il dispositivo di illuminazione LEDHQ garantisce colori fedeli. Lo stabile supporto in alluminio e la proverbiale qualità HEINE garantiscono all'apparecchio una lunga durata.





## **ESAME SENZA CONTATTO**

Diagnostica senza contatto che unisce un'elevata velocità di esame con una distanza professionale. Ampio campo di visione, profondità di campo estremamente elevata con ingrandimento 6x.



#### LUCE POLARIZZATA

Valutazione accurata delle strutture cristalline e vascolari, senza riflessi.



D-890.11.022

#### DISCO DI CONTATTO OPZIONALE

Una piastrina di contatto magnetica con ingrandimento 9x assicura immagini di alta qualità per una diagnosi più precisa.

## LED DI QUALITA' HEINE

Il nuovo standard nell'illuminazione LED per una luce uniformemente chiara con resa cromatica fedele.



Dermatoscopio NC1	
Testa dermatoscopio NC1, senza manico	D-008.78.130
NC1 Piastrina di contatto con scala	D-000.78.115

Set Dermatoscopio NC1	
Testa dermatoscopio NC1, con manico a batterie	
mini 3000 (con batterie)	D-008.78.132
Testa dermatoscopio NC1, con manico ricaricabile	
mini 3000 (con batterie ricaricabile)	D-008.78.133
Testa dermatoscopio NC1, con piastrina di contatto,	
manico a batterie mini 3000 (con batterie)	D-008.78.134
Testa dermatoscopio NC1, con piastrina di contatto,	
manico ricaricabile mini 3000 (con batterie ricaricabile)	D-008.78.135
Testa dermatoscopio NC1 con piastrina di contatto con	
scala, Testa otoscopio mini 3000 LED F.O., 2 manici	

Testa dermatoscopio NC1 senza piastrina di contatto, Testa otoscopio mini 3000 LED F.O., 2 manici batterie mini 3000 (con batterie), con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, Astuccio con cerniera lampo [02] **D-891.11.021** 

ricaricabili mini 3000 (con batterie ricaricabili),

Caricatore mini NT [01]



senza piastrina di contatto con piastrina di contatto











